



Invacare Poirier S.A.S.
Route de St Roch - 37230 Fondettes
www.invacare.fr

Invacare® Action®³ NG Dual HR™

CE



Fauteuil manuel en aluminium pliant par croisillon

Croisillon simple profilé. En standard : toile de dossier réglable en tension, roues avant 6" x 1.1/4", dossier inclinable par vérins. Propulsion et direction par double main-courante à démontage rapide : système réversible droite/gauche avec réglage de la main-courante intérieure (0 ou +2 cm). Réglage facile de l'inclinaison d'assise à 3° (de série), 0° ou 6°.
Poids : à partir de 14,5 kg. Poids maximum de l'utilisateur : 125 kg.

Date :
Nom de l'utilisateur :
Cachet du distributeur :

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

		Euros			
		Prix Public	LPPR*		
		HT	TTC		
CEH0031	Invacare® Action® ³ NG Dual HR™ - Dossier fixe - Codes LPPR 4107723	<input type="checkbox"/>	529,85	558,99	558,99
CEH0036	Invacare® Action® ³ NG Dual HR™ - Dossier pliant à mi-hauteur - Codes LPPR 4122473	<input type="checkbox"/>	572,18	603,65	603,65
CEH0041	Invacare® Action® ³ NG Dual HR™ - Dossier inclinable - Codes LPPR 4118193	<input type="checkbox"/>	572,18	603,65	603,65

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

◆ Configuration standard

○ Options sans supplément de prix

KIT DOUBLE MAIN-COURANTE - Code LPPR 4371555

CEH0140	Kit Dual HR™ à démontage rapide à droite (nc : 0732, 1330)	<input type="checkbox"/>	257,09	271,23	271,23
CEH0150	Kit Dual HR™ à démontage rapide à gauche (nc : 0832, 1320)	<input type="checkbox"/>	257,09	271,23	271,23

ASSISE

Largeur d'assise

CEH0180	38 cm (nc : 0936)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CEH0190	40,5 cm (nc : 0936)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CEH0200	43 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CEH0210	45,5 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CEH0220	48 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CEH0230	50,5 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Profondeur d'assise

CEH0240	40 cm (nc : 0842)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CEH0250	45 cm (nc : 0841)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CEH0252	Ajustable de 40 à 45 cm (nc : 0330, 0350, 0871)	<input type="checkbox"/>	15,17	16,00	

Hauteur d'assise avant

CEH0270	48,5 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CEH0280	46 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CEH0290	43,5 cm (uniquement avec roues avant 6" et 5,5")	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Toile d'assise

CEH0330	Nylon noir	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CEH0340	Nylon noir avec Velcro	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CEH0350	Nylon noir rembourré	<input type="checkbox"/>	16,11	17,00	

DOSSIER

Type de dossier - roulettes anti-bascule recommandées avec dossiers inclinables

CEH0395	Fixe 7° - réglable en hauteur de 38 à 46 cm, livré à 38 cm (nc : 0475, 0479, 0900) Nouveau	<input type="checkbox"/>	165,88	175,00	
CEH0396	Fixe 7° - réglable en hauteur de 38 à 46 cm, livré à 38 cm - poignées réglables en hauteur (nc : 0475, 0479, 0900) Nouveau	<input type="checkbox"/>	165,88	175,00	
CEH0410	Fixe 7° - hauteur 43 cm, ajustable à 40 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CEH0420	Fixe 7° - hauteur 51 cm	<input type="checkbox"/>	18,96	20,00	
CEH0435	Inclinable par crémaillères 0°-30° - avec tendeur - hauteurs 39, 41, 43 cm, livré en 43 cm (nc : 0940)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CEH0440	Inclinable par crémaillères 0°-30° - avec tendeur - hauteurs 47, 49, 51, livré en 51 cm (nc : 0940)	<input type="checkbox"/>	18,96	20,00	
CEH0445	Inclinable par vérins 0°-30° - avec tendeur - hauteurs 39, 41, 43 cm, livré en 43 cm (nc : 0940)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CEH0450	Inclinable par vérins 0°-30° - avec tendeur - hauteurs 47, 49, 51, livré en 51 cm (nc : 0940)	<input type="checkbox"/>	18,96	20,00	
CEH0451	Inclinable par vérins 0°-30° - avec tendeur - réglable en hauteur de 43 à 48 cm (livré à 43 cm) poignées réglables en hauteur (nc : 0940) Nouveau	<input type="checkbox"/>	165,88	175,00	
CEH0455	Pliant à mi-hauteur - hauteur 43 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	



0480




Invacare® Action®³ NG Dual HR¹

Euros	
Prix Public	LPPR
HT	TTC

Toile de dossier

CEH0475	Rembourrée réglable en tension (1 sangle), nylon noir	<input type="checkbox"/>	◆	◆	34,90
CEH0479	Rembourrée réglable en tension (4 sangles), nylon noir - <i>Inclus un tendeur de dossier (nc : 0940)</i>	<input type="checkbox"/>	33,08	34,90	34,90
CEH0480	Rembourrée réglable en tension (7 sangles), nylon noir - <i>Inclus un tendeur de dossier (nc : 0940)</i>	<input type="checkbox"/>	80,57	85,00	34,90



0475

POTENCES ET PALETTES

Potence droite

CEH0510	Potence à 80°	<input type="checkbox"/>	◆	◆	
CEH0520	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 80° avec appui-mollet rembourré - réglable en hauteur et en profondeur (nc : 0930, 0936)	<input type="checkbox"/>	73,82	77,88	77,88 *
CEH0545	Support amputé (nc : 0600, 0610, 0930, 0936) l'utilisation de roulettes anti-basculade est conseillée, potence 80° avec palette fixe OFFERTE	<input type="checkbox"/>	138,39	146,00	

0510 / 0560

0520 / 0570



0545 / 0595



Potence gauche

CEH0560	Potence à 80°	<input type="checkbox"/>	◆	◆	
CEH0570	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 80° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur (nc : 0930, 0936)	<input type="checkbox"/>	73,82	77,88	77,88 *
CEH0595	Support amputé (nc : 0620, 0630, 0930, 0936) l'utilisation de roulettes anti-basculade est conseillée, potence 80° avec palette fixe OFFERTE	<input type="checkbox"/>	138,39	146,00	

Palette droite (réglage en hauteur tous les cm sur 12 cm)

CEH0600	Fixe	<input type="checkbox"/>	◆	◆	
CEH0610	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 5 cm	<input type="checkbox"/>	26,43	27,88	

Palette gauche (réglage en hauteur tous les cm sur 12 cm)

CEH0620	Fixe	<input type="checkbox"/>	◆	◆	
CEH0630	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 5 cm	<input type="checkbox"/>	26,43	27,88	

0610 / 0630




* LPPR repose-jambe (0520 / 70) + palette fixe (0600 / 20) = 77,88 € / LPPR repose-jambe (0520 / 70) + palette réglable = 105,76 €

ACCODOIRS


Accoudoir droit

CEH0640	Amovible et réglable en hauteur à 20, 23, 26 ou 28 cm - manchette courte (nc : 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796, 1480)	<input type="checkbox"/>	◆	◆	
CEH0650	Amovible et réglable en hauteur à 20, 23, 26 ou 28 cm - manchette longue (nc : 0740, 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796)	<input type="checkbox"/>	9,48	10,00	
CEH0660	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 23 cm - manchette courte (nc : 0740, 0750, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796, 1480)	<input type="checkbox"/>	○	○	
CEH0670	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 23 cm - manchette longue (nc : 0740, 0750, 0760, 0790, 0795, 0796)	<input type="checkbox"/>	9,48	10,00	
CEH0680	Relevable et amovible - réglable en hauteur de 17 à 29,5 cm - peint - manchette courte (nc : 0740, 0750, 0760, 0770, 0790, 0795, 0796, 1480)	<input type="checkbox"/>	69,19	73,00	
CEH0690	Relevable et amovible - réglable en hauteur 17 à 29,5 cm - manchette longue réglable en profondeur (nc : 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0795, 0796)	<input type="checkbox"/>	78,67	83,00	
CEH0695	Amovible et réglable en hauteur - manchette courte (nc : 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 1480) Nouveau	<input type="checkbox"/>	69,19	73,00	
CEH0696	Amovible, réglable en hauteur et profondeur - manchette longue (nc : 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790) Nouveau	<input type="checkbox"/>	79,62	84,00	
CEH0732	Gouttière concave et système de rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et profondeur (nc : 0780, 0790, 0795, 0796, 0832, 1480)	<input type="checkbox"/>	113,17	119,39	119,39

0640 / 0740



0660 / 0760




0695 / 0795



Accoudoir gauche

CEH0740	Amovible et réglable en hauteur à 20, 23, 26 ou 28 cm - manchette courte (nc : 1480)	<input type="checkbox"/>	◆	◆	
CEH0750	Amovible et réglable en hauteur à 20, 23, 26 ou 28 cm - manchette longue	<input type="checkbox"/>	9,48	10,00	
CEH0760	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 23 cm - manchette courte (nc : 1480)	<input type="checkbox"/>	○	○	
CEH0770	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 23 cm - manchette longue	<input type="checkbox"/>	9,48	10,00	
CEH0780	Relevable et amovible - réglable en hauteur de 17 à 29,5 cm - peint - manchette courte (nc : 1480)	<input type="checkbox"/>	69,19	73,00	
CEH0790	Relevable et amovible - réglable en hauteur 17 à 29,5 cm - manchette longue réglable en profondeur	<input type="checkbox"/>	78,67	83,00	
CEH0795	Amovible et réglable en hauteur - manchette courte (nc : 1480) Nouveau	<input type="checkbox"/>	69,19	73,00	
CEH0796	Amovible, réglable en hauteur et profondeur - manchette longue (nc : 1480) Nouveau	<input type="checkbox"/>	79,62	84,00	
CEH0832	Gouttière concave et système de rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et profondeur (nc : 1480)	<input type="checkbox"/>	113,17	119,39	119,39

0680 / 0780



0732 / 0832



Possible uniquement du côté opposé à la double main-courante

Invacare® Action®³ NG Dual HR¹

Euros	
Prix Public	LPPR
HT	TTC


OPTIONS D'ASSISE							
CEH0841	Coussin d'assise en mousse 5 cm - housse en nylon avec base anti-dérapante - profondeur 40 cm (nc : 0871)	<input type="checkbox"/>	33,08	34,90	34,90	 0841 / 0842	
CEH0842	Coussin d'assise en mousse 5 cm - housse en nylon avec base anti-dérapante - profondeur 45 cm (nc : 0871) <i>Nouveau</i>	<input type="checkbox"/>	33,08	34,90	34,90		
CEH0871	Coussin Flo-Tech Visco - poids utilisateur max.100 kg (Lite) ou 125 kg (Contour) - Base rigide offerte - se référer au tableau de dernière page pour l'épaisseur <i>Nouveau</i>	<input type="checkbox"/>	97,16	102,50	102,50		
CEH0900	Appui-tête - livré avec tendeur de dossier (nc : 0940)	<input type="checkbox"/>	60,10	63,41	63,41		
CEH0920	Talonnères réglables, la paire	<input type="checkbox"/>	10,43	11,00			
CEH0930	Sangle appui-mollet	<input type="checkbox"/>	6,64	7,00			
CEH0935	Tubes porte-palette longs, la paire, distance toile d'assise - palette : 45 cm min - 53 cm max (nc : 0936)	<input type="checkbox"/>	10,43	11,00			
CEH0936	Palettes montées haut - UL courts (23-43 cm si palettes fixes, 25-38 cm si palettes réglables)	<input type="checkbox"/>	49,29	52,00			
CEH0940	Tendeur de dossier	<input type="checkbox"/>	29,38	31,00		 base rigide	
COLORIS DE CHASSIS							
CEH0960	Rouge Brillant	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
CEH0961	Gris Ardoise	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
CEH0963	Bleu Océan	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
CEH0980	Noir Brillant	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
ROUES AVANT							
CEH1000	8" x 1.1/4" - Pneu	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		 1000 / 1010 1020 1050	
CEH1010	8" x 1.1/4" - Bandage	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
CEH1020	8" x 2" - Pneu	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
CEH1030	8" x 2" - Bandage	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
CEH1049	6" x 1.1/4" - Bandage souple	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
CEH1050	6" x 1.1/4" - Bandage	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>			
CEH1052	5,5" x 1.3/4" - Bandage souple	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
ROUES ARRIERE							
Roues arrière							
CEH1060	24" x 1.3/8" - Pneu - Roues rayonnées	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		 1060 / 1080	
CEH1080	24" x 1.3/8" - Bandage - Roues rayonnées	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
Axes de roues arrière							
CEH1180	A démontage rapide	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>			
Position axes de roues arrière							
CEH1200	Position Amputée	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>			
Pompe							
CEH1230	Pompe et support	<input type="checkbox"/>	5,69	6,00			
FREINS							
CEH1270	Freins à pousser à poignée escamotable	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>			
CEH1320	Freins à câble à commande unilatérale à droite (nc : 1390)	<input type="checkbox"/>	29,38	31,00			
CEH1330	Freins à câble à commande unilatérale à gauche (nc : 1390)	<input type="checkbox"/>	29,38	31,00			
OPTIONS DE SECURITE							
CEH1345	Kit de transport (accroches taxi) - ceinture de maintien à boucle incluse (nc : 1360) <i>Nouveau</i>	<input type="checkbox"/>	24,64	26,00		 1375 1345 1390	
CEH1360	Ceinture de maintien - fermeture à boucle	<input type="checkbox"/>	17,06	18,00			
CEH1370	Roulettes anti-basculer, la paire (nc : 1375, 1440)	<input type="checkbox"/>	47,39	50,00			
CEH1375	Roulettes anti-basculer avec tube basculeur, la paire (nc : 1440)	<input type="checkbox"/>	74,88	79,00			
CEH1380	Kit réflecteurs (roues et châssis)	<input type="checkbox"/>	20,85	22,00			
CEH1390	Extensions de frein, la paire	<input type="checkbox"/>	5,69	6,00			
OPTIONS							
CEH1430	Porte-canne	<input type="checkbox"/>	28,44	30,00		 1440	
CEH1440	Tube basculeur à droite	<input type="checkbox"/>	24,64	26,00			
CEH1451	Tige porte-sérum et support (tendeur obligatoire et non inclus)	<input type="checkbox"/>	61,61	65,00			
ACCESSOIRE							
CEH1480	Tablette transparente	<input type="checkbox"/>	72,83	76,84	76,84		

Les prix publics des options ne sont valables que si elles sont commandées avec le fauteuil.
Pour des options (accessoires) commandées séparément, consulter votre Distributeur pour obtenir le tarif.

Angle d'assise 0°	Position roues arrière		Position roues avant			
Hauteur d'assise	22"	24"	Position 1		Position 2	
43,5	4	3	2	X	1	X
46	5	4	3	2	2	X
48,5	X	5	X	3	3	2

Angle d'assise 3°	Position roues arrière		Position roues avant			
Hauteur d'assise	22"	24"	Position 1		Position 2	
43,5	3	2	2	X	1	X
46	4	3	3	2	2	X
48,5	5	4	X	3	3	2

Angle d'assise 6°	Position roues arrière		Position roues avant			
Hauteur d'assise	22"	24"	Position 1		Position 2	
43,5	2	1	2	X	1	X
46	3	2	3	2	2	X
48,5	4	3	X	3	3	2



Gamme de Coussins Flo-Tech Visco (suivant largeur et profondeur d'assise du fauteuil)

Type de coussin et de portance
Dimensions Coussins
Code

Profondeur d'assise	Largeur d'assise					
	38	40,5	43	45,5	48	50
40	Lite Firm	Lite Firm	Lite Firm	Lite Firm	Contour Firm	Contour Very Firm
	38 x 40,5	40,5 x 40,5	43 x 40,5	45,5 x 40,5	48 x 40,5	50 x 40,5
	1501111	1501109	1501107	1523826	1501116	1501118
45	Lite Firm	Lite Firm	Lite Firm	Lite Firm	Contour Firm	Contour Very Firm
	38 x 45	40,5 x 45	43 x 45	45,5 x 45	48 x 45	50 x 45
	1525532	1525533	1525534	1525535	1525020	1525021

Epaisseur Coussin Flo-tech Lite Visco = 5,5 cm
Epaisseur Coussin Flo-tech Contour Visco = 9 cm

Housse Dartex® Noire Bi-Elastique et respirante