



Des produits à vivre

Tensiomètre Anéroïde

Baltéa manopoire



COLSON  **DUPONT**

www.dupont-medical.com

Baltéa manopoire

Tensiomètre anéroïde

Facilité d'utilisation et présentation soignée

- Manomètre avec bague de protection
- Bloc manométrique indépendant du brassard
- Changement des brassards par raccords rapides
- Bloc manométrique en ABS
- Cadran Ø 60 mm
- Gonflage poire
- Décompression progressive et contrôlée par robinet
- Brassards pré-calibrés lavables
- Fermeture par système auto-agrippant
- Trousse de rangement



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	Baltéa manopoire
Type :	Manopoire anéroïde
Méthode de mesure :	Auscultatoire
Manomètre :	Boîtier ABS
Cadran :	Ø 60 mm
Plage de mesure :	0 à 300 mmHg
Graduation :	2 mmHg
Précision :	± 3 mmHg
Brassards :	4 tailles : large, standard, enfant et nourrisson Polyamide (large et standard) Polycoton (enfant et nourrisson) Lavage à 30° Fermeture par système auto-agrippant
Pré-calibré :	Index dimensions poche / circonférence bras
Fixation du brassard :	Système raccord rapide métallique
Gonflage/dégonflage :	Poire PVC Robinet laiton chromé Décompression par valve
Poche et tubulure :	Caoutchouc, poche 1 sortie
Poids :	307 g
Garantie :	1 an à partir de la date d'achat du client contre tout défaut et vice de fabrication et dans des conditions normales d'utilisation et hors pièces d'usure.

BALTEA adulte, brassard polyamide auto-agrippant bleu	CC 308 0101
BALTEA adulte, brassard polyamide auto-agrippant vert	CC 308 0102
BALTEA obèse, brassard polyamide auto-agrippant bleu	CC 308 1601
BALTEA enfant, brassard polycoton auto-agrippant à motifs	CC 308 0500
BALTEA nourrisson, brassard polycoton auto-agrippant à motifs	CC 308 0700
BALTEA SYSTEM', 4 brassards : obèse, adulte, enfant, nourrisson	CC 308 0000

Conforme à la norme EN 1060 parties 1, 2 et 3 intitulé 'tensiomètres non-invasifs'

Marquage CE : Produit classe I fonction mesurage

Les tensiomètres Dupont Médical répondent aux exigences essentielles décrites dans la directive 93/42/CEE annexe I. Ils sont fabriqués dans un système qualité conforme à l'annexe V (FM) chapitre 3 et 4 de la directive 93/42/CEE.



Les photographies et les caractéristiques techniques mentionnées ne sont pas contractuelles et peuvent être soumises à des changements sans préavis.

DUPONT MEDICAL

BP 19 - ZAC de Ban la Dame - 92 rue du train à fil - 54390 FROUARD (France)

Tel. +33 (0)3 83 49 54 50 - Fax. +33 (0)3 83 495 496

<http://www.dupont-medical.com>