



**Poussette Corzino (Tarif Code A) Coloris bleu**

- Dossier réglable en inclinaison 2 positions
- Repose-pieds 2 palettes séparées, réglables en hauteur et escamotables
- Harnais 5 points
- Repose mollets
- Freins aux pieds
- Poignée de poussée réglable
- Roues avant pivotantes increvables Ø17,5cm et roues arrière increvables Ø26,5cm
- Revêtement tissu amovible et lavable à 30°
- Extension de dossier en standard sur la taille 3 et 4



Jusqu'au 30/06/2025

**DIMENSIONS EN CM:**

	Taille 1	Taille 2	Taille 3	Taille 4
LARGEUR D'ASSISE	30	34	38	42
HAUTEUR DOSSIER	54	67	85	88
LARGEUR TOTALE	53	58	63	65
LONGUEUR TOTALE	100	104	100	109
INCLINAISON DOSSIER	90° - 89°	98° - 96°	96° 94°	98° - 95°
ANGLE D'ASSISE	22°	23°	24°	21°
PROFONDEUR D'ASSISE	28	32	36	3
HAUTEUR ASSISE / REPOSE PIED	29-42	30-44	27-43	33-50
HAUTEUR TOTALE /POIGNEE DE POUSSE	103/103	107/104	124/95	129/99
LONGUEUR PLIEE	119	124	124	132
LARGEUR PLIEE	32	32	35	37
HAUTEUR PLIEE	37	39	40	36
CHARGE MAXIMALE EN KG	45KG	55KG	75	75
POIDS DE LA POUSSETTE	12KG	12,5KG	14KG	14,2KG

**CODES LPPR\*:**

	CODE LPPR	Montant LPPR
(a)	9264580	574,21 €
(b)	9264686	403,50 €
(c)	9364838	63,47 €
(e)	9364784	96,22 €
(i)	9364778	69,84 €

**\*Les codes LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas la société CREE**

**INFORMATIONS CLIENT:**

Prestataire N° Client CREE:  
 Contact / Tel:  
 Adresse:  
 Code Poste:  
 Ville:  
 Email:


**UTILISATEUR:**

Nom:  
 Prénom:  
 Adresse:  
 Code Postal:  
 Ville:  
 Email:  
 Diagnostic:  
 Date de l'essai:

**INFORMATIONS STRUCTURE:**

Prescripteur:  
 Nom / Structure:  
 Tel / Email:

**PRISE DE MESURE:**









Age  
 Poids KG  
 Taille CM

- 1 Longueur des cuisses CM
- 2 Longueur des jambes CM
- 3 Hauteur avant bras CM
- 4 Hauteur de tête CM
- 5 Largeur du bassin CM

**REFERENCES CORZINO:**

	Désignation	PRIX HT	PRIX TTC*	Code LPPR	Montant LPPR
22501	<input type="checkbox"/> POUSSETTE CORZINO TAILLE 1 + HARNAIS 5 PTS	1 053,00 €	1 110,92 €	(a) + (e) -16 ans (b) +16ans	670,43€ -16 ans 403,50€ +16 ans
22502	<input type="checkbox"/> POUSSETTE CORZINO TAILLE 2 + HARNAIS 5PTS	1 053,00 €	1 110,92 €		
22503	<input type="checkbox"/> POUSSETTE CORZINO TAILLE 3 + HARNAIS 5 PTS + EXTENSION DE DOSSIER	1 053,00 €	1 110,92 €	(a)+(e)+(c) -16 ans (b) +16 ans	733,90€ -16 ans 403,50€ +16 ans
22504	<input type="checkbox"/> POUSSETTE CORZINO TAILLE 4 + HARNAIS 5 PTS + EXTENSION DE DOSSIER	1 162,00 €	1 225,91 €		

ACCESSOIRES:							
		Désignation		PRIX HT	PRIX TTC*	CODE LPPR	MONTANT LPPR
22510	<input type="checkbox"/>	APPUI TETE CORZINO T1-2		101,00 €	106,56 €	(c)	63,47 €
22511	<input type="checkbox"/>	APPUI TETE CORZINO T3-4		101,00 €	106,56 €	(c)	63,47 €
22512	<input type="checkbox"/>	BLOC D'ABDUCTION CORZINO T1-2		110,00 €	116,05 €	(i)	69,84 €
22513	<input type="checkbox"/>	BLOC D'ABDUCTION CORZINO T3-4		88,00 €	92,84 €		
22517	<input type="checkbox"/>	CAPOTE T.U CORZINO		141,00 €	148,76 €		
22518	<input type="checkbox"/>	HOUSSE ANTI PLUIE CORZINO T1-2 / PIPER		83,00 €	87,57 €		
22519	<input type="checkbox"/>	HOUSSE ANTI PLUIE CORZINO T3-4		70,00 €	73,85 €		
<b>ATTENTION: Les références 22518 et 22519 se fixent sur la Capote référence 22517</b>							
22508	<input type="checkbox"/>	PANIER TISSU CORZINO T1-2		110,00 €	116,05 €		
22509	<input type="checkbox"/>	PANIER TISSU CORZINO T3-4		99,00 €	104,45 €		

\*TVA 5,5%



Avenue Champlevert - Z.I du Recou – 69520 GRIGNY SUR RHONE – France – Tél. +33 (0)4 72 24 08 99 – Télécopie +33 (0)4 72 24 25 36  
 cree@cree.fr - <http://www.cree.fr>