

**TOM 4 BLUE JEAN TAILLE STANDARD (Tarif Code B) Coloris blue jean**

- Assise réglable en profondeur et en largeur à l'aide de coussins latéraux
- Dossier réglable en hauteur et en inclinaison, 0° à 180°
- Ceinture 2 point et barre d'appui thoracique
- Repose-pied monobloc réglable en hauteur et en inclinaison
- Freins individuel central au pied
- Poignée de poussée réglable
- Roues avant increvable Ø20cm et roues arrière increvables Ø30cm
- Châssis crash testé



Jusqu'au 30/06/2025

DIMENSIONS EN CM:

	Taille STD
LARGEUR TOTALE	62
LARGEUR D'ASSISE	20/24/26/31
HAUTEUR ASSISE / SOL	60
HAUTEUR DOSSIER	51-65
LONGUEUR TOTALE	99
INCLINAISON ASSISES / DOSSIER	0-180
ANGLE D'ASSISE HORIZONTALE	+/-27°
PROFONDEUR D'ASSISE	27-35
HAUTEUR ASSISE / REPOSE PIED	20-35
HAUTEUR POIGNEE DE POUSSEE	101
LONGUEUR PLIEE	99
LARGEUR PLIEE (sans roues)	62
HAUTEUR PLIEE	55
CHARGE MAXIMALE EN KG	35
POIDS DE LA POUSSETTE	18,5

CODES LPPR*:

	Ancien code	Nouveau Code	Montant LPPR
(a)	4261051	9257746	962,20 €
(c)	4357319	9364838	63,47 €
(d)	4331024	9364761	34,92 €
(e)	4328542	9364784	96,22 €
(f)	4376386	9364790	76,82 €
(h)	1279027	6264823	140,63 €
(i)	4360215	9364778	69,84 €

*Les codes LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas la société CREE

INFORMATIONS CLIENT:

Prestataire N° Client CREE:
 Contact / Tel:
 Adresse:
 Code Poste:
 Ville:
 Email:


UTILISATEUR:

Nom:
 Prénom:
 Adresse:
 Code Postal:
 Ville:
 Email:
 Diagnostic:
 Date de l'essai:

INFORMATIONS STRUCTURE:

Prescripteur:
 Nom / Structure:
 Tel / Email:

PRISE DE MESURE:



Age
 Poids KG
 Taille CM

- 1 Longueur des cuisses CM
 2 Longueur des jambes CM
 3 Hauteur avant bras CM
 4 Hauteur de tête CM
 5 Largeur du bassin CM











REFERENCES PACKS TOM 4 Standard AVEC CEINTURE 4 POINTS:

Désignation	PRIX HT	PRIX TTC*	Code LPPR	Montant LPPR
22653JC <input type="checkbox"/> PACK POUSSETTE TOM 4 STD BLUE JEAN CEINTURE 4P, T4J0003 <input checked="" type="checkbox"/> APPUI-TETE TOM 4 CL / STD ED. JEAN T4J0006 <input checked="" type="checkbox"/> CALE D'ABDUCTION TOM 4 STD ED. JEAN T4J0005 <input checked="" type="checkbox"/> PAIRE CALES LATERALES TOM 4 STD ED. JEAN T4J0009 <input checked="" type="checkbox"/> CEINTURE 4 POINTS TOM 4 STD ED. JEAN	1 195,80 €	1 261,57 €	(a)+(c)+(i)+(e)+(d)+(d)	1 261,57 €

REFERENCES PACKS TOM 4 Standard AVEC HARNAIS EN H:

Désignation	PRIX HT	PRIX TTC*	Code LPPR	Montant LPPR
22653J <input type="checkbox"/> PACK POUSSETTE TOM 4 STD BLUE JEAN HARNAIS H T4J0003 <input checked="" type="checkbox"/> APPUI-TETE TOM 4 CL / STD ED. JEAN T4J0006 <input checked="" type="checkbox"/> CALE D'ABDUCTION TOM 4 STD ED. JEAN T4J0005 <input checked="" type="checkbox"/> PAIRE CALES LATERALES TOM 4 STD ED. JEAN T4J0027 <input checked="" type="checkbox"/> HARNAIS EN H TOM 4 STANDARD ED. JEAN	1 195,80	1 261,57	(a)+(c)+(i)+(e)+(d)+(d)	1 261,57 €

■ = Equipement en standard

ACCESSOIRES:						
	Désignation		PRIX HT	PRIX TTC*	CODE LPPR	MONTANT LPPR
T4J0017	<input type="checkbox"/> TABLETTE STANDARD TOM 4/TAMPA ED. JEAN		429,00 € 390,00 €	452,60 € 411,45 €	(f)	76,82 €
T4J0008	<input type="checkbox"/> CAPOTE TOM 4 STD ET MAXI ED. JEAN		321,00 € 290,00 €	338,66 € 305,95 €		
T4J0012	<input type="checkbox"/> HOUSSE ANTI-PLUIE TOM 4 MINI / STANDARD ED. JEAN***		124,00 € 109,00 €	130,82 € 115,00 €		
*** Attention, commander la capote pour fixer la housse anti-pluie						
T4J0004	<input type="checkbox"/> REPOSE NUQUE TOM 4 STD ET MAXI ED. JEAN		64,00 €	67,52 €		
T4J0015	<input type="checkbox"/> SAC THERMIQUE TOM 4 STD ED. JEAN		508,00 €	535,94 €		
T4J0019	<input type="checkbox"/> PANIER TISSU TOM 4 ED. JEAN		113,00 €	119,22 €		
T4J0011	<input type="checkbox"/> SANGLE DE PIEDS		79,00 €	83,35 €		
T4J0018	<input type="checkbox"/> PROTECTIONS LATERALES TOM 4 ED. JEAN		79,00 €	83,35 €		
T4J0026	<input type="checkbox"/> PROTECTIONS LATERALES ENVELOPPANTES TOM 4 ED. JEAN		246,00 €	259,53 €		
22845	<input type="checkbox"/> GANTS POUR POIGNEE DE PUSSEE TOM 4 Tarif exceptionnel jusqu'à épuisement du stock		62,00 € 31,00 €	65,41 € 32,70 €		
T4J0014	<input type="checkbox"/> BASE D'INTERIEUR TOM 4 ED. JEAN		814,00 €	858,77 €	(h)	140,63 €
ACCESSOIRES COMPRIS DANS LES PACKS DISPONIBLES A L'UNITE						
	Désignation		PRIX HT	PRIX TTC*	CODE LPPR	MONTANT LPPR
T4J0003	<input type="checkbox"/> APPUI-TETE TOM 4 CL / STD ET MAXI ED. JEAN		97,00 €	102,34 €	(c)	63,47 €
T4J0006	<input type="checkbox"/> CALE D'ABDUCTION TOM 4 STD ET MAXI ED. JEAN		100,00 €	105,50 €	(i)	69,84 €
T4J0009	<input type="checkbox"/> CEINTURE 4 POINTS TOM 4 STD ED. JEAN		148,00 €	156,14 €	(e)	96,22 €
T4J0027	<input type="checkbox"/> HARNAIS EN H TOM 4 STD ED. JEAN		147,00 €	155,09 €	(e)	96,22 €
T4J0005	<input type="checkbox"/> PAIRE CALES LATERALES TOM 4 STD ED. JEAN		107,00 €	112,89 €	(d)+(d)	69,84 €

*TVA 5,5%



Avenue Champlevvert - Z.I du Recou – 69520 GRIGNY SUR RHONE– France – Tél. +33 (0)4 72 24 08 99 – Télécopie +33 (0)4 72 24 25 36
cree@cree.fr - http://www.cree.fr

**TOM 4 BLUE JEAN TAILLE MAXI (Tarif Code B) coloris blue jean**

- Assise réglable en profondeur et en largeur à l'aide de coussins latéraux
- Dossier réglable en hauteur et en inclinaison, 0° à 180°
- Ceinture 2 point et barre d'appui thoracique
- Repose-pied monobloc réglable en hauteur et en inclinaison
- Freins individuel central au pied
- Poignée de poussée réglable
- Roues avant increvable Ø20cm et roues arrière increvables Ø30cm
- Châssis crash testé



Jusqu'au 30/06/2025

DIMENSIONS EN CM:

CODES LPPR*:

	Taille MAXI
LARGEUR TOTALE	66
LARGEUR D'ASSISE	22/26/28/35
HAUTEUR ASSISE / SOL	60
HAUTEUR DOSSIER	56-67
LONGUEUR TOTALE	107
INCLINAISON ASSISES / DOSSIER	0-160
ANGLE D'ASSISE HORIZONTALE	+/-25°
PROFONDEUR D'ASSISE	34-40
HAUTEUR ASSISE / REPOSE PIED	24-40
HAUTEUR POIGNEE DE POUSSEE	106
LONGUEUR PLIEE	107
LARGEUR PLIEE (sans roues)	66
HAUTEUR PLIEE	63
CHARGE MAXIMALE EN KG	50
POIDS DE LA POUSSETTE	21

	Ancien code	Nouveau Code	Montant LPPR
(a)	4261051	9257746	962,20 €
(c)	4357319	9364838	63,47 €
(d)	4331024	9364761	34,92 €
(e)	4328542	9364784	96,22 €
(f)	4376386	9364790	76,82 €
(h)	1279027	6264823	140,63 €
(i)	4360215	9364778	69,84 €

*Les codes LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas la société CREE

INFORMATIONS CLIENT:

Prestataire N° Client CREE:
 Contact / Tel:
 Adresse:
 Code Poste:
 Ville:
 Email:


UTILISATEUR:

Nom:
 Prénom:
 Adresse:
 Code Postal:
 Ville:
 Email:
 Diagnostic:
 Date de l'essai:

INFORMATIONS STRUCTURE:

Prescripteur:
 Nom / Structure:
 Tel / Email:

PRISE DE MESURE:


















Age
 Poids KG
 Taille CM

1 Longueur des cuisses CM
 2 Longueur des jambes CM
 3 Hauteur avant bras CM
 4 Hauteur de tête CM
 5 Largeur du bassin CM

REFERENCE TOM 4 MAXI:

	Désignation	PRIX HT	PRIX TTC*	Code LPPR	Montant LPPR
22655	<input type="checkbox"/> POUSSETTE TOM 4 MAXI ED BLUE JEAN SEULE	1 437,00 €	1 516,04 €	(a)	962,20 €

ACCESSOIRES:							
		Désignation		PRIX HT	PRIX TTC*	Code LPPR	Montant LPPR
T4J0003	<input type="checkbox"/>	APPUI-TETE TOM 4 CL / STD ET MAXI ED. JEAN		97,00 €	102,34 €	(c)	63,47 €
T4J0006	<input type="checkbox"/>	CALE D'ABDUCTION TOM 4 STD ET MAXI ED. JEAN		100,00 €	105,50 €	(i)	69,84 €
T4J0035	<input type="checkbox"/>	CEINTURE 4 POINTS TOM 4 MAXI ED. JEAN		108,00 €	113,94 €	(e)	96,22 €
T4J0010	<input type="checkbox"/>	HARNAIS EN H TOM 4 MAXI ED JEAN		147,00 €	155,09 €	(e)	96,22 €
T4J0025	<input type="checkbox"/>	PAIRE CALES LATERALES MAXI TOM 4 ED. JEAN		107,00 €	112,89 €	(d)+(d)	69,84 €
T4J0004	<input type="checkbox"/>	REPOSE NUQUE TOM 4 STD & MAXI ED. JEAN		64,00 €	67,52 €		
T4J0017	<input type="checkbox"/>	TABLETTE STANDARD TOM 4/TAMPA ED. JEAN		429,00 € 390,00 €	452,60 € 411,45 €	(f)	76,82 €
T4J0011	<input type="checkbox"/>	SANGLE DE PIEDS		79,00 €	83,35 €		
T4J0008	<input type="checkbox"/>	CAPOTE TOM 4 STD ET MAXI ED. JEAN		321,00 € 290,00 €	338,66 € 305,95 €		
T4J0013	<input type="checkbox"/>	HOUSSE ANTI PLUIE TOM 4 MAXI ED. JEAN***		124,00 € 109,00 €	130,82 € 115,00 €		
***Attention il faut commander la capote pour fixer la housse anti-pluie							
T4J0016	<input type="checkbox"/>	SAC THERMIQUE TOM 4 MAXI ED. JEAN		508,00 €	535,94 €		
T4J0019	<input type="checkbox"/>	PANIER TISSU TOM 4 ED. JEAN		113,00 €	119,22 €		
T4J0018	<input type="checkbox"/>	PROTECTIONS LATERALES TOM ED. JEAN		79,00 €	83,35 €		
T4J0026	<input type="checkbox"/>	PROTECTIONS LATERALES ENVELOPPANTES TOM 4 ED. JEAN		246,00 €	259,53 €		
T4J0016	<input type="checkbox"/>	BASE D'INTERIEUR TOM 4 ED. JEAN		508,00 €	535,94 €	(h)	140,63 €

*TVA 5,5%



Avenue Champlevert - Z.I du Recou – 69520 GRIGNY SUR RHONE – France – Tél. +33 (0)4 72 24 08 99 – Télécopie +33 (0)4 72 24 25 36
cree@cree.fr - http://www.cree.fr

**TOM 4 BLUE JEAN TAILLE MINI (Tarif Code B) Coloris blue jean**

- Assise réglable en profondeur et en largeur à l'aide de coussins latéraux
- Dossier réglable en hauteur et en inclinaison, 0° à 180°
- Ceinture 2 point et barre d'appui thoracique
- Repose-pied monobloc réglable en hauteur et en inclinaison
- Freins individuel central au pied
- Poignée de poussée réglable
- Roues avant increvable Ø20cm et roues arrière increvables Ø30cm
- Châssis crash testé



Jusqu'au 30/06/2025

DIMENSIONS EN CM:

	Taille MINI
LARGEUR TOTALE	62
LARGEUR D'ASSISE	18/22/26
HAUTEUR ASSISE / SOL	50
HAUTEUR DOSSIER	44-61
LONGUEUR TOTALE	99
INCLINAISON ASSISES / DOSSIER	0-180
ANGLE D'ASSISE HORIZONTALE	+/-27°
PROFONDEUR D'ASSISE	24-31
HAUTEUR ASSISE / REPOSE PIED	14-28
HAUTEUR POIGNEE DE POUSSEE	101
LONGUEUR PLIEE	99
LARGEUR PLIEE (sans roues)	62
HAUTEUR PLIEE	55
CHARGE MAXIMALE EN KG	35
POIDS DE LA POUSSETTE	17

CODES LPPR*:

	Ancien code	Nouveau Code	Montant LPPR
(a)	4261051	9257746	962,20 €
(c)	4357319	9364838	63,47 €
(d)	4331024	9364761	34,92 €
(e)	4328542	9364784	96,22 €
(f)	4376386	9364790	76,82 €
(h)	1279027	6264823	140,63 €
(i)	4360215	9364778	69,84 €

*Les codes LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas la société CREE

INFORMATIONS CLIENT:

Prestataire N° Client CREE:
 Contact / Tel:
 Adresse:
 Code Poste:
 Ville:
 Email:


UTILISATEUR:

Nom:
 Prénom:
 Adresse:
 Code Postal:
 Ville:

INFORMATIONS STRUCTURE:

Prescripteur:
 Nom / Structure:
 Tel / Email:

Email:
 Diagnostic:
 Date de l'essai:

PRISE DE MESURE:

Age
 Poids KG
 Taille CM

- 1 Longueur des cuisses CM
 2 Longueur des jambes CM
 3 Hauteur avant bras CM
 4 Hauteur de tête CM
 5 Largeur du bassin CM
















REFERENCES PACKS TOM 4 Mini AVEC CEINTURE 4 POINTS:

Désignation	PRIX HT	PRIX TTC*	Code LPPR	Montant LPPR
22652JC <input type="checkbox"/> PACK POUSSETTE TOM 4 MINI BLUE JEAN CEINTURE 4P, T4J0020 <input checked="" type="checkbox"/> APPUI-TETE TOM 4 CL / MINI ED. JEAN T4J0007 <input checked="" type="checkbox"/> CALE D'ABDUCTION TOM 4 MINI ED. JEAN T4J0028 <input checked="" type="checkbox"/> PAIRE CALES LATERALES TOM 4 MINI ED. JEAN T4J0029 <input checked="" type="checkbox"/> CEINTURE 4 POINTS TOM 4 MINI ED. JEAN	1 195,80 €	1 261,57 €	(a)+(c)+(i)+(e)+(d)+(d)	1 261,57 €

REFERENCES PACKS TOM 4 Mini AVEC HARNAIS EN H:

Désignation	PRIX HT	PRIX TTC*	Code LPPR	Montant LPPR
22652J <input type="checkbox"/> PACK POUSSETTE TOM 4 MINI BLUE JEAN HARNAIS H T4J0020 <input checked="" type="checkbox"/> APPUI-TETE TOM 4 CL / MINI ED. JEAN T4J0007 <input checked="" type="checkbox"/> CALE D'ABDUCTION TOM 4 MINI ED. JEAN T4J0028 <input checked="" type="checkbox"/> PAIRE CALES LATERALES TOM 4 MINI ED. JEAN T4J0030 <input checked="" type="checkbox"/> HARNAIS EN H TOM 4 MINI ED. JEAN	1 195,80	1 261,57	(a)+(c)+(i)+(e)+(d)+(d)	1 261,57 €

■ = Equipement en standard

ACCESSOIRES:						
	Désignation		PRIX HT	PRIX TTC*	CODE LPPR	MONTANT LPPR
T4J0017	<input type="checkbox"/> TABLETTE STANDARD TOM 4/TAMPA ED. JEAN		429,00 € 390,00 €	452,60 € 411,45 €	(f)	76,82 €
T4J0040	<input type="checkbox"/> CAPOTE TOM 4 MINI ED. JEAN		321,00 € 290,00 €	338,66 € 305,95 €		
T4J0012	<input type="checkbox"/> HOUSSE ANTI-PLUIE TOM 4 MINI / STANDARD ED. JEAN***		124,00 € 109,00 €	130,82 € 115,00 €		
*** Attention, commander la capote pour fixer la housse anti-pluie						
T4J0024	<input type="checkbox"/> REPOSE NUQUE TOM 4 MINI ED. JEAN		64,00 €	67,52 €		
T4J0038	<input type="checkbox"/> SAC THERMIQUE TOM 4 MINI ED. JEAN		421,00 €	444,16 €		
T4J0019	<input type="checkbox"/> PANIER TISSU TOM 4 ED. JEAN		113,00 €	119,22 €		
T4J0011	<input type="checkbox"/> SANGLE DE PIEDS		79,00 €	83,35 €		
T4J0018	<input type="checkbox"/> PROTECTIONS LATERALES TOM 4 ED. JEAN		79,00 €	83,35 €		
T4J0026	<input type="checkbox"/> PROTECTIONS LATERALES ENVELOPPANTES TOM 4 ED. JEAN		246,00 €	259,53 €		
22845	<input type="checkbox"/> GANTS POUR POIGNEE DE POUSSEE TOM 4 Tarif exceptionnel jusqu'à épuisement du stock		62,00 € 31,00 €	65,41 € 32,70 €		
T4J0014	<input type="checkbox"/> BASE D'INTERIEUR TOM 4 ED. JEAN		814,00 €	858,77 €	(h)	140,63 €
ACCESSOIRES COMPRIS DANS LES PACKS DISPONIBLES A L'UNITE						
	Désignation		PRIX HT	PRIX TTC*	CODE LPPR	MONTANT LPPR
T4J0020	<input type="checkbox"/> APPUI-TETE TOM 4 CL / MINI ED. JEAN		98,00 €	103,39 €	(c)	63,47 €
T4J0007	<input type="checkbox"/> CALE D'ABDUCTION TOM 4 MINI ED. JEAN		100,00 €	105,50 €	(i)	69,84 €
T4J0029	<input type="checkbox"/> CEINTURE 4 POINTS TOM 4 MINI ED. JEAN		147,00 €	155,09 €	(e)	96,22 €
T4J0030	<input type="checkbox"/> HARNAIS EN H TOM 4 MINI ED. JEAN		147,00 €	155,09 €	(e)	96,22 €
T4J0028	<input type="checkbox"/> PAIRE CALES LATERALES TOM 4 MINI ED. JEAN		107,00 €	112,89 €	(d)+(d)	69,84 €

*TVA 5,5%



Avenue Champlevert - Z.I du Recou – 69520 GRIGNY SUR RHONE – France – Tél. +33 (0)4 72 24 08 99 – Télécopie +33 (0)4 72 24 25 36

cree@cree.fr - http://www.cree.fr