

# iChair mcl







**Dossier inclinable**  
mécanique réglable de  
-10° à 30° ,  
électrique réglable de -10°  
à 50°.




**Inclinaison d'assise**  
mécanique réglable de 0°  
à 10° ,  
électrique réglable de -2°  
à 26°.



**Suspension**  
sur les roues arrière



**Fourches en plastique**  
Roues avec jantes plastique  
ou métal en option



**Les coloris pour tous  
les goûts** - Trois couleurs  
actuelles: **argent - noir -  
marrakech brun**

Le fauteuil iChair **MC1** est un modèle futé. Il se faufile en intérieur, et est performant à l'extérieur. Le fauteuil est confortable et adaptable aux différents besoins de la personne utilisatrice.

## LE PETIT FUTÉ

- Vitesse 6 km/h
- Compacité et maniabilité en intérieur avec ses **59 cm** de largeur
- Performant en extérieur grâce à son châssis rigide et à ses amortisseurs
- Poids de l'utilisateur jusqu'à **120 kg**
- Plaques d'accoudoirs noires
- **Couleur**: Le châssis- moteurs - roues et en noir: le châssis assise et les repose pieds
- **Confortable et adaptable** aux besoins de la personne avec ses nombreuses options.



**Électronique VR2**  
ou R-Net en option



**Poignées de poussée**  
avec barre de stabilisation  
comprise



**Plaque d'assise** avec  
coussin d'assise, **Dossier  
réglable** rabattable sur  
l'assise ou autres finitions  
en option



## DONNÉES TECHNIQUES

Largeur d'assise en cm	38 - 65	Taille des roues avant en mm	260 x 70 (10")	<b>Caractéristiques</b>	
Profondeur d'assise en cm <sup>1)</sup>	40-56 / 40-56 / 48-53	Taille des roues avant en mm	230 x 70 (9")	Vitesse en km/h	6
Hauteur du dossier en cm <sup>1)</sup>	40-45 / 53-57 / 64	Taille des roues arrières en mm	356 x 75 (14")	Puissance du moteur W	2 x 220
Longueur segment jambier en cm <sup>1)</sup>	28-43 / 35-50 / 35-50	Taille des roues arrières en mm	320 x 60 (12,5")	Rayon d'action max. <sup>5)</sup>	40
Hauteur manchette en cm <sup>1)</sup>	24-35 / 17-28 / 11-22	Hauteur max. des obstacles en mm	60	Pourcentage autorisé dans les montées/descentes	11 %
Hauteur d'assise avant en cm <sup>1)</sup>	44-50 / 51-57 / 59-65	Rayon de braquage en mm	840	Type de conduite	indirect
Longueur avec repose-pieds en mm	1130	<b>Poids</b>		Inclinaison électrique de l'assise	-2 - +26°
Longueur sans repose-pieds en mm	830	Poids de transport à vide min. <sup>4)</sup>	100	Inclinaison mécanique de l'assise	0° - +10°
Largeur en mm <sup>2)</sup>	590 - 630	Poids de la personne max.	120	Angle du dossier, réglage électrique	-10° - +50°
Hauteur sans appui-tête en mm <sup>2)</sup>	930 - 1130	Poids total autorisé	280	Angle du dossier, réglage mécanique	-10° - +30°
Dimensions de transport longueur en mm	830	Capacité de charge max.	10	Lift électrique en cm	
Hauteur de transport min. en mm	560				

• Poids en kg • Vitesse en km/h • Tolérance +/- 1 cm • Données sous réserve de modifications constructives

1) voir catégorie largeur d'assise 01 2) Système d'assise: toile / ERGOSEAT / Recaro, Basic 3) Système d'assise toile / ERGOSEAT

4) Sans repose-pieds et accoudoirs

5) dans les conditions de test 6 / 10 km/h avec batteries 73 Ah (20h)

# ASSISE ADAPTÉE 1

## ICHAIR MC1



### Dossier inclinable

Inclinaison mécanique du dossier réglable de  $-10^{\circ}$  à  $+30^{\circ}$



### Inclinaison de l'assise

Inclinaison mécanique réglable de  $0^{\circ}$  à  $+10^{\circ}$



### Repose-pieds

démontables, réglages en hauteur des palettes.



### CONFIGURATION AA1

- Version 6 km/h - Moteurs 220 watts
- Roues 8 ou 9 pouces à l'avant et 12 pouces à l'arrière
- Largeur d'assise réglable de 38 à 65 cm
- Profondeur d'assise de 40 à 53 cm
- Assise inclinable mécaniquement de  $0$  à  $10^{\circ}$
- Dossier inclinable mécaniquement de  $-10^{\circ}$  à  $30^{\circ}$
- Dossier rabattable sur l'assise
- Repose-pieds
- Electronique VR2 avec pantographe
- 3 couleurs au choix
- Poignées de poussée, y compris barre de stabilisation

# ASSISE ADAPTÉE 2 ICHAIR MC1



## CONFIGURATION AA2

- Version 6 km/h - Moteurs 220 watts
- Roues 8 ou 9 pouces à l'avant et 12 pouces à l'arrière
- Largeur d'assise réglable de 38 à 65 cm
- Profondeur d'assise de 40 à 53 cm
- Assise inclinable électrique de série -2° à 26°
- Dossier inclinable électrique de - 10° à 50°
- Dossier rabattable sur l'assise
- Repose-pieds
- Electronique VR2 avec pantographe
- 3 couleurs au choix
- Appui-tête
- Poignées de poussée, y compris barre de stabilisation



### Dossier inclinable

Inclinaison électrique du dossier de -10° à 50°



### Inclinaison de l'assise

inclinaison électrique de l'assise de -2° à +26°



### Repose-jambes

Repose-jambes, amovibles escamotables et relevables