


Date	France	Tampon de la société	VHP, propulsion manuelle, pliant à dossier inclinable Code LPP 9178627 - Montant LPPR 603,65 €
Client			
Poids du client (kg)			Prix de vente conseillé HT: 5302 €
Langue manuel d'utilisation	Responsable		Taux de TVA 5,5%: 291,61 €
			Prix de vente conseillé TTC: 5.593,61 €

Mesures du fauteuil - La tolérance sur toutes les dimensions indiquées et/ou demandées est de ± 10mm						
Largeur d'assise (LS)	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 48
La largeur d'assise est mesurée à partir du côté extérieur du cadre, tandis que la distance entre les deux protections latérales est de 1 cm plus large						
Profondeur d'assise (PS)	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 37,5	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 42,5	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 47,5
La profondeur d'assise réelle est mesurée à partir du début du tube de dossier de la toile de siège et augmentée de 1,5 cm						
Distance du repose-pieds (DP) (cm) ±0.5cm - réglages par incrément de 1.5 cm					
(Mesure réelle entre la toile d'assise et la palette) - IMPORTANT! Respecter une garde au sol de 4cm min (Hauteur avant minimum=DP + 4cm)						
Position des roues arrière	<input checked="" type="checkbox"/> Standard	<input type="checkbox"/> Prudent	<input type="checkbox"/> Actif			
Hauteur de dossier (TS)	Hauteur standard 33,5(min 26-max 47) réglages par incrément de 1.5 cm					
Angle de dossier réglable	de -4° à +12°					
Carrossage	<input checked="" type="checkbox"/> 0°	<input type="checkbox"/> 2°				

Prix Hors Taxes

Châssis en carbone
Support de fourche intégré
Vernis mat transparent.



Hauteur avant - Cochez la case à la hauteur désirée

Le différence de hauteur disponible entre le châssis HAUT et BAS est de 3 cm. (avec la même: fourche, roue avant et trou de régulation).

	 Fourche SPORT (H95)	 Fourche courte (H115)
CHÂSSIS BAS 90° Hauteur avant (min 44,5 - max 50) Distance du repose-pieds (min 36)	<i>Roues avant</i> 3" <input type="checkbox"/> ~45 <input type="checkbox"/> ~46 4" <input type="checkbox"/> ~46 <input type="checkbox"/> ~47 5" <input type="checkbox"/> ~48,5	<i>Roues avant</i> 3" <input type="checkbox"/> ~45,5 <input type="checkbox"/> ~47 4" <input type="checkbox"/> ~46,5 <input type="checkbox"/> ~48 <input type="checkbox"/> ~49 5" <input type="checkbox"/> ~49 <input type="checkbox"/> ~50
CHÂSSIS HAUT 90° Hauteur avant (min 47,5 - max 53) Distance du repose-pieds (min 39)	<i>Roues avant</i> 3" <input type="checkbox"/> ~48 <input type="checkbox"/> ~49 4" <input type="checkbox"/> ~49 <input type="checkbox"/> ~50 5" <input type="checkbox"/> ~51,5	<i>Roues avant</i> 3" <input type="checkbox"/> ~48,5 <input type="checkbox"/> ~50 4" <input type="checkbox"/> ~49,5 <input type="checkbox"/> ~51 <input type="checkbox"/> ~52 5" <input type="checkbox"/> ~52 <input type="checkbox"/> ~53

L'hauteur avant effective pourrait être différente de celle choisie parce que sa valeur subit des changements causés par la combinaison entre la profondeur et l'hauteur arrière.

Hauteur arrière La différence de Hauteur avant et Hauteur arrière doit être comprise de 3 et 12cm.

- Roues arrière 22" (min 36 - max 44)
- Roues arrière 24" (min 38 - max 46)
- Roues arrière 25" (min 39 - max 47)
- Roues arrière 26" (min 41 - max 48)

Dossier

☆ Rembourrage respirant du dossier à réglages multiples

Tubes de poignée

☆ Tubes à manche court

Tubes SPORT Sans poignées

Configuration plus léger



Poignées rabattables

Non disponible avec: Poignées de poussée accompagnateur

02958

279,00

Date	Commande	Client	Adresse	
				Prix Hors Taxes
Roues avant				
☆ 4" Bandage				
<input type="checkbox"/> 3" Sport <i>Configuration plus léger</i>				
<input type="checkbox"/> 5" Bandage				
<input type="radio"/> 3" Active Soft (grand) (Jante en aluminium) 06824 141,00				
<input type="radio"/> 4" Active Sport (étroit) (Jante en aluminium) 01398 141,00				
<input type="radio"/> 4" Active Soft (grand) (Jante en aluminium) 03943 141,00				
<input type="radio"/> 5" Active Soft (grand) (Jante en aluminium) 07518 141,00				
<input type="radio"/> 5" Pneumatiques 10844 67,00				
Special Options				
<input type="radio"/> Déport de roues arrière 01950 197,00				
<input type="radio"/> Bande de maintien du fauteuil plié 06833 35,00				
<input type="radio"/> Cordelette de déverrouillage de dossier avec un seule mouvement 06834 62,00				
Set couleurs: Comprend le moyeu et la jante de la roue arrière, les supports de la roue arrière et les fourches avant				
Seules les roues standard Progeo 22"/24" ont des moyeux et des jantes colorés				
☆ Noir 22" 24" 25" 26" 00833 141,00				
<input type="radio"/> Argent vif 22" 24" 00833 141,00				
<input type="radio"/> Vert Lemon 22" 24" 00833 141,00				
<input type="radio"/> Bleu brillant 22" 24" 00833 141,00				
<input type="radio"/> Rouge brillant 22" 24" 00833 141,00				
<input type="radio"/> Violet 22" 24" 00833 141,00				
<input type="radio"/> Blanc perlé 22" 24" 00833 141,00				
<input type="radio"/> Tekno Anthracite 22" 24" 00833 141,00				
<input type="radio"/> Bleu nuit mat 22" 24" 00833 141,00				
<input type="radio"/> Gris mat 22" 24" 00833 141,00				
<input type="radio"/> Rouge mat 22" 24" 00833 141,00				
Roues arrière				
☆ 24" Ultra-light Progeo - Standard!				
<input type="checkbox"/> 22" Ultra-light Standard Progeo (Couleur : noire)				
<input type="checkbox"/> 25" Ultra-light Standard Progeo (Couleur : noire)				
<input type="checkbox"/> 26" Standard Progeo (Couleur : noire)				
<input type="radio"/> 24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT <i>Configuration plus léger</i> 04383 976,00				
<input type="radio"/> 24" Ultra-light "Spinergy LX" 01685 976,00				
<input type="radio"/> 24" Ultra-light "Spinergy LXL" <input type="checkbox"/> Moyeu noir et rayons blanc <input type="checkbox"/> Moyeu et rayons noir 07846 932,00				
<input type="radio"/> 24" Ultra-light "Spinergy Flex rim" Main courante en aluminium/caoutchouc intégrée 02270 1.533,00				
<input type="radio"/> 25" Ultra-light "Spinergy LX" 02101 976,00				
<input type="radio"/> 25" Ultra-light "Spinergy LXL" <input type="checkbox"/> Moyeu noir et rayons blanc 07847 932,00				
<input type="radio"/> 26" Ultra-light "Spinergy LX" 02102 976,00				
<input type="radio"/> 24" Tout-terrain (mains courantes aluminium noir) 01392 252,00				
Pneumatiques roues arrière				
☆ Haute-pression (22"-24"-25"-26") <i>Configuration plus léger</i>				
<input type="checkbox"/> Haute-pression à profil crantés (24")				
<input type="radio"/> Marathon + (24"-25") avec protection anti crevaison 01669 70,00				
<input type="radio"/> Bandages / Anti-crevaison - Couleur Noir (24") 11083 109,00				
Non disponible avec Roues arrière: 24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT, 24" Ultra-light "Spinergy LXL"				
<input type="radio"/> Bandages / Anti-crevaison - Couleur Gris (22") 04181 113,00				
Mains courantes				
Ecartement sur les roues ☆ 3 cm				
☆ Aluminium (22"-24"-25"-26") <i>Configuration plus léger</i>				
<input type="radio"/> Aluminium noir SOFT-TOUCH (24"-25") (Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) 09170 134,00				
<input type="radio"/> Acier chromé (24"-25") (Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) 01684 168,00				
<input type="radio"/> Titane (24"-25") (Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) 00016 306,00				
<input type="radio"/> Ultra Grip (24"-25") (Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) 00017 350,00				
<input type="radio"/> Max Grip (24"-25") (Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) 00834 391,00				
<input type="radio"/> TOP FRICTION (24"-25") (Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) 11023 334,00				
Profil oval avec insért en caoutchouc				
<input type="radio"/> NOVA H (24"-25") (Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) 11025 306,00				
Profil noir ergonomique				
<input type="radio"/> NOVA D (24"-25") (Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) 11026 334,00				
Profil ergonomique avec revêtement en caoutchouc (idéal pour les tétraplégiques)				
<input type="radio"/> SURGE LT (25") Profil oval avec insért en caoutchouc 06427 256,00				
<input type="radio"/> Ergots (24") 00693 223,00				
<input type="radio"/> Revêtement silicone pour mains courantes alu standard Disponible en dimensions (22" - 24" - 26") 04050 183,00				

Date	Commande	Client	Adresse	Prix Hors Taxes		
Freins						
<input checked="" type="checkbox"/> Levier courbé à pousser <input type="checkbox"/> Levier droit à pousser <input type="checkbox"/> Levier droit à tirer <input type="checkbox"/> Frein actifs <input type="checkbox"/> Frein à pousser avec extension <input type="checkbox"/> Frein à tirer avec extension				    	06428 01949 03372	140,00 84,00 84,00
Repose-pieds monobloc aut. type ciseaux						
<input checked="" type="checkbox"/> Repose-pieds COMPACT, monobloc à fermeture automatique type ciseaux Distance minimale du repose-pieds 35cm. <input type="checkbox"/> Interne <input type="checkbox"/> Externe ANGLE ET PROFONDEUR RÉGLABLES					11529	
Garde-boue						
<input checked="" type="checkbox"/> Garde-boue en Carbone <input type="checkbox"/> Protège vêtements droits en Carbone <input type="checkbox"/> Surcoût pour: VERSION AMOVIBLE					08921	134,00
Accoudoirs						
Accoudoirs escamotables avec protège vêtements en ABS						
<input type="checkbox"/> Accoudoirs amovibles PROGEO (Amovibles et réglable en hauteur) <input type="checkbox"/> Accoudoirs escamotables avec protège vêtements droits en carbone				 	09956 09079	241,00 241,00
Accessoires						
<input type="checkbox"/> Protège châssis avant <input type="checkbox"/> Toile de connexion dossier/toile assise <input type="checkbox"/> Sac de rangement amovible (avec système de libération rapide)					07058 10241 09811	58,00 21,00 134,00
En option 1						
<input type="checkbox"/> Kit de Transit <input type="checkbox"/> Roues anti-bascule (rotation interne pour réduire l'encombrement) <input type="checkbox"/> Tube de bascule <input type="checkbox"/> Porte cannes				   	00836 00023 00024 00025 01046 00838 00837	166,00 140,00 140,00 85,00 85,00 84,00 84,00
En option 2						
<input type="checkbox"/> Tétraclicp (Axe à démontage rapide pour Tétraplégique) <input type="checkbox"/> Ceinture de bassin <input type="checkbox"/> Harnais <input type="checkbox"/> Poignées de poussée accompagnateur (Amovibles et réglables en hauteur) <input type="checkbox"/> Support lombaire (pour insérer sous la toile de dossier) <input type="checkbox"/> Cale-troncs escamotables (Non disponible avec Dossier postural PHYSIO) <input type="checkbox"/> Flasques Noirs (22"-24") <input type="checkbox"/> Flasques Transparents (22"-24") <input type="checkbox"/> Flasques Progeo design (22"-24") <input type="checkbox"/> Flasques Dragon (22"-24")				       	03947 03972 04103 01048 00013 02097 02098 01043 00835 00019 02106	195,00 70,00 159,00 208,00 43,00 279,00 279,00 166,00 166,00 195,00 195,00
Kit supplémentaire						
<input type="checkbox"/> Roues arrière 24" Tout-terrain Pneumatiques Tout-terrain - mains courantes aluminium (couleur noire) <input type="checkbox"/> Roues arrière FAT 24" Pneumatiques FAT 3" - mains courantes aluminium (couleur noire)					03378 09357	558,00 932,00

Date Commande Client Adresse

Prix Hors Taxes

Siège de série modulable et évolutif - PHYSIO - Dossier postural (Rembourrage du dossier std. pas fourni)

Amovible avec libération rapide
Installation pour tubes de diamètre 18+26mm
Réglage en profondeur (4cm)
Réglage en inclinaison (±18°)

Coussin fait en mousse de polyuréthane à base anti glissante et avec jupette en polyester.

- 5 x 37,5 x 40 cm
- 5 x 40,0 x 43 cm
- 5 x 42,5 x 45 cm
- 5 x 45,0 x 43 cm
- 5 x 47,5 x 43 cm



- AIR** Coque Carbone
indisponible pour largeur 48

HAUTEUR DE DOSSIER	28	34	40	1.119,00	
Forme de la coque 	Aile pour la restriction du support latéral A=haut - R=régulier				
	A	R	A		R

- POSTURE** Coque Aluminium

HAUTEUR DE DOSSIER	34	40	52	1.078,00
Forme de la coque 	Aile pour la restriction du support latéral R=régulier			
	R	R	R	

Configuration DEEP avec PAD pour support latéral (réglable en hauteur)

Commentaires




- Appuis-thoraciques en aluminium avec rembourrage et revêtement en tissu respirant



Petit (h 13cm)	Grande (h 20cm)		
		<input type="checkbox"/> Droit 10272	34,00
		<input type="checkbox"/> Gauche 10273	40,00

SWING AWAY - Support latéral

Hardware de fixation et de réglage complet avec rembourrage de pare-chocs
Appuis-thoraciques en aluminium avec rembourrage et revêtement en tissu respirant

	<input type="radio"/> Grande (18x12)	05647	218,00
	<input type="radio"/> Petite (14x9)	05643	218,00
	<input type="radio"/> Extension du support thoracique	Quantité (nombre pièces).....	
	<input type="radio"/> Extension du support thoracique	10271	73,00
	<input type="radio"/> Petite (14x9)	05642	218,00
	<input type="radio"/> Grande (18x12)	05646	218,00

- Appui-tête réglable - système d'assemblage à double sphère



Disponible uniquement avec le dossier Physio Posture

- Grande (34x14) 05648 492,00
- Petit (28x14)

Date	Commande	Client	Adresse
------------	----------------	--------------	---------------

						Prix Hors Taxes
Coussin STIMULITE nid d'abeille anti-escarres et coussins posturaux - TVA 20% pour l'article vendu séparément.						
○ Classic H 7 cm.	<input type="checkbox"/> 36x41 00035	<input type="checkbox"/> 38x38 00036	<input type="checkbox"/> 38x41 01052	<input type="checkbox"/> 41x41 00037		877,00
	<input type="checkbox"/> 41x46 00840	<input type="checkbox"/> 46x41 00698	<input type="checkbox"/> 46x46 00038			
○ Anatomique posturale H 10cm	<input type="checkbox"/> 36x41 00056	<input type="checkbox"/> 38x38 00696	<input type="checkbox"/> 38x41 00032	<input type="checkbox"/> 41x41 00033		1.022,00
	<input type="checkbox"/> 41x46 01050	<input type="checkbox"/> 46x41 00034	<input type="checkbox"/> 46x46 01051			
○ Forme slimline H 5cm	<input type="checkbox"/> 36x41 00854	<input type="checkbox"/> 38x38 00707	<input type="checkbox"/> 38x41 00083	<input type="checkbox"/> 41x41 01073		662,00
	<input type="checkbox"/> 41x46 00085	<input type="checkbox"/> 46x41 01074	<input type="checkbox"/> 46x46 01075			
○ Sport H 5 cm.	<input type="checkbox"/> 36x41 00053	<input type="checkbox"/> 38x38 00054	<input type="checkbox"/> 38x41 01060	<input type="checkbox"/> 41x41 01061		625,00
	<input type="checkbox"/> 41x46 00057	<input type="checkbox"/> 46x41 01062	<input type="checkbox"/> 46x46 00846			
Taille personnalisée Largeur cm. Profondeur cm.						

1	Roues arrière	
Modèle	Fonctions	
22" Ultra-light Standard Progeo	(non disponible en couleur anthracite)	
24" Ultra-light Progeo - Standard!	(disponible pour toutes les couleurs)	
24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT	(Moyeu argenté, Jantes et 16 rayons noirs)	
24" Ultra-light "Spinergy LX"	(Moyeu argenté, Jantes et 12 rayons noirs)	
24" Ultra-light "Spinergy LXL"	(Moyeu et jante noir, 18 rayons blanc) - (Moyeu, jante et 18 rayons noir)	
24" Ultra-light "Spinergy Flex rim"	(Moyeu argenté, Jantes et 12 rayons noirs) - (main courante en aluminium/caoutchouc intégrée - réduction de l'encombrement jusqu'à 3 cm. - tous les pneus)	
24" Tout-terrain	(Couleur : noire) - (mains courantes aluminium - pneumatiques Tout-terrain)	
25" Ultra-light "Spinergy LX"	(Moyeu argenté, Jantes et 12 rayons noirs)	
25" Ultra-light "Spinergy LXL"	(Moyeu et jante noir, 18 rayons blanc)	
26" Standard Progeo	(Couleur : noire)	
26" Ultra-light "Spinergy LX"	(Moyeu argenté, Jantes et 18 rayons noirs)	

Fauteuil : Progeo EGO CARBON - Rev. 2024.1	Prix Hors Taxes Taux de TVA 5,5%	Page à envoyer si optional a été choisi <input checked="" type="checkbox"/> standard (Fourni par défaut) <input type="checkbox"/> sur demande (Sans supplément de prix) <input type="checkbox"/> en option (à rajouter au prix de base)
--	-------------------------------------	--