


Date ..... France  
 Client ..... Tampon de la société  
 Poids du client (kg) .....  
 Langue manuel d'utilisation ..... Responsable .....


VHP, propulsion manuelle, pour activités physiques et sportives  
 Code LPP 9178691 - Montant LPPR 558,99 €  
 CRASH TEST APPROVED


Prix de vente conseillé HT: 2926 €  
 Taux de TVA 5,5%: 160,93 €  
 Prix de vente conseillé TTC: 3.086,93 €


Mesures du fauteuil - La tolérance sur toutes les dimensions indiquées et/ou demandées est de ± 10mm	
Largeur d'assise (LS)	<input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 48
Profondeur d'assise (PS)	<input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 37,5 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42,5 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 47,5 <input type="checkbox"/> 50
La profondeur d'assise réelle est mesurée à partir du début du tube de dossier de la toile de siège et augmentée de 1,5 cm	
Distance du repose-pieds (DP)	..... (cm) ±0.5cm - réglages par incrément de 1.5 cm (Mesure réelle entre la toile d'assise et la palette) - IMPORTANT! Respecter une garde au sol de 4cm min (Hauteur avant minimum=DP + 4cm)
Position des roues arrière	<input checked="" type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Prudent <input type="checkbox"/> Actif <input type="checkbox"/> Extrême
Hauteur de dossier (TS)	Hauteur standard 33,5 .....(min 26-max 47) réglages par incrément de 1.5 cm
Carrossage	<input checked="" type="checkbox"/> 0° <input type="checkbox"/> 2° <input type="checkbox"/> 4°
Hauteur avant STD 49	..... Hauteur arrière STD 42 .....

Prix Hors Taxes

	<input checked="" type="checkbox"/> Plaque de réglage arrière d'aluminium		
	<input checked="" type="checkbox"/> Garde-boue amovibles ABS		
	<input type="checkbox"/> Protège vêtements amovibles droits ABS		
	<input type="checkbox"/> Garde-boue amovibles en carbone	03946	350,00
	<input type="checkbox"/> Protège vêtements amovibles droits en carbone	08918	350,00

	<input type="checkbox"/> Plaque de réglage arrière FULL CARBON avec protège vêtements intégré	07646	999,00
	<input checked="" type="checkbox"/> Version garde-boue (Disponible seulement avec roues arrière 24")		
	<input type="checkbox"/> Version protège vêtements droits		

JOKER		<input checked="" type="checkbox"/> Repose-pieds en aluminium, réglables en inclinaison Distance minimale du repose-pieds 35cm. <input checked="" type="checkbox"/> Interne <input type="checkbox"/> 2/3 Interne <input type="checkbox"/> Externe <input type="checkbox"/> 2/3 Externe		11523	
		<input type="checkbox"/> Repose-pieds en aluminium EVOLUTION - angle et profondeur réglables Distance minimale du repose-pieds 35cm. <input checked="" type="checkbox"/> Interne <input type="checkbox"/> 2/3 Interne <input type="checkbox"/> Externe <input type="checkbox"/> 2/3 Externe		07649	134,00
		<input type="checkbox"/> Repose-pieds monobloc carbone JOKER Distance minimale du repose-pieds 35cm. indisponible pour largeur 48 Non disponible avec: Angle de châssis 85°		03348	279,00
		<input type="checkbox"/> Repose-pieds monobloc carbone, réglables en inclinaison Distance minimale du repose-pieds 35cm. <input checked="" type="checkbox"/> Interne <input type="checkbox"/> Externe		03346	334,00




JOKER ZERO		<input type="checkbox"/> Repose-pieds plastique, réglables en inclinaison Distance minimale du repose-pieds 15cm. <input checked="" type="checkbox"/> 2/3 Interne <input type="checkbox"/> 2/3 Externe		06814	210,00
		<input type="checkbox"/> Repose-pieds monobloc relevables en aluminium, angle et profondeur réglables Distance minimale du repose-pieds 15cm. <input checked="" type="checkbox"/> Interne <input type="checkbox"/> 2/3 Interne <input type="checkbox"/> Externe <input type="checkbox"/> 2/3 Externe		06856	210,00
		<input type="checkbox"/> Repose-pieds monobloc carbone angle réglable, escamotable, relevable Distance minimale du repose-pieds 15cm. <input checked="" type="checkbox"/> Interne <input type="checkbox"/> Externe		06857	544,00

Date ..... Commande ..... Client ..... Adresse .....

Prix Hors Taxes

### Châssis avant

☆ Châssis standard alu



(Roues de 4" max.)

### Couleur de châssis

#### Couleur de châssis (Sans supplément de prix)

☆ Noir opaque

Tekno Anthracite

Blanc perlé

Bleu nuit mat

Orange Mat

Gris mat

Rouge mat

#### Couleur de châssis sur demande

Argent vif

Bleu brillant

Violet

Vert Lemon

Bleu de Chine

Rouge brillant

12579

141,00

### Siège

☆ Toile d'assise avec pochette (sous le siège)

Assise réglable en tension

08883

241,00

Siège rigide en carbone

08336

493,00

Pochette (sous le siège) [25x11x4,5]

08281

134,00

### Axe des roues arrière

☆ Axe des roues arrière en aluminium

Axe des roues arrière en fibre de carbone

Configuration plus léger

07647

161,00

### Système de réglage et de fixation du dossier

☆ Dossier avec verrouillage avec angle réglable de -4° à +16°

Dossier rabattable sans verrouillage sur l'assise avec angle réglable de -4° à +16°

Dossier non rabattable avec angle réglable de -4° à +16°

### Dossier

☆ Rembourrage respirant du dossier à réglages multiples

☆ Dossier aluminium

Dossier titane

Dossier carbone



06811

208,00

04389

837,00

**AIR** Dossier postural intégré (PAS REMOVIBLE)

Coque Carbone - Support latéral 7,5cm

Réglage en profondeur ±1cm. - Réglage en inclinaison ±10° indisponible pour largeur 48

1.119,00

H 28	H 34	H 40
Hauteur de dossier (TS) min 34	Hauteur de dossier (TS) min 38	Hauteur de dossier (TS) min 44
( ..... )	( ..... )	( ..... )

Aile pour la restriction du support latéral A=haut - R=régulier

A	R	A	R	A	R
<input type="checkbox"/>					

#### Installation sur:

☆ Tubes de dossier

Dossier aluminium

Dossier titane

Dossier carbone



06811

208,00

04389

837,00

Date .....	Commande .....	Client .....	Adresse .....
------------	----------------	--------------	---------------

			Prix Hors Taxes
<b> Tubes de poignée </b>			
☆ Tubes avec poignée standard			
<input type="checkbox"/> Tubes à manche court			
<input type="checkbox"/> Tubes SPORT Sans poignées			
<input type="radio"/> Tubes en carbone avec poignée court	<i>Configuration plus léger</i>	04390	166,00
<b>Non disponible avec: Dossier postural PHYSIO - Dossier postural A I R</b>			
<input type="radio"/> Poignées rabattables	<b>Hauteur minimal du dossier 30,5cm</b>	02958	279,00
<b>Non disponible avec: Poignées de poussée accompagnateur</b>			



<b> Roues avant </b>			
☆ 4" Bandage			
<input type="checkbox"/> 3" Sport <i>Configuration plus léger</i>			
<input type="checkbox"/> 5" Bandage			
<input type="checkbox"/> 6" Bandage (Disponible seulement pour angle de châssis 100°)			
<input type="checkbox"/> 6" Pneumatiques (Disponible seulement pour angle de châssis 100°)			
<input type="radio"/> 3" Active Soft (grand)	(Jante en aluminium)	06824	141,00
<input type="radio"/> 4" Active Sport (étroit)	(Jante en aluminium)	01398	141,00
<input type="radio"/> 4" Active Soft (grand)	(Jante en aluminium)	03943	141,00
<input type="radio"/> 5" Active Soft (grand)	(Jante en aluminium)	07518	141,00
<input type="radio"/> 5" Pneumatiques		10844	67,00

<b> Set couleurs: comprend le moyeu et la jante de la roue arrière et les fourches avant </b>			
Seules les roues standard Progeo 22"/24" ont des moyeux et des jantes colorés			
☆ Noir	22" 24" 25" 26"		
<input type="radio"/> Argent vif	22" 24"	00833	141,00
<input type="radio"/> Vert Lemon	22" 24"	00833	141,00
<input type="radio"/> Bleu brillant	22" 24"	00833	141,00
<input type="radio"/> Rouge brillant	22" 24"	00833	141,00
<input type="radio"/> Violet	22" 24"	00833	141,00
<input type="radio"/> Blanc perlé	22" 24"	00833	141,00
<input type="radio"/> Tekno Anthracite	22" 24"	00833	141,00
<input type="radio"/> Bleu nuit mat	22" 24"	00833	141,00
<input type="radio"/> Gris mat	22" 24"	00833	141,00
<input type="radio"/> Rouge mat	22" 24"	00833	141,00

<b> Roues arrière </b>			
☆ 24" Ultra-light Progeo - Standard!			
<input type="checkbox"/> 22" Ultra-light Standard Progeo			
<input type="checkbox"/> 25" Ultra-light Standard Progeo	(Couleur : noire)		
<input type="checkbox"/> 26" Standard Progeo	(Couleur : noire)		
<input type="radio"/> 24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT	<i>Configuration plus léger</i>	04383	976,00
<input type="radio"/> 24" Ultra-light "Spinergy LX"		01685	976,00
<input type="radio"/> 24" Ultra-light "Spinergy LXL"	<input type="checkbox"/> Moyeu noir et rayons blanc <input type="checkbox"/> Moyeu et rayons noir	07846	932,00
<input type="radio"/> 24" Ultra-light "Spinergy Flex rim"	Main courante en aluminium/caoutchouc intégrée	02270	1.533,00
<input type="radio"/> 25" Ultra-light "Spinergy LX"		02101	976,00
<input type="radio"/> 25" Ultra-light "Spinergy LXL"	<input type="checkbox"/> Moyeu noir et rayons blanc	07847	932,00
<input type="radio"/> 26" Ultra-light "Spinergy LX"		02102	976,00
<input type="radio"/> 24" Tout-terrain (mains courantes aluminium noir)		01392	252,00

<b> Pneumatiques roues arrière </b>			
☆ Haute-pression	(22"-24"-25"-26")	<i>Configuration plus léger</i>	
<input type="checkbox"/> Haute-pression à profil crantés	(24")		
<input type="radio"/> Marathon +	(24"-25")	avec protection anti crevaison	01669      70,00
<input type="radio"/> Bandages / Anti-crevaison - Couleur Gris	(22")		04181      113,00
<input type="radio"/> Bandages / Anti-crevaison - Couleur Noir	(24")		11083      109,00
<b>Non disponible avec Roues arrière: 24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT, 24" Ultra-light "Spinergy LXL"</b>			

<b> Mains courantes </b>		<b> Écartement sur les roues ☆ 3 cm      □ 4 cm </b>	
☆ Aluminium (22"-24"-25"-26") <i>Configuration plus léger</i>			
<input type="radio"/> Aluminium noir SOFT-TOUCH	(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	09170      134,00
<input type="radio"/> Acier chromé	(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	01684      168,00
<input type="radio"/> Titane	(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	00016      306,00
<input type="radio"/> Ultra Grip	(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	00017      350,00
<input type="radio"/> Max Grip	(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	00834      391,00
<input type="radio"/> TOP FRICTION	(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	11023      334,00
<b>Profil oval avec insért en caoutchouc</b>			
<input type="radio"/> NOVA H	(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	11025      306,00
<b>Profil noir ergonomique</b>			
<input type="radio"/> NOVA D	(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	11026      334,00
<b>Profil ergonomique avec revêtement en caoutchouc (idéal pour les tétraplégiques)</b>			
<input type="radio"/> SURGE LT	(25")	Profil oval avec insért en caoutchouc	06427      256,00
<input type="radio"/> Ergots (24")	(24")		00693      223,00
<input type="radio"/> Revêtement silicone pour mains courantes alu standard		Disponible en dimensions (22" - 24" - 26")	04050      183,00

Date .....	Commande .....	Client .....	Adresse .....
------------	----------------	--------------	---------------

			Prix Hors Taxes
<b>Freins</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Levier courbé à pousser			
<input type="checkbox"/> Levier droit à pousser			
<input type="checkbox"/> Levier droit à tirer			
<input type="checkbox"/> Frein actifs	<i>Configuration plus léger</i>		06428 <b>140,00</b>
<input type="checkbox"/> Frein à pousser avec extension			01949 <b>84,00</b>
<input type="checkbox"/> Frein à tirer avec extension			03372 <b>84,00</b>

<b>Accoudoirs</b>			
<input type="checkbox"/> Accoudoirs tubulaires	(Escamotables, amovibles et réglable en hauteur)		00694 <b>252,00</b>

<b>Accessoires</b>			
<input type="checkbox"/> Protège châssis avant			07058 <b>58,00</b>
<input type="checkbox"/> Toile de connexion dossier/toile assise			10241 <b>21,00</b>
<input type="checkbox"/> Sac de rangement amovible (avec système de libération rapide)			09811 <b>134,00</b>

<b>SAFETY</b>			
<input type="checkbox"/> Système d'ancrage avec 4 points pour la fixation de la fauteuil roulant			08654 <b>200,00</b>
L'utilisation d'un appui-tête pendant le transport est obligatoire (l'installation doit être effectuée par le fabricant)			

<b>En option 1</b>			
<b><u>Seulement un option par côté peuvent être choisies</u></b>			
<input type="checkbox"/> Kit de Transit	excluent l'installation de Anti-bascules		03290 <b>166,00</b>
<input type="checkbox"/> Anti Bascule BASE	excluent l'installation de Kit de Transit		
	<input type="checkbox"/> Droite		06819 <b>109,00</b>
	<input type="checkbox"/> Gauche		06820 <b>109,00</b>
<input type="checkbox"/> Roues anti-basculer (rotation interne pour réduire l'encombrement)	excluent l'installation de Kit de Transit		
	<input type="checkbox"/> Droite		06821 <b>140,00</b>
	<input type="checkbox"/> Gauche		06822 <b>140,00</b>

<b>En option 2</b>			
<input type="checkbox"/> Poignées de poussée accompagnateur	(Amovibles et réglables en hauteur)		03645 <b>195,00</b>
<input type="checkbox"/> Tetracrip	(Axe à démontage rapide pour Tétraplégique)		03947 <b>195,00</b>
<input type="checkbox"/> Ceinture de bassin			03972 <b>70,00</b>
<input type="checkbox"/> Harnais			04103 <b>159,00</b>
<input type="checkbox"/> Support lombaire	(pour insérer sous la toile de dossier)		00013 <b>43,00</b>
<input type="checkbox"/> Cale-troncs escamotables	Non disponible avec Dossier postural PHYSIO - Dossier postural A I R		
	<input type="checkbox"/> Droite		02097 <b>279,00</b>
	<input type="checkbox"/> Gauche		02098 <b>279,00</b>
<input type="checkbox"/> Flasques Noirs	(22"-24")		01043 <b>166,00</b>
<input type="checkbox"/> Flasques Transparents	(22"-24")		00835 <b>166,00</b>
<input type="checkbox"/> Flasques Progeo design	(22"-24")		00019 <b>195,00</b>
<input type="checkbox"/> Flasques Dragon	(22"-24")		02106 <b>195,00</b>

<b>Kit supplémentaire</b>			
<input type="checkbox"/> Roues arrière 24" Tout-terrain	Pneumatiques Tout-terrain - mains courantes aluminium (couleur noire)		03378 <b>558,00</b>
<input type="checkbox"/> Roues arrière FAT 24"	Pneumatiques FAT 3" - mains courantes aluminium (couleur noire)		09357 <b>932,00</b>

Date ..... Commande ..... Client ..... Adresse .....

Prix Hors Taxes

### Siège de série modulable et évolutif - PHYSIO - Dossier postural (Rembourrage du dossier std. pas fourni)

Amovible avec libération rapide  
Installation pour tubes de diamètre 18+26mm  
Réglage en profondeur (4cm)  
Réglage en inclinaison (±18°)

Coussin fait en mousse de polyuréthane à base anti glissante et avec jupette en polyester.

- 5 x 37,5 x 40 cm
- 5 x 40,0 x 43 cm
- 5 x 42,5 x 45 cm
- 5 x 45,0 x 43 cm
- 5 x 47,5 x 43 cm



- AIR** Coque Carbone  
indisponible pour largeur 48

HAUTEUR DE DOSSIER	28	34	40			
Forme de la coque 	Aile pour la restriction du support latéral A=haut - R=régulier					
	A	R	A	R	A	R
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.119,00

- POSTURE** Coque Aluminium

HAUTEUR DE DOSSIER	34	40	52		
Forme de la coque 	Aile pour la restriction du support latéral R=régulier				
	R	R	R		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

1.078,00

### Configuration DEEP avec PAD pour support latéral (réglable en hauteur)

Commentaires

- Appuis-thoraciques en aluminium avec rembourrage et revêtement en tissu respirant



Petit (h 13cm)



Droit 10272 34,00

Gauche 10272 34,00

Grande (h 20cm)




Droit 10273 40,00

Gauche 10273 40,00

### SWING AWAY - Support latéral

Hardware de fixation et de réglage complet avec rembourrage de pare-chocs  
Appuis-thoraciques en aluminium avec rembourrage et revêtement en tissu respirant



Grande (18x12) 05647 218,00

Petite (14x9) 05643 218,00

Extension du support thoracique  
Quantité (nombre pièces) (.....) 10271 73,00

Extension du support thoracique  
Quantité (nombre pièces) (.....)

Petite (14x9) 05642 218,00

Grande (18x12) 05646 218,00

- Appui-tête réglable - système d'assemblage à double sphère

Disponible uniquement avec le dossier Physio Posture



Grande (34x14) 05648 492,00  
 Petit (28x14)



## TABLEAU DE REFERENCES

1	Hauteur avant			
Avec Châssis fermé (95°) roues de 5" max. Avec Châssis fermé (90°) roues de 5" max. Avec Châssis fermé (85°) roues de 4" max.				
FOURCHE	Roues avant			
	3"	4"	5"	6"
SPORT 	max 52	max 53	max 54	
COURTE 	max 54	max 55	max 56	max 57
MOYENNE 	max 56	max 57	max 58	max 59
En fonction de la configuration PROGEO se réserve le choix de la fourche.				

2	Hauteur arrière			
Roues arrière				
	22"	24"	25"	26"
min	36	38	39	40
max	44	46	47	48

3	Type de repose-pieds	Distance du repose-pieds
	Repose-pieds en aluminium réglables en inclinaison	min 35
	Repose-pieds monobloc carbone	min 35
	Repose-pieds monobloc carbone réglables en inclinaison	min 35
	Repose-pieds plastique, réglables en inclinaison	min 35
	Repose-pieds monobloc relevables en aluminium, angle et profondeur réglables	min 35
	Repose-pieds monobloc carbone angle réglable, escamotable, relevable	min 35
<b>IMPORTANT! Respecter une garde au sol de 4cm min (Hauteur avant minimum=DP + 4cm)</b>		
<b>Calculées dans leurs configurations idéales et avec les repose-pieds positionnés à l'intérieur.</b>		
<b>NOTE!</b>		

4	Roues arrière	
	Modèle	Fonctions
	22" Ultra-light Standard Progeo	(non disponible en couleur anthracite)
	24" Ultra-light Progeo - Standard!	(disponible pour toutes les couleurs)
	24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT	(Moyeu argenté, Jantes et 16 rayons noirs)
	24" Ultra-light "Spinergy LX"	(Moyeu argenté, Jantes et 12 rayons noirs)
	24" Ultra-light "Spinergy LXL"	(Moyeu et jante noir, 18 rayons blanc) - (Moyeu, jante et 18 rayons noir)
	24" Ultra-light "Spinergy Flex rim"	(Moyeu argenté, Jantes et 12 rayons noirs) - (main courante en aluminium/caoutchouc intégrée - réduction de l'encombrement jusqu'à 3 cm. - tous les pneus)
	24" Tout-terrain	(Couleur : noire) - (mains courantes aluminium - pneumatiques Tout-terrain)
	25" Ultra-light "Spinergy LX"	(Moyeu argenté, Jantes et 12 rayons noirs)
	25" Ultra-light "Spinergy LXL"	(Moyeu et jante noir, 18 rayons blanc)
	26" Standard Progeo	(Couleur : noire)
	26" Ultra-light "Spinergy LX"	(Moyeu argenté, Jantes et 18 rayons noirs)