

Date	France	Tampon de la société	VHP, propulsion manuelle, pour activités physiques et sportives Code LPP 9178691 - Montant LPPR 558,99 €
Client			
Poids du client (kg)			Prix de vente conseillé HT: 4336 €
Langue manuel d'utilisation	Responsable		Taux de TVA 5,5%: 238,48 €
			Prix de vente conseillé TTC: 4.574,48 €

Faire attention à chaque mesure.

JOKER ENERGY est un fauteuil complètement soudé, aucune modification ne peut être faite après fabrication

Mesures du fauteuil

Largeur d'assise (LS) 33 36 39 42 45 48

Profondeur d'assise (PS) 35 37,5 40 42,5 45 47,5 50
 La profondeur d'assise réelle est mesurée à partir du début du tube de dossier de la toile de siège et augmentée de 1,5 cm

Distance du repose-pieds (DP) (cm)
 (Mesure réelle entre la toile d'assise et la palette) - **IMPORTANT! Respecter une garde au sol de 4cm min (Hauteur avant minimum=DP + 4cm)**

Position des roues arrière ☆ Standard Extrêmement prudent Prudent Actif Extrême

Hauteur de dossier (TS) Hauteur standard 33,5 (min 26-max 47) réglages par incrément de 1.5 cm

Carrossage ☆ 2° 0° 4° 8° 12° **Carrossage spécial (00989 - 134€)**
 Voir tableau de références N°4

Hauteur avant STD 49 Hauteur arrière STD 42


Prix Hors Taxes

Châssis

☆ Châssis soudé en aluminium
 Dossier avec angle réglable de -4° à +16°

Châssis et dossier en aluminium soudé
Non disponible: argent vif!! 08932 **800,00**


0° (90° par rapport au sol)
 90° par rapport à l'assise
 (.....) par rapport au sol (.....) par rapport au sol



Angle de châssis

☆ Angle de châssis STD 95° Angle de châssis :

Angle de châssis 90° par rapport au sol
excluent l'installation de roues avant 5"




Profondeur châssis

Extension du châssis avant

☆ 0 cm 0,5 cm 1 cm 1,5 cm 2 cm 2,5 cm

3 cm 3,5 cm 4 cm 4,5 cm 5 cm



Repose-pieds

☆ Repose-pieds tubulaire en aluminium - SOUDÉ, non réglable en hauteur et inclinaison

avec plaque en plastic avec plaque en carbone
 09193 **134,00**

Repose-pieds en aluminium EVOLUTION - (réglable +/- 1,5cm)
angle et profondeur réglables


☆ Interne 2/3 Interne 2/3 Externe Externe 04456 **279,00**

Repose-pieds monobloc carbone JOKER - (réglable +/- 1,5cm)
Non réglable en inclinaison
Non disponible avec: Largeur 48 cm. - Angle de châssis 85° et 90° par rapport au sol

04110 **419,00**

Repose-pieds monobloc carbone - (réglable +/- 1,5cm)
Réglable en inclinaison

☆ Interne Externe 04111 **487,00**



Date	Commande	Client	Adresse
------------	----------------	--------------	---------------

Prix Hors Taxes			
Couleur de châssis (Sans supplément de prix)			
☆ Argent vif (Non disponible avec dossier soudé)			
<input type="checkbox"/> Blanc perlé	<input type="checkbox"/> Noir opaque	<input type="checkbox"/> Orange Mat	
<input checked="" type="radio"/> Tekno Anthracite	<input checked="" type="radio"/> Bleu nuit mat	<input checked="" type="radio"/> Rouge mat	<input checked="" type="radio"/> Gris mat

Siège			
☆ Toile d'assise avec pochette (sous le siège)			
<input type="checkbox"/> Assise réglable en tension		08883	241,00
<input type="checkbox"/> Siège rigide en carbone		08336	493,00
<input type="checkbox"/> Pochette (sous le siège) [25x11x4,5]		08281	134,00

Système de réglage et de fixation du dossier - Non disponible avec dossier soudé	
☆ Dossier avec verrouillage	avec angle réglable de -4° à +16°
<input type="checkbox"/> Dossier rabattable sans verrouillage sur l'assise	avec angle réglable de -4° à +16°
<input type="checkbox"/> Dossier non rabattable	avec angle réglable de -4° à +16°

Dossier			
☆ Rembourrage respirant du dossier à réglages multiples	☆ Dossier aluminium		
	<input type="checkbox"/> Dossier titane Non disponible avec dossier soudé		06811 208,00
	<input type="checkbox"/> Dossier carbone Non disponible avec dossier soudé		04389 837,00

AIR	Dossier postural intégré (PAS REMOVIBLE)			1.119,00																	
	Coque Carbone - Support latéral 7,5cm Réglage en profondeur ±1cm. - Réglage en inclinaison ±10° indisponible pour largeur 48																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:33%;">H 28</th> <th style="width:33%;">H 34</th> <th style="width:33%;">H 40</th> </tr> <tr> <td>Hauteur de dossier (TS) min 34</td> <td>Hauteur de dossier (TS) min 38</td> <td>Hauteur de dossier (TS) min 44</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(.....)</td> <td style="text-align: center;">(.....)</td> <td style="text-align: center;">(.....)</td> </tr> </table>		H 28	H 34	H 40	Hauteur de dossier (TS) min 34	Hauteur de dossier (TS) min 38	Hauteur de dossier (TS) min 44	(.....)	(.....)	(.....)	Installation sur: ☆ Tubes de dossier en aluminium SANS tendeur de dossier										
H 28	H 34	H 40																			
Hauteur de dossier (TS) min 34	Hauteur de dossier (TS) min 38	Hauteur de dossier (TS) min 44																			
(.....)	(.....)	(.....)																			
Aile pour la restriction du support latéral A=haut - R=régulier		<input type="checkbox"/> Dossier aluminium																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:16.6%; text-align: center;">A</td> <td style="width:16.6%; text-align: center;">R</td> <td style="width:16.6%; text-align: center;">A</td> <td style="width:16.6%; text-align: center;">R</td> <td style="width:16.6%; text-align: center;">A</td> <td style="width:16.6%; text-align: center;">R</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		A	R	A	R	A	R							<input type="checkbox"/> Dossier titane Non disponible avec dossier soudé	06811 208,00						
A	R	A	R	A	R																
																					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																
		<input type="checkbox"/> Dossier carbone Non disponible avec dossier soudé	04389 837,00																		

Tubes de poignée			
☆ Tubes à manche court			
<input type="checkbox"/> Tubes SPORT Sans poignées			
<input type="checkbox"/> Tubes en carbone avec poignée court	<i>Configuration plus léger</i>	04390	166,00
Non disponible avec: Dossier postural PHYSIO - Dossier postural AIR			
<input type="checkbox"/> Poignées rabattables	Hauteur minimal du dossier 30,5cm	02958	279,00
<i>Non disponible avec: Poignées de poussée accompagnateur</i>			

Set couleurs: comprend le moyeu et la jante de la roue arrière et les fourches avant			
Seules les roues standard Progeo 22"/24" ont des moyeux et des jantes colorés			
☆ Noir	22" 24" 25" 26"		
<input type="checkbox"/> Argent vif	22" 24"	08833	141,00
<input type="checkbox"/> Vert Lemon	22" 24"	08833	141,00
<input type="checkbox"/> Bleu brillant	22" 24"	08833	141,00
<input type="checkbox"/> Rouge brillant	22" 24"	08833	141,00
<input type="checkbox"/> Violet	22" 24"	08833	141,00
<input type="checkbox"/> Blanc perlé	22" 24"	08833	141,00
<input checked="" type="radio"/> Tekno Anthracite	22" 24"	08833	141,00
<input checked="" type="radio"/> Bleu nuit mat	22" 24"	08833	141,00
<input type="checkbox"/> Gris mat	22" 24"	08833	141,00
<input checked="" type="radio"/> Rouge mat	22" 24"	08833	141,00

Date	Commande	Client	Adresse
------	----------	--------	---------

			Prix Hors Taxes	
Roues avant				
☆ 4" Bandage				
<input type="checkbox"/> 3" Sport		<i>Configuration plus légère</i>		
<input type="checkbox"/> 5" Bandage		Non disponible avec angle de châssis 90° par rapport au sol		
<input type="radio"/> 3" Active Soft (grand) - Jante en aluminium			06824	141,00
<input type="radio"/> 4" Active Sport (étroit) - Jante en aluminium			01398	141,00
<input type="radio"/> 4" Active Soft (grand) - Jante en aluminium			03943	141,00
<input type="radio"/> 5" Active Soft (grand) - Jante en aluminium		Non disponible avec angle de châssis 90° par rapport au sol	07518	141,00
<input type="radio"/> 5" Pneumatiques		Non disponible avec angle de châssis 90° par rapport au sol	10844	67,00

Roues arrière				
☆ 24" Ultra-light Progeo - Standard!				
<input type="checkbox"/> 22" Ultra-light Standard Progeo				
<input type="checkbox"/> 25" Ultra-light Standard Progeo	(Couleur : noire)			
<input type="checkbox"/> 26" Standard Progeo	(Couleur : noire)			
<input type="radio"/> 24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT		<i>Configuration plus légère</i>	04383	976,00
<input type="radio"/> 24" Ultra-light "Spinergy LX"			01685	976,00
<input type="radio"/> 24" Ultra-light "Spinergy LXL"	<input type="checkbox"/> Moyeu noir et rayons blanc	<input type="checkbox"/> Moyeu et rayons noir	07846	932,00
<input type="radio"/> 24" Ultra-light "Spinergy Flex rim"	Main courante en aluminium/caoutchouc intégrée		02270	1.533,00
<input type="radio"/> 25" Ultra-light "Spinergy LX"			02101	976,00
<input type="radio"/> 25" Ultra-light "Spinergy LXL"	<input type="checkbox"/> Moyeu noir et rayons blanc		07847	932,00
<input type="radio"/> 26" Ultra-light "Spinergy LX"			02102	976,00
<input type="radio"/> 24" Tout-terrain (mains courantes aluminium noir)			01392	252,00

Pneumatiques roues arrière				
☆ Haute-pression	(22"-24"-25"-26")	<i>Configuration plus légère</i>		
<input type="checkbox"/> Haute-pression à profil crantés	(24")			
<input type="radio"/> Marathon +	(24"-25")	avec protection anti crevaison	01669	70,00
<input type="radio"/> Bandages / Anti-crevaison - Couleur Gris	(22")		04181	113,00
<input type="radio"/> Bandages / Anti-crevaison - Couleur Noir	(24")		11083	109,00
Non disponible avec Roues arrière: 24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT, 24" Ultra-light "Spinergy LXL"				

Mains courantes	Ecartement sur les roues ☆ 3 cm		□ 4 cm		
☆ Aluminium	(22"-24"-25"-26")		<i>Configuration plus légère</i>		
<input type="radio"/> Aluminium noir SOFT-TOUCH	(24"-25")		(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	09170	134,00
<input type="radio"/> Acier chromé	(24"-25")		(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	01684	168,00
<input type="radio"/> Titane	(24"-25")		(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	00016	306,00
<input type="radio"/> Ultra Grip	(24"-25")		(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	00017	350,00
<input type="radio"/> Max Grip	(24"-25")		(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	00834	391,00
<input type="radio"/> TOP FRICTION	(24"-25")		(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	11023	334,00
Profil oval avec insert en caoutchouc					
<input type="radio"/> NOVA H	(24"-25")		(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	11025	306,00
Profil noir ergonomique					
<input type="radio"/> NOVA D	(24"-25")		(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	11026	334,00
Profil ergonomique avec revêtement en caoutchouc (idéal pour les tétraplégiques)					
<input type="radio"/> SURGE LT	(25")		Profil oval avec insert en caoutchouc	06427	256,00
<input type="radio"/> Ergots	(24")			00693	223,00
<input type="radio"/> Revêtement silicone pour mains courantes alu standard			Disponible en dimensions (22" - 24" - 26")	04050	183,00

Freins				
☆ Levier courbé à pousser				
<input type="checkbox"/> Levier droit à pousser				
<input type="checkbox"/> Levier droit à tirer				
<input type="radio"/> Frein actifs		<i>Configuration plus légère</i>		06428 140,00
<input type="radio"/> Frein à pousser avec extension				01949 84,00
<input type="radio"/> Frein à tirer avec extension				03372 84,00

Date	Commande	Client	Adresse
			Prix Hors Taxes
Garde-boue			
☆ Garde-boue en Carbone			
<input type="checkbox"/> Protège vêtements droits en Carbone	☆ Aligné roue	<input type="checkbox"/> Sous la roue cm	<input type="checkbox"/> Dessus de la roue cm
<input type="radio"/> Garde-boue amovibles en carbone			04109 337,00
<input type="radio"/> Protège vêtements amovibles droits en carbone	☆ Aligné roue	<input type="checkbox"/> Sous la roue cm	<input type="checkbox"/> Dessus de la roue cm
<input type="radio"/> Protège vêtements droits soudé	Disponible seulement avec châssis et dossier en aluminium soudé		08933 400,00
	☆ Aligné roue	<input type="checkbox"/> Sous la roue cm	<input type="checkbox"/> Dessus de la roue cm
Accoudoirs			
<input type="radio"/> Accoudoirs tubulaires	(Escamotables, amovibles et réglable en hauteur)		00694 252,00
			
Accessoires			
<input type="radio"/> Protège châssis avant			07058 58,00
<input type="radio"/> Toile de connexion dossier/toile assise			10241 21,00
<input type="radio"/> Sac de rangement amovible (avec système de libération rapide)			09811 134,00
En option 1			
<input type="checkbox"/> Prédiposition pour une fixation des accessoires dans l'avenir			
<input type="radio"/> Kit de Transit			03290 166,00
			
<input type="radio"/> Porte cannes	<input type="radio"/> Droit <input type="radio"/> Gauche		00838 84,00 00837 84,00
			
<input type="radio"/> Roues anti-basculé	(rotation interne pour réduire l'encombrement) <input type="radio"/> Droite <input type="radio"/> Gauche		06821 140,00 06822 140,00
			
<input type="radio"/> Tube de bascule	<input type="radio"/> Droit <input type="radio"/> Gauche		00025 85,00 01046 85,00
			
En option 2			
<input type="radio"/> Poignées de poussée accompagnateur	(Amovibles et réglables en hauteur)		03645 195,00
			
<input type="radio"/> Tetraclicp	(Axe à démontage rapide pour Tétraplégique)		03947 195,00
<input type="radio"/> Ceinture de bassin			03972 70,00
<input type="radio"/> Harnais			04103 159,00
<input type="radio"/> Support lombaire	(pour insérer sous la toile de dossier)		00013 43,00
<input type="radio"/> Cale-troncs escamotables	<input type="radio"/> Droite <input type="radio"/> Gauche		02097 279,00 02098 279,00
Non disponible avec: Dossier postural PHYSIO - Dossier postural A I R			
			
<input type="radio"/> Flasques Noirs	(22"-24")		01043 166,00
<input type="radio"/> Flasques Transparents	(22"-24")		00835 166,00
<input type="radio"/> Flasques Progeo design	(22"-24")		00019 195,00
<input type="radio"/> Flasques Dragon	(22"-24")		02106 195,00
Kit supplémentaire			
<input type="radio"/> Roues arrière 24" Tout-terrain	Pneumatiques Tout-terrain - mains courantes aluminium (couleur noire)		03378 558,00
<input type="radio"/> Roues arrière FAT 24"	Pneumatiques FAT 3" - mains courantes aluminium (couleur noire)		09357 932,00

Date Commande Client Adresse

Prix Hors Taxes

Siège de série modulable et évolutif - PHYSIO - Dossier postural (Rembourrage du dossier std. pas fourni)

Amovible avec libération rapide
Installation pour tubes de diamètre 18÷26mm
Réglage en profondeur (4cm)
Réglage en inclinaison (±18°)

Coussin fait en mousse de polyuréthane à base anti glissante et avec jupette en polyester.

- 5 x 37,5 x 40 cm
- 5 x 40,0 x 43 cm
- 5 x 42,5 x 45 cm
- 5 x 45,0 x 43 cm
- 5 x 47,5 x 43 cm



- AIR** Coque Carbone
indisponible pour largeur 48

HAUTEUR DE DOSSIER	28	34	40	1.119,00		
Forme de la coque	Aile pour la restriction du support latéral A=haut - R=régulier					
	A	R	A	R	A	R
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- POSTURE** Coque Aluminium

HAUTEUR DE DOSSIER	34	40	52	1.078,00
Forme de la coque	Aile pour la restriction du support latéral R=régulier			
	R	R	R	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Configuration DEEP avec PAD pour support latéral (réglable en hauteur)

Commentaires

- Appuis-thoraciques en aluminium avec rembourrage et revêtement en tissu respirant



Petit (h 13cm)



- Droit 10272

34,00

- Gauche 10272

34,00

Grande (h 20cm)



- Droit 10273

40,00


- Gauche 10273

40,00

SWING AWAY - Support latéral

Hardware de fixation et de réglage complet avec rembourrage de pare-chocs

Appuis-thoraciques en aluminium avec rembourrage et revêtement en tissu respirant



- Grande (18x12)

05647 218,00

- Petite (14x9)

05643 218,00

- Extension du support thoracique

Quantité (nombre pièces).....

10271 73,00

- Extension du support thoracique

Quantité (nombre pièces).....

- Petite (14x9)

05642 218,00

- Grande (18x12)

05646 218,00

- Appui-tête réglable - système d'assemblage à double sphère

Disponible uniquement avec le dossier Physio Posture




- Grande (34x14)
- Petit (28x14)

05648 492,00

Date Commande Client Adresse

Prix Hors Taxes

Coussin STIMULITE nid d'abeille anti-escarres et coussins posturaux - TVA 20% pour l'article vendu séparément.

○ Classic H 7 cm.	<input type="checkbox"/> 36x41 00035	<input type="checkbox"/> 38x38 00036	<input type="checkbox"/> 38x41 01052	<input type="checkbox"/> 41x41 00037		877,00
	<input type="checkbox"/> 41x46 00840	<input type="checkbox"/> 46x41 00698	<input type="checkbox"/> 46x46 00038			
○ Anatomique posturale H 10cm	<input type="checkbox"/> 36x41 00056	<input type="checkbox"/> 38x38 00696	<input type="checkbox"/> 38x41 00032	<input type="checkbox"/> 41x41 00033		#####
	<input type="checkbox"/> 41x46 01050	<input type="checkbox"/> 46x41 00034	<input type="checkbox"/> 46x46 01051			
○ Forme slimline H 5cm	<input type="checkbox"/> 36x41 00854	<input type="checkbox"/> 38x38 00707	<input type="checkbox"/> 38x41 00083	<input type="checkbox"/> 41x41 01073		662,00
	<input type="checkbox"/> 41x46 00085	<input type="checkbox"/> 46x41 01074	<input type="checkbox"/> 46x46 01075			
○ Sport H 5 cm.	<input type="checkbox"/> 36x41 00053	<input type="checkbox"/> 38x38 00054	<input type="checkbox"/> 38x41 01060	<input type="checkbox"/> 41x41 01061		625,00
	<input type="checkbox"/> 41x46 00057	<input type="checkbox"/> 46x41 01062	<input type="checkbox"/> 46x46 00846			

Taille personnalisée Largeur cm.



Profondeur cm.

1	A Largeur du repose-pieds			
	DP	35+39	40+45	46+50
LS				
33	21	20	19	
36	24	23	22	
39	26	25	24	
42	29	28	27	
45	32	31	30	
48	35	34	33	

2	Position des roues arrière	C :
Extrêmement prudent		7,5
Prudent		9
Standard		10,5
Actif		12
Extrême		13,5

3	Lt
Carrossage	Largeur maximale
0°	LS + 18
2°	LS + 21
4°	LS + 24
8°	LS + 30
12°	LS + 36

Largeur maximum calculée avec une distance mains courantes - roue de 3 cm.



Page à envoyer si optional a été choisi		
<input checked="" type="checkbox"/>	standard	(Fourni par défaut)
<input type="checkbox"/>	sur demande	(Sans supplément de prix)
<input type="checkbox"/>	en option	(à rajouter au prix de base)

Fauteuil : Progeo JOKER ENERGY - Rev. 2024.1

Prix Hors Taxes
Taux de TVA 5,5%