



## MODÈLE MC1 ICHAIR A.A.1: LE PETIT FUTÉ

iChair  
mcl



### FOCUS

- MC 1 iChair: le petit futé
- Compacité et maniabilité en intérieur avec ses 59 cm de largeur
- Performant en extérieur grâce à son châssis rigide et à ses amortisseurs
- Confortable et adaptable aux besoins de la personne avec ses nombreuses options.

### CONFIGURATION MC1 A.A.1

- Moteurs 6 km/h 220 watts
- Roues 8" ou 9" pouces à l'avant et 12" pouces à l'arrière
- Assise réglable: en largeur de 38 à 65 cm
- Profondeur de 40 à 53 cm
- Assise inclinable mécaniquement de série 0° à 10°
- Dossier inclinable mécaniquement de série -10° à 30°, rabattable sur l'assise
- Repose-pieds
- Electronique VR2 avec pantographe

### OPTIONS

- Ergo Seat, Physipro By Meyra, Recaro, ...
- Kit éclairage avec LED
- Monte-trottoir
- Assise et dossier électrique
- Palette Monobloc
- Electronique R Net et commandes spéciales
- Batteries 73 AH
- Roues 10" à l'avant et 14" à l'arrière

## INTRODUCTION

Cher client, nous vous remercions d'avoir choisi le modèle MC2 iChair A.A.1. A fin de configurer correctement ce produit, vous devez effectuer un choix dans au moins 16 catégories. Notre exemple illustre le choix d'une configuration standard du MC2 iChair A.A.1.

CAT.	00	01	03	03	03	04	04	05	06	07	07	09	09	10	10	11	12	13	14	14	16	16	17	19
CODE	115	43	157	146	815	815	846	909	119	738	619	737	287	814	401	106	93	805	4696	731	408	74	4860	5251

En complément, vous pouvez choisir d'autres variantes d'équipement, options et accessoires contre un supplément de prix. **Cochez votre choix dans la colonne "OUI" du BON DE COMMANDE!**

## DONNÉES TECHNIQUES

Largeur d'assise en cm <sup>1)</sup>	38 - 65	Taille des roues avant en mm	260 x 70 (10")	Caractéristiques	
Profondeur d'assise en cm <sup>2)</sup>	40-56/40-56/50/48-53	Taille des roues avant en mm	230 x 70 (9")	Vitesse en km/h	6
Hauteur du dossier en cm <sup>2)</sup>	45-50/53-57/64/64	Taille des roues avant en mm	200 x 70 (8")	Puissance du moteur W	2 x 220
Longueur segment jambier en cm <sup>2)</sup>	28-43/35-50/35-50/35-50	Taille des roues arrière en mm	356 x 75 (14")	Rayon d'action max. <sup>5) 6)</sup>	40
Hauteur manchette en cm <sup>2)</sup>	24-35/18-29/14-25/18-29	Taille des roues arrière en mm	320 x 60 (12,5")	Pourcentage autorisé dans les montées/descentes	11 %
Hauteur d'assise avant en cm <sup>2)</sup>	43-53/50-60/56-65/59-68	Hauteur max. des obstacles en mm <sup>7)</sup>	60	Type de conduite	indirect
Longueur avec repose-pieds en mm	1130	Rayon de braquage en mm	840	Inclinaison électrique de l'assise <sup>8)</sup>	-2 à +26°
Longueur sans repose-pieds en mm	830	Poids en kg		Inclinaison mécanique de l'assise	0° - +10°
Largeur en mm <sup>3)</sup>	590 - 630	Poids de transport à vide min. <sup>4)</sup>	100	Angle du dossier, réglage électrique	-10° - +50°
Hauteur sans appui-tête en mm <sup>3)</sup>	930 - 1130	Poids de la personne max.	120	Angle du dossier, réglage mécanique	-10° - +30°
Dimensions de transport longueur en mm	830	Poids total autorisé	280		
Hauteur de transport min. en mm	560	Capacité de charge max.	10		

Dimensions en cm ou mm • Poids en kg • Vitesse en km/h • Tolérance +/- 1 cm • Données sous réserve de modifications constructives

1) voir catégorie largeur d'assise 01 2) Système d'assise: toile / ERGOSEAT / Recaro, Basic 3) Système d'assise toile / ERGOSEAT 4) Sans repose-pieds et accoudoirs

5) dans les conditions de test 6 km/h avec batteries 73 Ah (20h) 6) voir catégorie Châssis/Motorisation 00 7) 120 mm avec monte-trottoirs 8) La zone de réglage peut selon la HA et la taille des roues directrices différer de max. +/-3°.

## 00 CHÂSSIS/MOTORISATION

• Le rayon d'action d'un fauteuil roulant électrique dépend principalement des facteurs suivants:


- Conduite
- Vitesse
- Capacité nominale des batteries et état de charge des batteries
- Etat de charge des batteries
- Poids du fauteuil roulant (dépend de la configuration) et de l'utilisateur
- Etat de la chaussée (routes goudronnées, chemins, côtes)
- Conditions de déplacement (rouler avec ou sans éclairage)
- Température ambiante

• Les données indiquées sont déterminées selon les conditions suivantes:

- Température ambiante de 27°C
- Capacité nominale des batteries 100% d'après la norme
- Batteries à l'état neuf avec plus de 5 cycles de rechargement
- Marche rectiligne avec vitesse maximale
- Charge nominale d'après la norme avec un poids d'utilisateur de 75 kg
- Véhicule avec configuration de base
- Pneumatiques (avec pression nominale)
- Pas d'accélération répétées
- Chaussée dure et plane

**En pratique le rayon d'action peut être inférieur d'environ 50% à la valeur nominale. La capacité du fauteuil roulant à franchir des côtes de manière constante peut être largement inférieure au pourcentage admis dans les montées.**

## 01 DÉTERMINATION DE LA LARGEUR D'ASSISE (LA)



### Sur le fauteuil roulant

Entre les accoudoirs. La mesure est prise au milieu de la profondeur d'assise et à hauteur de l'assise.

### Sur l'utilisateur

Mesurer le bassin à l'endroit le plus large (trochanter major) en position assise et rajouter 2 cm. Les cuisses peuvent toucher les accoudoirs.

**Remarque:** la largeur d'assise est la mesure la plus importante d'un fauteuil roulant.



COMMANDE    DEVIS    VERSION SPÉCIAL

Fax 01 48 63 24 33

Cachet du distributeur / numéro de client.:
Adresse de livraison:
Commentaires:



Photos avec options.

Prix de vente publics conseillés applicables en 2013. Edition 01-2013. Confer nos conditions générales de vente en vigueur.

Dans le cadre de l'arrêté du 28/12/2005 - JO du 30/12/05, les Maisons départementales des Personnes handicapées (MDPH) peuvent prendre en charge au titre de la Prestation de compensation pour le handicap (PCH):

- 6 975,90 € pour un fauteuil roulant électrique Assise personnalisée 1 (ce montant comprend le remboursement Sécurité Sociale)
- + 75 % du montant de chaque accessoire ne figurant pas dans la LPPR, dans la limite d'un plafond de 6 975,90 €

**Merci de cocher le code désiré**

PRIX DU FAUTEUIL	HT €	TTC €	LPPR	LPPR €
Modèle MC1 iChair A.A.1	3.306,11	3.487,95	4130136	3.487,95

00 CHÂSSIS/MOTORISATION						HT €	TTC €	LPPR	LPPR €
OUI	CODE	DESCRIPTION							
		Vitesse	Puissance du moteur	Autonomie 45 Ah(20h)	Autonomie 73 Ah (20h)				
<input type="checkbox"/>	115	6 km/h	220 W	max. 25 km	max. 40 km	0,00	0,00		

01 LARGEUR D'ASSISE (LA)						HT €	TTC €	LPPR	LPPR €
OUI	CODE	DESCRIPTION							
<input type="checkbox"/>	38	LA 38 cm	Largeur d'assise réglable en continu de 38 à 50 cm via les accoudoirs (largeur de la surface de l'assise 38 cm)			0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	43	LA 43 cm	Largeur d'assise réglable en continu de 43 à 55 cm via les accoudoirs (largeur de la surface de l'assise 43 cm)			0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	48	LA 48 cm	Largeur d'assise réglable en continu de 48 à 60 cm via les accoudoirs (largeur de la surface de l'assise 48 cm)			0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	53	LA 53 cm	Largeur d'assise réglable en continu de 53 à 65 cm via les accoudoirs (largeur de la surface de l'assise 53 cm)			0,00	0,00		



Compatibilité avec mySeat uniquement possible avec LA 43 et 48 cm.  
LA différente avec les assises Recaro et Basic.

Configuration standard

## 02 DÉTERMINATION DE LA HAUTEUR D'ASSISE (PA)



### Sur le fauteuil roulant


Du bord avant du tube du dossier jusqu'au bord avant du système d'assise (toile de l'assise, assise fixe, assise rembourrée). Mesure prise au milieu de l'assise.

### Sur l'utilisateur

Longueur des cuisses mesurée depuis le dossier jusqu'au creux des genoux, plus la valeur de deux doigts

**Remarque:** Les différents systèmes d'assise, par ex. dossier réglable ou fixe modifient la profondeur de l'assise. Pour le système d'assise ErgoSeat divers contours peuvent être choisis en fonction de la profondeur d'assise

## 03 DÉTERMINATION DE LA HAUTEUR D'ASSISE AVANT (HAAV) (SANS COUSSIN)



### Sur le fauteuil roulant

- Du sol au bord supérieur du tube de l'assise
- Hauteur d'assise avant, mesure prise sur le bord supérieur avant du tube de l'assise

### Sur l'utilisateur

Longueur du segment jambier SJ plus la garde au sol nécessaire

**Remarque :** veiller à la hauteur du coussin!

Exemple avec coussin:  $SJ + \text{garde au sol} - \text{coussin} = \text{HAAV}$

Exemple sans coussin:  $SJ + \text{garde au sol} = \text{HAAV}$



03 C 157  
200 x 50 mm  
8 "



03 C 163  
230 x 60 mm  
9 "



03 C 142  
260 x 70 mm  
10 "




04 C 815




04 C 460



04 C 846 / 904



05 C 908



05 C 909

## 06 INCLINAISON DE L'ASSISE

### L'inclinaison correspondant au réglage angulaire de l'ensemble de l'assise.

Remarque : l'inclinaison offre de gros avantages en termes de positionnement du patient. Elle permet une réduction de la pression, un soulagement de la douleur et aide à la circulation sanguine, etc.



06 C 119



06 C 118



## 02 HAUTEUR D'ASSISE (HA)

! Déterminez votre profondeur d'assise dans la catégorie 07 Siège et système d'assise en combinaison avec le système d'assise!

## 03 HAUTEUR D'ASSISE AVANT (HAAV) EN COMBINAISON AVEC ROUES DIRECTRICES (SANS COUSSIN)

HAA mesurée avec inclinaison de l'assise de 4°, bord supérieur de la plaque de l'assise

CODE	DESCRIPTION	Ø inch / mm		HAAV - Hauteur d'assise avant en cm								HT €	TTC €	LPPR	LPPR €
				43	44	46	47	48	50	51	53				
157*	Pneus avec jantes plastique	8"	200	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	-	0,00	0,00		
163*	Pneus avec jantes aluminium	9"	230	-	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	0,00	0,00		
142**	Pneus avec jantes aluminium	10"	260	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	106,00	111,83		

! Veillez à la hauteur du coussin: coussin standard +6 cm, ERGOSEAT +7, ERGOSTAR +12 cm et Recaro et Basic +15 cm

\* Code 157 et 163 uniquement avec roues motrices 12" code 815, pas en combinaison avec monte-trottoir code 862

\*\* Code 142 uniquement avec roues motrices 14" Code 460

## 03 OPTIONS POUR ROUES DIRECTRICES

OUI	CODE	DESCRIPTION	HT €	TTC €	LPPR	LPPR €
<input type="checkbox"/>	146*	Pneu avec bande de roulement renforcé	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	481**	Pneu avec chambre	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	900	Bandage	0,00	0,00		

! \*Code 146 compatible uniquement avec roue directrices 9" Code 163 ou 10" code 142

\*\*Code 481 compatible uniquement avec roue directrices 8" Code 157

## 04 ROUES MOTRICES

OUI	CODE	DESCRIPTION	Ø in mm	HT €	TTC €	LPPR	LPPR €
<input type="checkbox"/>	815*	12" Roues motrices avec jantes aluminium	320	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	460**	14" Roues motrices avec jantes aluminium	356	106,00	111,83		

! \*Code 815 compatible uniquement avec roue directrices 9" Code 163

\*\*Code 460 compatible uniquement avec roue directrices 10" Code 142

## 04 OPTIONS ROUES MOTRICES

OUI	CODE	DESCRIPTION	HT €	TTC €	LPPR	LPPR €
<input type="checkbox"/>	846	Pneumatique renforcé	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	904	Pneus increvables	85,00	89,68		
<input type="checkbox"/>	824	Garde-boue pour roues arrières	185,00	195,18		

## 05 COULEUR DES PNEUS

OUI	CODE	DESCRIPTION	HT €	TTC €	LPPR	LPPR €
<input type="checkbox"/>	908	Pneus noir, compatible uniquement avec roue directrices 10" et 14"	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	909	Pneus gris	0,00	0,00		

## 06 INCLINAISON DE L'ASSISE



OUI	CODE	DESCRIPTION	INCLINAISON DE L'ASSISE	HT €	TTC €	LPPR	LPPR €
<input type="checkbox"/>	119	Inclinaison mécanique de l'assise, par paliers	0 à +10°	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	118	Inclinaison électrique de l'assise, en continu jusqu'à 28°	-2 à +26°	616,00	649,88		

! La zone de réglage peut selon la HA et la taille des roues directrices différer de max. +/-3°.

Configuration standard

# ÉQUIPEMENT ET CODES MC1 ICHAIR A.A.1

**iChair**  
mc1



Vous trouverez d'autres informations sur notre site internet [www.meyra.fr](http://www.meyra.fr)  
Bon de commande destiné aux professionnels de santé.



07 ASSISE ET SYSTÈME D'ASSISE										
OUI	CODE	DESCRIPTION	PA	COMPATIBLE AVEC SYSTÈME DOSSIER			HT €	TTC €	LPPR	LPPR €
				737/287	736/287	949				
<input type="checkbox"/>	738 / 615*	Toile d'assise, sans coussin	40 cm	●	●	●	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	738 / 788*	Toile d'assise, sans coussin	43 cm	●	●	●	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	738 / 619*	Toile d'assise, sans coussin	46 cm	●	●	●	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	738 / 792*	Toile d'assise, sans coussin	49 cm	●	●	●	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	738 / 793*	Toile d'assise, sans coussin	53 cm	●	●	●	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	738 / 356*	Toile d'assise, sans coussin, extention des tubes de l'assise de 3 cm	XL 56 cm	●	●	●	30,00	31,65		
<input type="checkbox"/>	4276/615*	Plaque d'assise sans revêtement ni coussin	40 cm	●	●	●	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	4276/788*	Plaque d'assise sans revêtement ni coussin	43 cm	●	●	●	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	4276/619*	Plaque d'assise sans revêtement ni coussin	46 cm	●	●	●	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	4276/792*	Plaque d'assise sans revêtement ni coussin	49 cm	●	●	●	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	4276/793*	Plaque d'assise sans revêtement ni coussin	53 cm	●	●	●	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	4276/356*	Plaque d'assise sans revêtement ni coussin, extention des tubes de l'assise de 3 cm	XL 56 cm	●	●	●	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	948 / 615	Siège ErgoSeat	40 cm	-	-	●	398,00	419,89		
<input type="checkbox"/>	948 / 788	Siège ErgoSeat	43 cm	-	-	●	398,00	419,89		
<input type="checkbox"/>	948 / 619	Siège ErgoSeat	46 cm	-	-	●	398,00	419,89		
<input type="checkbox"/>	948 / 792	Siège ErgoSeat	49 cm	-	-	●	398,00	419,89		
<input type="checkbox"/>	948 / 793	Siège ErgoSeat	53 cm	-	-	●	398,00	419,89		
<input type="checkbox"/>	948 / 356	Siège ErgoSeat	56 cm	-	-	●	398,00	419,89		
<input type="checkbox"/>	561 / 615	Coussin, textile, noir	40 cm	●	●	●	33,08	34,90		
<input type="checkbox"/>	561 / 788	Coussin, textile, noir	43 cm	●	●	●	33,08	34,90		
<input type="checkbox"/>	561 / 619	Coussin, textile, noir	46 cm	●	●	●	33,08	34,90		
<input type="checkbox"/>	561 / 792	Coussin, textile, noir	49 cm	●	●	●	33,08	34,90		
<input type="checkbox"/>	561 / 793	Coussin, textile, noir	53 cm	●	●	●	33,08	34,90		
<input type="checkbox"/>	561 / 356	Coussin, textile, noir	56 cm	●	●	●	33,08	34,90		
<input type="checkbox"/>	961	ERGOSTAR Système de siège de forme anatomique avec réglage mécanique du dossier					716,00	755,38		
<input type="checkbox"/>	568	Siège BASIC avec réglage mécanique du dossier Nicht in Verbindung mit Kinnsteuerungen Code 810 oder Code 565					1286,00	1356,73		
<input type="checkbox"/>	579	Siège Recaro, spécial S, avec réglage mécanique du dossier					1392,00	1468,56		
<input type="checkbox"/>	567	Siège Recaro, spécial F, avec réglage électrique du dossier, seulement avec commande R-Net					2039,00	2151,15		
<input type="checkbox"/>	580	Siège Recaro, spécial M, avec réglage mécanique du dossier					1559,00	1644,75		
<input type="checkbox"/>	578	Siège Recaro, spécial W, avec réglage électrique du dossier, seulement avec commande R-Net					2260,00	2384,30		
<input type="checkbox"/>	581	Siège Recaro, spécial L, avec réglage mécanique du dossier					1507,00	1589,89		
<input type="checkbox"/>	584	Siège Recaro, spécial X, avec réglage électrique du dossier, seulement avec commande R-Net					2260,00	2384,30		

! Veuillez à la hauteur du coussin: coussin standard +6 cm, ERGOSEAT +7 cm, ERGOSTAR +12 cm et Recaro et Basic +15 cm  
Délais de livraison plus longs pour les sièges Recaro et Basic. \*Profondeurs d'assise 40, 43, 46, 49, 53 cm réglables.

08 REVÊTEMENT ERGOSEAT								
OUI	CODE	DESCRIPTION	HT €	TTC €	LPPR	LPPR €		
<input type="checkbox"/>	236	Revêtement ERGOSEAT, textile, noir-gris à carreaux	0,00	0,00				
<input type="checkbox"/>	254	Revêtement ERGOSEAT, simili-cuir, noir	52,00	54,86				
<input type="checkbox"/>	4980	Revêtement ERGOSEAT, housse pour incontinence, noir	52,00	54,86				


Configuration standard

# ÉQUIPEMENT ET CODES MC1 ICHAIR A.A.1




### Réglage de l'angle du dossier

Lors de l'utilisation du dossier réglable angulairement, la pression exercée par la position assise sur le coccyx diminue. Simultanément, l'appareil musculaire du haut du corps se relâche. La réduction de la pression sur l'abdomen et le thorax est ainsi favorisée.



Les symboles illustrent les fonctions des repose-jambes.



Vous trouverez d'autres informations sur notre site internet [www.meyra.fr](http://www.meyra.fr)  
Bon de commande destiné aux professionnels de santé.





### 09 DOSSIER ET SYSTÈME DOSSIER

OUI	CODE	DESCRIPTION	COMPATIBLES AVEC SYSTÈME D'ASSISE CODE					HT €	TTC €	LPPR	LPPR €
			Plaque de l'assise 4276	ErgoSeat 948	Coussin 561	Ergostar 961	Basic Recaro				
<input type="checkbox"/>	737/287	Dossier standard, noir, hauteur 50 cm, Convertible à 45 cm	●	-	●	-	-	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	736/287	Dossier réglable, noir, hauteur 50 cm, Convertible à 45 cm	●	-	●	-	-	83,00	87,57		
<input type="checkbox"/>	949	Dossier ErgoSeat, hauteur 53 cm, Convertible à 57 cm	●	●	●	-	-	266,00	280,63		

### 10 OPTIONS DOSSIER (RÉGLAGES)

OUI	CODE	DESCRIPTION	HT €	TTC €	LPPR	LPPR €
<input type="checkbox"/>	814	Barre de poussée (obligatoire avec appui-tête code 913)	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	2814	Barre de poussée, avec RECARO, BASIC, ERGOSTAR	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	410	Poignées de poussée, y compris barre de stabilisation	62,00	65,41		
<input type="checkbox"/>	913	Appui-tête, simili-cuir, noir, à monter sur barre code 814	196,00	206,78		
<input type="checkbox"/>	401	Dossier inclinable mécaniquement	-10 à 30°	par paliers de 10°	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	25	Dossier réglable électriquement	-10 à 50°	réglable en continu	708,00	746,94

### 11 ACCOUDOIRS ET MANCHETTES

Veillez aux fonctions indiquées!

• 1 = amovible • 2 = réglable en hauteur • 3 = réglable en largeur • 4 = réglable en profondeur

OUI	CODE	DESCRIPTION	1	2	3	4	HT €	TTC €	LPPR	LPPR €
<input type="checkbox"/>	106	Accoudoirs avec manchettes confort et protège-vêtements noirs	●	●	●	●	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	4960	Accoudoirs avec manchettes rembourrées, protège-vêtements noirs et légère dépression au niveau des manchettes	●	●	●	●	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	21	Accoudoirs obliques avec manchettes confort longues, protège-vêtements noirs, disponibles à partir du 2ème trimestre 2011	●	●	●	●	145,00	152,98		
<input type="checkbox"/>	24	Accoudoirs avec manchettes rembourrées, relevables, et réglables en angle. Réglable de 19 à 23 cm	-	●	-	-	145,00	152,98		
<input type="checkbox"/>	769	Protège-vêtements satinés, seulement avec code 24	-	-	-	-	99,00	104,45		



### 12 REPOSE-PIEDS

amovible relevable escamotable

OUI	CODE	DESCRIPTION	54	805	808	HT €	TTC €	LPPR	LPPR €
<input type="checkbox"/>	93	Repose-pieds, amovibles et escamotables (livrés uniquement en supplément des repose-jambes)	●	●	●	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	92	Repose-jambes, amovibles et escamotables et relevables	-	●	●	124,00	130,82		
<input type="checkbox"/>	86	Repose-jambes électriques avec ajustement automatiquement de la longueur, amovibles, escamotables Seulement avec commande R-Net	-	●	●	670,00	706,85		


Configuration standard

# ÉQUIPEMENT ET CODES MC1 ICHAIR A.A.1



## 14 BATTERIES

63 Ah (5h), 73 Ah (20h)







- **La capacité des batteries (h) indique combien d'énergie peut être extraite d'une batterie dans des conditions normalisées, si elle se décharge avec un courant continu durant 20 heures.** Les batteries gel sans entretien et batteries AGM ont un électrolyte solide, d'où les avantages suivants:
  - Le coffret de la batterie est fermé et la batterie est donc sans maintenance
  - Pas de formation de gaz - le chargement dans des espaces confinés est donc possible
  - Elles sont autorisées dans les avions
  - Durée de vie plus longue
  - Décharge propre réduite



Vous trouverez d'autres informations sur notre site internet [www.meyra.fr](http://www.meyra.fr)  
Bon de commande destiné aux professionnels de santé.



### 13 PALETTES

 relevable  réglable en hauteur  réglable en profondeur  réglable angulairement											
OUI	CODE	DESCRIPTION	PROFONDEUR	JL	92	93	86	HT €	TTC €	LPPR	LPPR €
<input type="checkbox"/>	54	Palette monobloc, réglable en profondeur de 60 mm (sur 4 paliers), relevable, réglable en hauteur et angulairement	15 cm	28 - 43 cm	-	●	-	134,00	141,37		
<input type="checkbox"/>	805	Palettes séparées, réglables en hauteur, relevables	15 cm	28 - 43 cm	●	●	●	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	808	Palettes séparées, relevables, réglables en profondeur et angulairement	15 cm	28 - 43 cm	●	●	●	83,00	87,57		
<input type="checkbox"/>	822	Sangles de fixation pour les pieds						41,00	43,26		
<input type="checkbox"/>	823	Talonnères						65,00	68,58		

! Veuillez au fait que le SJ augmente en fonction des différents systèmes d'assise: coussin standard +6 cm, ERGOSEAT +7 cm, ERGOSTAR +12 cm et Recaro et Basic +7 cm

### 14 BATTERIES ET CHARGEUR

OUI	CODE	DESCRIPTION		AUTONOMIE 6 KM/H	AUTONOMIE 10 KM/H	HT €	TTC €	LPPR	LPPR €
<input type="checkbox"/>	4696	Batteries gel	env. 45 Ah(20h)	max. 25 km	max. 20 km	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	5158	Batteries gel	env. 73 Ah (20h)	max. 40 km	max. 35 km	258,00	272,19		
<input type="checkbox"/>	700	Sans batteries				0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	731	Chargeur 6 A	pour 45 Ah (20h)			0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	733	Chargeur 12 A	conseillé pour 73 Ah (20h)			206,00	217,33		
<input type="checkbox"/>	701	Sans chargeur				0,00	0,00		

### 15 ECLAIRAGE

OUI	CODE	DESCRIPTION	HT €	TTC €	LPPR	LPPR €
<input type="checkbox"/>	932	Eclairage actif avant et arrière à LED selon le Code de la Route	398,00	419,89		

### 16 MODULES DE COMMANDE ET ACCESSOIRES



OUI	CODE	DESCRIPTION	CONTRÔLE	HT €	TTC €	LPPR	LPPR €
<input type="checkbox"/>	408	Module de commande VR2, 2 moteurs de réglage en combinaison avec module de réglage Code 682, logiciel pour la programmation du VR2 et du R-Net sur demande	aucune*	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	682	Module de réglage VR2 pour 2 moteurs	2 moteurs de réglage	42,00	44,31		
<input type="checkbox"/>	702/415/678	Module de commande R-NET avec écran LED	6 moteurs de réglage	402,00	424,11		
<input type="checkbox"/>	702/416/678	Module de commande R-NET avec écran couleurs LCD	6 moteurs de réglage	506,00	533,83		
<input type="checkbox"/>	4571	Commande environnementale OMNI uniquement avec R-NET Code 702, support inclus		616,00	649,88		

! \*Contrôle de 2 moteurs de réglage avec le module de réglage Code 682  
Logiciel pour la programmation du VR2 et du R-NET sur demande

Configuration standard

# ÉQUIPEMENT ET CODES MC1 ICHAIR A.A.1

**iChair**  
mc1



### 16 OPTIONS POUR MODULE DE COMMANDE

OUI	CODE	DESCRIPTION	HT €	TTC €	LPPR	LPPR €
<input type="checkbox"/>	74	Montage à droite	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	60	Montage à gauche	0,00	0,00		

### 17 SUPPORT POUR MODULE DE COMMANDE

OUI	CODE	DESCRIPTION	HT €	TTC €	LPPR	LPPR €
<input type="checkbox"/>	4859	Support pour module de commande, réglable en longueur	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	4566	Support pour module de commande, réglable en longueur et en hauteur	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	851	Module accompagnateur Déplacement du boîtier à l'arrière	124,00	130,82		
<input type="checkbox"/>	4860	Support pour module de commande, réglable en longueur, escamotable latéralement (par ex. pour s'approcher des tables)	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	4874	Arceau de protection pour module de commande VR2 et R-NET	28,00	29,54		





### 18 MODULES DE COMMANDE SPÉCIAUX ET COMMANDES SPÉCIALE\*

OUI	CODE	DESCRIPTION	HT €	TTC €	LPPR	LPPR €
<input type="checkbox"/>	4789	Module de commande supplémentaire avec priorité pour la personne accompagnatrice, avec support, montage sur le montant du dossier	677,02	714,26	4339681	714,26
<input type="checkbox"/>	4660	Tablette avec ouverture (centrale) pour module de commande, montée et escamotable à droite	499,00	526,45		
<input type="checkbox"/>	4661	Tablette avec ouverture (centrale) pour module de commande, montée et escamotable à gauche	499,00	526,45		
<input type="checkbox"/>	813	Commande encastrée dans une tablette, module de commande escamotable, uniquement avec accoudoirs Code 106, Seulement avec commande R-Net LED code 702/415	1.852,00	1.953,86		
<input type="checkbox"/>	543	Touche marche/arrêt externe pour utilisateur ayant des difficultés pour utiliser les touches du module de commande ou comme fonction arrêt d'urgence pour la personne accompagnatrice. Seulement avec commande R-Net LCD code 702/416 ou OMNI code 4571	281,00	296,46		
<input type="checkbox"/>	596	idem code 543, couleur jaune, diamètre 63 mm	281,00	296,46		
<input type="checkbox"/>	778	idem code 543, couleur vert, diamètre 30 mm	281,00	296,46		
<input type="checkbox"/>	779	idem code 543, couleur jaune, diamètre 30 mm	281,00	296,46		
<input type="checkbox"/>	565	Commande au menton, escamotage latéral électrique (sur demande) Seulement avec commande R-Net code 702 ou Omni code 4571	3.043,00	3.210,37	4339681	714,26
<input type="checkbox"/>	810	Commande au menton, escamotable latéralement de manière mécanique Seulement avec commande R-Net code 702 ou Omni code 4571	2.472,00	2.607,96	4339681	714,26
<input type="checkbox"/>	566	Mini-joystick ultra-sensible, pour utilisateur à la force restreinte	2.150,00	2.268,25		
<input type="checkbox"/>	657	Télécommande externe pour activation directe de 6 réglages Seulement avec commande R-Net code 702	433,00	456,82		
<input type="checkbox"/>	794	Commande bluetooth	490,00	516,95		
<input type="checkbox"/>	4941	Support FLEX2, flexible, base boule pour support de commande spéciale	456,00	481,08		

Configuration standard

# ÉQUIPEMENT ET CODES MC1 ICHAIR A.A.1

**iChair**  
mc1



Vous trouverez d'autres informations sur notre site internet [www.meyra.fr](http://www.meyra.fr)  
Bon de commande destiné aux professionnels de santé.



18 OPTIONS DE JOYSTICKS						
OUI	CODE	DESCRIPTION	HT €	TTC €	LPPR	LPPR €
<input type="checkbox"/>	553	Fourche tétra verticale	139,00	146,65		
<input type="checkbox"/>	556	Fourche tétra horizontale	139,00	146,65		
<input type="checkbox"/>	734	Fourche tétra horizontale, réglable à la largeur de la main	91,00	96,01		
<input type="checkbox"/>	4589	Poignée champignon	47,00	49,59		
<input type="checkbox"/>	4590	Poignée boule	47,00	49,59		
<input type="checkbox"/>	4591	Poignée en T	47,00	49,59		
<input type="checkbox"/>	4593	Poignée tige	47,00	49,59		
<input type="checkbox"/>	4594	Poignée bouton	47,00	49,59		
<input type="checkbox"/>	4595	Balle souple	47,00	49,59		

19 COULEUR CHÂSSIS						
OUI	CODE	DESCRIPTION	HT €	TTC €	LPPR	LPPR €
<input type="checkbox"/>	5263	Argent Code 4919 pour châssis de l'assise, fourches, relève-jambes Code 93 et barre de poussée	114,00	120,27		
<input type="checkbox"/>	5251	Noir Code 216 pour châssis de l'assise, fourches, relève-jambes Code 93 et barre de poussée	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	5239	Marrakech brun métallisé Code 185 pour châssis de l'assise, fourches avant, relève-jambes Code 93 et barre de poussée	114,00	120,27		

Autres couleurs de châssis possible, code 4920, supplément 300,00 HT / 316,50 TTC

20 ACCESSOIRES AUTOUR DU FAUTEUIL ROULANT						
OUI	CODE	DESCRIPTION	HT €	TTC €	LPPR	LPPR €
<input type="checkbox"/>	4565	Compteur horaire	196,00	206,78		
<input type="checkbox"/>	906	Rétroviseur, montage du côté du module de commande	78,00	82,29		
<input type="checkbox"/>	927	Rétroviseur, montage du côté opposé au module de commande	78,00	82,29		
<input type="checkbox"/>	676	Triangle de signalisation d'après CEE-R69, pour les trajets sur la voie publique pour vitesses > 6 km/h, avec barre code 814	91,00	96,01		
<input type="checkbox"/>	994	Porte-bagages en métal	112,00	118,16		
<input type="checkbox"/>	970	Porte-cannes	52,00	54,86		
<input type="checkbox"/>	833	Ceinture de sécurité	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	721	Ceinture de sécurité pour le transport selon les normes ISO, poids max. autorisé de l'utilisateur dans un VTH (véhicule de transport pour handicapés): 100 kg	235,00	247,93		
<input type="checkbox"/>	4646	Tablette thérapeutique, plastique, transparente, escamotable latéralement	399,00	420,95		
<input type="checkbox"/>	590	Plot d'abduction	190,00	200,45		
<input type="checkbox"/>	862	Monte-trottoirs	351,00	370,31		

Date

Signature

Configuration standard

# NOTES ET CROQUIS

