

# XENON<sup>2</sup> SA

**NOUVEAU**

Coussins et dossiers de positionnement **JAY** en option montée!

**QUICKIE**



DF XENON2 SA FR Rev 4-012016

Bon de commande destiné aux Professionnels

## Fauteuil manuel pliant ultra-léger POTENCES ESCAMOTABLES

Dispositif médical de classe I  
Largeurs d'assise de 32 à 50 cm  
Profondeurs d'assise de 34 à 50 cm  
Types de dossier: 90°, réglable en angle et cassant mi-hauteur vers l'avant  
Poids max Utilisateur : 125 kg  
Poids fauteuil complet : à partir de 10,3 KG

Cachet revendeur

CE

Date de la commande :

● Standard ○ Sans supplément de prix □ Avec supplément de prix

Nous nous réservons une tolérance de +/- 1cm à la livraison sur la largeur, profondeur, hauteurs d'assise et de dossier.

MODELE		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
77800001	<input type="checkbox"/> XENON <sup>2</sup> SA				
	<input checked="" type="checkbox"/> Dossier fixe 90°	2 715,64	2 865,00	4107723	558,99
	<input type="checkbox"/> Dossier fixe 90°, cassant mi-hauteur vers l'avant	2 952,61	3 115,00	4122473	603,65
	<input type="checkbox"/> Dossier réglable en angle	2 822,75	2 978,00	4118193	603,65
	<input type="checkbox"/> Dossier réglable en angle, cassant mi-hauteur vers l'avant	3 059,72	3 228,00	4118193	603,65
PACKS		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
XES000041	<input type="checkbox"/> Pack "LEGER", incluant: Roues 24" Proton, freins compacts	306,16	323,00		
Economie de 17 € TTC par rapport aux mêmes options au détail					
XES000043	<input type="checkbox"/> Pack "CARBONE", incluant: Garde boue carbone, palette légère carbone.	245,50	259,00		
Economie de 75 € TTC par rapport aux mêmes options au détail					
XES000044	<input type="checkbox"/> Pack "JAY3 CARBON", incluant: Dossier JAY3 Carbon, galbe peu profond, coussin Jay Lite	813,27	858,00	1269336	838,47
Economie de 226,33 € TTC par rapport aux mêmes options au détail					
XES000045	<input type="checkbox"/> Pack "MOBILITY", incluant: Accoudoirs réglable en hauteur, relevables et amovibles, manchettes 31cm Poignées de poussée réglables en hauteur	416,11	439,00		
Economie de 78 € TTC par rapport aux mêmes options au détail					

Options figées sans possibilité de modifications



**SUNRISE MEDICAL**  
www.SunriseMedical.fr


# XENON<sup>2</sup> SA

- Standard   
  Sans supplément de prix   
  Avec supplément de prix

## DIMENSIONS D'ASSISE

		Largeur d'assise en cm (LS)									
		32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Profondeur d'assise en cm (PS)	34	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	36	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	38	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	40	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	42	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	44	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	46	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	48	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	50	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Mesure largeur d'assise:  
extérieur tubes d'assise



Largeur entre protège-  
vêtements = LS + 2 cm

## Hauteur sol / siège avant en cm (H S/S)

		Fourches	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
3"	111 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>											
	123 mm		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>										
	123 mm (1)		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>										
	138 mm (1)		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>								
	174 mm (1)		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					
	Frog Leg (1)		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
	Monobras (1)		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
4"	111 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>										
	123 mm		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>								
	123 mm (1)		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>								
	138 mm (1)		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							
	174 mm (1)		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
	Frog Leg (1)		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	Monobras (1)		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
5"	111 mm				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>									
	123 mm				<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>								
	123 mm (1)				<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>								
	138 mm (1)				<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
	174 mm (1)				<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Frog Leg (1)				<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Monobras (1)				<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
6"	123 mm															
	123 mm (1)															
	138 mm (1)															
	174 mm (1)															
Frog Leg (1)																
7"	138 mm (1)															
	174 mm (1)															

(1) : compatible avec dispositif d'assistance électrique.

Pour les fourches 123mm, veuillez cocher l'option XFF090093 "Fourche pour adaptation d'un dispositif d'assistance électrique"

Fourches Frog Leg et Monobras : voir prix de l'option rubrique "Roues directrices et fourches"

# XENON<sup>2</sup> SA

- Standard   
  Sans supplément de prix   
  Avec supplément de prix

## HAUTEUR D'ASSISE ARRIERE

Prix € HT    Prix € TTC    LPPR    LPPR €

		Hauteur sol siège arrière en cm													
Roue arrière	Roues	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	24"		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
25"		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Différence maximale entre hauteur d'assise arrière et avant : 11 cm

(1): uniquement avec support d'axe léger

## SIÈGE

Prix € HT    Prix € TTC    LPPR    LPPR €

XES020002	<input checked="" type="checkbox"/> Toile réglable en tension avec une pochette	std	std		
XES020003	<input type="checkbox"/> Toile réglable en tension avec une double pochette (1)	49,29	52,00		
XES020004	<input type="checkbox"/> Toile réglable en tension avec une pochette et pochette catheter (1)	49,29	52,00		
XES020050	<input type="checkbox"/> Sur-toile rembourrée amovible pour toile d'assise	49,29	52,00		
<b>Coussin avec housse aérée noire</b>					
XES020101/02	<input type="checkbox"/> Mousse Epaisseur <input type="checkbox"/> 3cm <input type="checkbox"/> 5cm densité moyenne	90,05	95,00	4375116	34,90
XES020103/04	<input type="checkbox"/> Latex Epaisseur <input type="checkbox"/> 5cm <input type="checkbox"/> 8cm densité molle	90,05	95,00	4375116	34,90
<b>Coussin avec housse interne imperméable, housse externe aérée</b>					
XES020105/06	<input type="checkbox"/> Mousse Epaisseur <input type="checkbox"/> 3cm <input type="checkbox"/> 5cm densité moyenne	90,05	95,00	4375116	34,90
XES020107/08	<input type="checkbox"/> Latex Epaisseur <input type="checkbox"/> 5cm <input type="checkbox"/> 8cm densité molle	90,05	95,00	4375116	34,90
XES020100	<input type="checkbox"/> Housse de coussin de rechange, avec fermeture éclair	45,50	48,00		



## COUSSINS DE POSITIONNEMENT JAY

Ces coussins peuvent être pris en charge dans le cas d'une prescription pour un siège de série modulable et évolutif incluant un coussin d'assise et un dossier de positionnement. Code LPPR: 1269336 = 838,47 € TTC

JAY020001	<input type="checkbox"/> Jay Easy Visco, base incurvée	300,83	317,38		
JAY020007	<input type="checkbox"/> Jay Easy Fluid, base incurvée	300,83	317,38		
JAY020004	<input type="checkbox"/> Jay Lite	371,65	392,09		

## DOSSIER

Prix € HT    Prix € TTC    LPPR    LPPR €

### Hauteur de dossier

- Montants de dossier aluminium réglables en hauteur  
sélectionner un pré-réglage (cm) parmi les plages ci-dessous :

25 - 30		30 - 35		35 - 40		40 - 45		45 - 47,5	
<input type="radio"/> 25 cm	<input type="radio"/> 27,5 cm	<input type="radio"/> 30 cm	<input type="radio"/> 32,5 cm	<input type="radio"/> 35 cm	<input type="radio"/> 37,5 cm	<input type="radio"/> 40 cm	<input type="radio"/> 42,5 cm	<input type="radio"/> 45 cm	<input type="radio"/> 47,5 cm
<input type="radio"/> 30 cm	<input type="radio"/> 35 cm	<input checked="" type="radio"/> 40 cm	<input type="radio"/> 45 cm						

- Montants de dossier carbone non réglables en hauteur (2)

- 25 cm     27,5 cm     30 cm     32,5 cm  
 35 cm     37,5 cm     40 cm     42,5 cm

### Types de dossier

XES030010	<input checked="" type="checkbox"/> Dossier, fixe 90° (ND avec tubes carbone)	std	std		
XES030029	<input type="checkbox"/> Préparation pour montage ultérieur d'accoudoirs (3)	std	std		
XES030031	<input type="checkbox"/> Cassant mi-hauteur vers l'avant (4)	std	std		
En combinaison avec montants de dossier carbone, à partir de HD 32,5 cm En combinaison avec poignées escamotables, à partir de HD 40 cm					
XES030012	<input type="checkbox"/> Dossier, réglable en angle (-15° à +13° - par paliers de 4°)	std	std		
XES030029	<input type="checkbox"/> Préparation pour montage ultérieur d'accoudoirs (5)	std	std		
XES030031	<input type="checkbox"/> Cassant mi-hauteur vers l'avant (4)	std	std		
En combinaison avec montants de dossier carbone, à partir de HD 32,5 cm En combinaison avec poignées escamotables, à partir de HD 40 cm					



- (1) A partir de LS 34cm    (5) Nécessaire pour accoudoirs avec/sans manchettes, relevables  
 (2) ND avec dossier Jay J3, ND avec accoudoirs relevables et amovibles, ND avec dossier cassant mi-hauteur  
 (3) Nécessaire pour accoudoirs avec/sans manchettes, relevables et pour accoudoirs tube avec dossier 90°  
 (4) ND avec poignées réglables en hauteur, ND avec dossier Jay, ND tubes dossier carbone - Voir MATRICE dernière page

**SUNRISE MEDICAL**  
[www.SunriseMedical.fr](http://www.SunriseMedical.fr)

# XENON<sup>2</sup> SA

- Standard   
  Sans supplément de prix   
  Avec supplément de prix

DOSSIER		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
<b>Toiles de dossier (ND dossiers JAY)</b>					
XES030316	<input checked="" type="checkbox"/> Toile EXO noire, réglable en tension, pochette	std	std	4375116	34,90
Coloris galon <input checked="" type="radio"/> Noir <input type="radio"/> Orange <input type="radio"/> Argent <input type="radio"/> Bleu <input type="radio"/> Rouge					
XES030317	<input type="checkbox"/> Toile EXO PRO noire, rembourrée, réglable, aérée, pochette	122,27	129,00	4375116	34,90
Coloris galon <input checked="" type="radio"/> Noir <input type="radio"/> Orange <input type="radio"/> Argent <input type="radio"/> Bleu <input type="radio"/> Rouge					
<b>Accessoires de dossier</b>					
XES030402	<input type="checkbox"/> Tendeur de dossier pliant (à partir de LS 38cm) (1 (ND appui-tête))	109,95	116,00		
XES030401	<input type="checkbox"/> Tendeur de dossier (à partir de LS 38cm et HD 35 cm) (1)	109,95	116,00		
	<input type="checkbox"/> Appui-tête avec tendeur de dossier (à partir de LS 38cm, HD 35cm)	254,03	268,00	4325302	63,41
XES030411	<input type="checkbox"/> petit coussinet (20x11cm)				
XES030412	<input type="checkbox"/> coussinet moyen (23x11 cm)				



## DOSSIERS DE POSITIONNEMENT JAY

Ces dossiers peuvent être pris en charge dans le cas d'une prescription pour un siège de série modulable et évolutif incluant un coussin d'assise et un dossier de positionnement. Code LPPR: 1269336 = 838,47 € TTC

DOSSIERS DE POSITIONNEMENT JAY (ND toiles de dossier)		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
<input type="checkbox"/> Dossier Jay J3		493,93	521,10		
<i>Jay J3 - GALBE PEU PROFOND (SC) - Enveloppement 5 cm</i>		H= hauteur du dossier			
Thoracique moyen (MT):	<input type="checkbox"/> JAY030010 (M) H: 34 cm <input type="checkbox"/> JAY030033 (T) H: 38 cm				
Thoracique supérieur (UT):	<input type="checkbox"/> JAY030012 (S) H: 42 cm <input type="checkbox"/> JAY030019 (M) H: 46 cm <input type="checkbox"/> JAY030025 (T) H: 50 cm				
Maintien haut (SH):	<input type="checkbox"/> JAY030015 (S) H: 53 cm <input type="checkbox"/> JAY030022 (M) H: 57 cm <input type="checkbox"/> JAY030028 (T) H: 61 cm				
<i>Jay J3 - GALBE MOYEN (MC) - Enveloppement 8 cm</i>					
Thoracique moyen (MT):	<input type="checkbox"/> JAY030011 (M) H: 34 cm <input type="checkbox"/> JAY030018 (T) H: 38 cm				
Thoracique supérieur (UT):	<input type="checkbox"/> JAY030013 (S) H: 42 cm <input type="checkbox"/> JAY030020 (M) H: 46 cm <input type="checkbox"/> JAY030026 (T) H: 50 cm				
Maintien haut (SH):	<input type="checkbox"/> JAY030016 (S) H: 53 cm <input type="checkbox"/> JAY030023 (M) H: 57 cm <input type="checkbox"/> JAY030029 (T) H: 61 cm				
<input type="checkbox"/> Dossier Jay J3 Carbon		637,04	672,08		
<i>Jay J3 CARBON - GALBE PEU PROFOND - Enveloppement 5 cm</i>					
Thoracique bas:	<input type="checkbox"/> JAY060001 (S) H: 17 cm <input type="checkbox"/> JAY060002 (T) H: 24 cm				
Thoracique moyen:	<input type="checkbox"/> JAY060003 (S) H: 30 cm <input type="checkbox"/> JAY060004 (T) H: 38 cm				
<b>Appui-tête pour dossiers JAY J3 uniquement</b>					
JAY030004	<input type="checkbox"/> Appui-tête escamotable (support + coussin d'appui-tête standard)	346,00	365,03	4325302	63,41
JAY030006	<input type="checkbox"/> Appui-tête standard (support fixe + coussin d'appui-tête standard)	199,00	209,95	4325302	63,41
<b>PROTEGE-VETEMENTS et ACCOUDOIRS</b>		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
XES040102	<input type="radio"/> Protège-vêtements aluminium harmonisés à la couleur du châssis	std	std		
XES040103	<input type="radio"/> Garde boue aluminium harmonisés à la couleur du châssis	std	std		
XES040104	<input type="checkbox"/> Garde boue carbone	181,99	192,00		
XES040101	<input type="checkbox"/> Protège-vêtements carbone "slim" - petite hauteur	113,74	120,00		
XES040107	<input type="checkbox"/> Protège-vêtements composite et amovible	120,38	127,00		
XES040052	<input checked="" type="checkbox"/> Accoudoirs amovibles et réglables en hauteur et en profondeur avec outils (manchette 33cm)	145,02	153,00		
	<input type="checkbox"/> Accoudoirs réglables en hauteur, amovibles, 1 point de fixation (largeur + 2cm)	163,98	173,00		
XES040050	<input type="checkbox"/> manchettes courtes				
XES040051	<input type="checkbox"/> manchettes longues				
XES040008	<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables, amovibles sans manchette	218,01	230,00		
	<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables, amovibles avec manchettes fixes	218,01	230,00		
XES040001	<input type="checkbox"/> courtes (25cm)				
XES040003	<input type="checkbox"/> longues (31cm)				
	<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables, amovibles avec manchettes réglables hauteur	276,78	292,00		
XES040002	<input type="checkbox"/> courtes (25cm)				
XES040004	<input type="checkbox"/> longues (31cm)				



(1) ND avec tubes de dossier carbone

**SUNRISE MEDICAL.**
  
[www.SunriseMedical.fr](http://www.SunriseMedical.fr)

# XENON<sup>2</sup> 5A

● Standard    ○ Sans supplément de prix    □ Avec supplément de prix

PROTEGE-VETEMENTS et ACCOUDOIRS		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
XES040117	<input type="checkbox"/> Accoudoirs tube en alu, escamotables latéralement, amovibles	100,47	106,00		
XES040020	<input type="checkbox"/> Axe tétra pour déverrouillage accoudoirs uniquement pour accoudoirs XES040001 à XES040005	std	std		
ENSEMBLE REPOSE-PIEDS		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
XES050008	<b>Potences, aluminium, escamotables, paire</b>				
XES050002	<input type="checkbox"/> 70°	std	std		
XES050001	<input type="checkbox"/> 80°				
<b>Repose-jambes, escamotables</b>					
XES050009	<input type="checkbox"/> côté gauche	108,06	114,00	4342654	105,76
XES050010	<input type="checkbox"/> côté droit				
XES050011	<input type="checkbox"/> paire	216,11	228,00	4342654	211,52
<b>Support amputé</b>					
XES050014	<input type="checkbox"/> côté gauche	146,92	155,00		
XES050013	<input type="checkbox"/> côté droit				
XES050012	<input type="checkbox"/> paire	293,84	310,00		
<b>Palettes séparées</b>					
XES050020	<input checked="" type="checkbox"/> Composite, réglable en angle et profondeur et relevable	std	std		
XES050022	<input type="checkbox"/> Aluminium, réglable en angle et profondeur et relevable	std	std		
XES050051	<input type="checkbox"/> Aluminium, réglable en angle et profondeur, relevable, montage haut	std	std		
<b>Palettes monobloc</b>					
<input type="checkbox"/> Monobloc légère, réglable en angle et profondeur, relevable, sangle mollet					
XES0500131	<input type="checkbox"/> palette composite	std	std		
XES0500132	<input type="checkbox"/> palette carbone	134,60	142,00		
XES050059	<input type="checkbox"/> Monobloc alu Performance, réglable en angle et relevable	186,73	197,00		
XES050023	<input type="checkbox"/> Monobloc alu, réglable en angle et profondeur (type Easy)	303,32	320,00		
XES050052	<input type="checkbox"/> Monobloc alu, réglable en angle et profondeur, montage haut	303,32	320,00		
XES050126	<input type="checkbox"/> Escamotage de la palette monobloc alu XES050023	100,47	106,00		
XES050127	<input type="checkbox"/> Cales latérales - uniquement pour palette Performance et légère	62,56	66,00		
<b>Longueur de jambes (sur fauteuil=distance toile d'assise à palette)</b>					
○ 22 cm    ○ 23 cm    ○ 24 cm    ○ 25 cm    ○ 26 cm    ○ 27 cm    ○ 28 cm    ○ 29 cm					
○ 30 cm    ○ 31 cm    ○ 32 cm    ○ 33 cm    ○ 34 cm    ○ 35 cm    ○ 36 cm    ○ 37 cm					
○ 38 cm <input checked="" type="checkbox"/> 39 cm    ○ 40 cm    ○ 41 cm    ○ 42 cm    ○ 43 cm    ○ 44 cm    ○ 45 cm					
○ 46 cm    ○ 47 cm    ○ 48 cm    ○ 49 cm    ○ 50 cm					
CENTRE DE GRAVITE* & SUPPORT D'AXE		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
<b>Centre de gravité: distance entre l'avant du tube de dossier et le centre de l'axe de la roue arrière</b>					
XES070703	<input type="checkbox"/> Support d'axe standard, sélectionner un centre de gravité (en cm):	std	std		
○ 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5    ○ 6    ○ 7    ○ 8					
○ 9    ○ 10    ○ 11    ○ 12					
XES070701	<input type="checkbox"/> Support d'axe léger (1), sélectionner un centre de gravité (en cm):	std	std		
○ 7    ○ 8    ○ 9    ○ 11    ○ 12    ○ 13					
XES010411	<input type="checkbox"/> Support en T - long (plage de réglage complète)	std	std		
XES010412	<input type="checkbox"/> Support en T - court (réglage max +/- 1 cm)	209,48	221,00		
<b>ROUES MOTRICES</b>		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
XES070001	<input checked="" type="checkbox"/> Standards rayonnage croisé (ND 25")	std	std		
XES070002	<input type="checkbox"/> Moyeu design rayonnage droit (ND 25")	std	std		
XES070003	<input type="checkbox"/> Légère (voir option de couleur page 8)	237,91	251,00		
XES070004	<input type="checkbox"/> Proton (poids max. Uti.: 80 kg)	266,35	281,00		
XES070005	<input type="checkbox"/> Spinergy 18 rayons noirs, moyeu argent (autres coloris = B4Me)	513,74	542,00		
XES070006	<input type="checkbox"/> Spinergy LX 12 rayons noirs, moyeu argent (autres coloris = B4Me)	668,25	705,00		
XES070007	<input type="checkbox"/> Spinergy LX 12 rayons noirs, moyeu noir (autres coloris = B4Me)	668,25	705,00		
XES070008	<input type="checkbox"/> Roues avec freins tambour, 36 rayons croisés (2) (ND 25")	476,78	503,00		



XES050059



XES050132



XES050022



XES050023



support standard









support léger

(1) Uniquement avec carrossage 0°  
 (2) Uniquement avec support d'axe standard et avec carrossage 0° et 4°, ND avec poignées de poussée rabattables et sans poignées  
 \* Voir page 8



# XENON<sup>2</sup> SA

- Standard   
  Sans supplément de prix   
  Avec supplément de prix

ROUES MOTRICES				Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
XES070009	<input type="checkbox"/>	VTT 24" (seulement avec pneu VTT et MC noire)		301,42	318,00		
XES070010	<input type="checkbox"/>	VTT 24" (paire supplémentaire)		456,87	482,00		
XES070151	<input type="checkbox"/>	Axes tétra - ND avec roues Spinergy, VTT et roues freins tambour		108,06	114,00		
<b>Pneu</b>							
XES070101	<input type="radio"/>	Profil fin - Right run (ND 25")		std	std		 pneu 2 Grip
XES070107	<input type="radio"/>	Schwalbe ONE		std	std		
XES070102	<input type="radio"/>	Bandage noir		std	std		
XES070106	<input type="checkbox"/>	Two Grip Down Town (ND 25")		39,81	42,00		 pneu marathon
XES070104	<input checked="" type="checkbox"/>	Marathon Plus Evolution		55,92	59,00		
<b>Carrossage</b>							
XES070600	<input checked="" type="radio"/>	Carrossage 0°		std	std		
XES0706002	<input type="radio"/>	Carrossage 2° - ND avec support d'axe léger		std	std		
XES070604	<input type="radio"/>	Carrossage 4° - ND avec support d'axe léger		std	std		
<b>Flasques - 24" (ND avec roues Spinergy)</b>							
XES070831	<input type="checkbox"/>	Transparent		147,87	156,00		
XES070828	<input type="checkbox"/>	Rotation 15 <input type="checkbox"/> Graphique 4 <input type="checkbox"/> Bibbo		187,68	198,00		 Rotation
XES070910	<input type="checkbox"/>	Fantasy 13 <input type="checkbox"/> Galactica 5 <input type="checkbox"/> Cheese		187,68	198,00		
XES070823	<input type="checkbox"/>	Princess 8 <input type="checkbox"/> Dancing Bear 18 <input type="checkbox"/> Jungle Fever		187,68	198,00		 Zebra
XES070816	<input type="checkbox"/>	Happy Lions 32 <input type="checkbox"/> Water World 26 <input type="checkbox"/> Randolf		187,68	198,00		
XES070819	<input type="checkbox"/>	Monkeys 21 <input type="checkbox"/> Pirates 11 <input type="checkbox"/> Feather		187,68	198,00		
XES070820	<input type="checkbox"/>	Oriental 24 <input type="checkbox"/> Racing 9 <input type="checkbox"/> Dirt Race		187,68	198,00		
XES070829	<input type="checkbox"/>	Superhero 14 <input type="checkbox"/> Graffiti 8 <input type="checkbox"/> Chrome wheel		187,68	198,00		
XES070817	<input type="checkbox"/>	Hot wheels 2 <input type="checkbox"/> Basketball 3 <input type="checkbox"/> Basketball 2		187,68	198,00		
XES070822	<input type="checkbox"/>	Pool 12 <input type="checkbox"/> Flying water 28 <input checked="" type="checkbox"/> Space		187,68	198,00		
XES070827	<input type="checkbox"/>	Silk 1 <input type="checkbox"/> Abstract 7 <input type="checkbox"/> Creative		187,68	198,00		
XES070830	<input type="checkbox"/>	Tiger 33 <input type="checkbox"/> Zebra		187,68	198,00		
SYSTÈME DE CONDUITE				Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
<b>Main-courantes</b>							
XES070202	<input checked="" type="checkbox"/>	Alu argent anodisé		std	std		 MC maxgrip
XES070201	<input type="radio"/>	Alu argent vernis		std	std		
XES070204	<input type="radio"/>	Inox poli		std	std		
XES070205	<input type="checkbox"/>	Titane (25" uniquement avec roues Spinergy)		184,83	195,00		 MC Surge
XES070206	<input type="checkbox"/>	Titane traité (25" uniquement avec roues Spinergy)		184,83	195,00		
XES070207	<input type="checkbox"/>	Anti-dérapante		242,65	256,00		
XES070208	<input type="checkbox"/>	Maxgrip (ND 25")		352,61	372,00		 poignée longue
XES070211	<input type="checkbox"/>	Surge		236,97	250,00		
XES070250	<input type="checkbox"/>	Protection main-courante (ND 25")		106,16	112,00		
<b>Montage main-courantes</b>							
XES070317	<input checked="" type="radio"/>	Standard 17 mm		std	std		
XES070327	<input type="radio"/>	Ecarté 27 mm		std	std		
XES070307	<input type="checkbox"/>	Très rapproché 7 mm (uniquement MC inox et Surge)		106,16	112,00		
<b>Poignées de poussée</b>							
XES030200	<input type="radio"/>	Sans poignées		std	std		
XES030201	<input checked="" type="checkbox"/>	Poignées longues		std	std		
XES030203	<input type="checkbox"/>	Escamotables - à partir de HD 32.5 cm (1)		92,89	98,00		
XES030204	<input type="checkbox"/>	Réglables en hauteur - à partir de HD 30 cm (2)		213,27	225,00		
XES030205	<input type="checkbox"/>	Fixations dossier Jay avec poignées rég. en hauteur HD mini 32,5cm		230,33	243,00		

(1) A partir de HD 40 cm avec dossier cassant  
 (2) ND avec tube de dossier carboné

# XENON<sup>2</sup> SA

● Standard    ○ Sans supplément de prix    □ Avec supplément de prix

ROUES DIRECTRICES				Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
XES080301	<input type="radio"/> Bandage dur			std	std		
XES080302	<input type="radio"/> Bandage souple <input checked="" type="radio"/> 5" <input type="radio"/> 6"			std	std		
XES080305	<input type="radio"/> Pneumatique <input type="radio"/> 7"			std	std		
XES080303	<input type="checkbox"/> Lumière <input type="checkbox"/> 3" <input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5"			66,35	70,00		
<b>Jante aluminium</b>							
XES080304	<input type="checkbox"/> Bandage dur, jante argent <input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5"			77,73	82,00		
XES080305	<input type="checkbox"/> Bandage souple, jante argent <input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5"			77,73	82,00		
	Option couleur <input type="checkbox"/> noir <input type="checkbox"/> orange			36,97	39,00		
	jante <input type="checkbox"/> rouge <input type="checkbox"/> bleu			36,97	39,00		
<b>Fourches</b>							
XES080029	<input type="radio"/> Aluminium, noires <input type="radio"/> 138 mm <input checked="" type="radio"/> 174 mm			std	std		
	Option couleur <input type="checkbox"/> argent <input type="checkbox"/> orange			107,11	113,00		
XES080013	<input type="radio"/> Carbotecture, ultra-légères, noires			std	std		
	Option couleur <input type="checkbox"/> argent <input type="checkbox"/> orange			107,11	113,00		
	<input type="checkbox"/> rouge (1) <input type="checkbox"/> bleu (1)			107,11	113,00		
XES080008	<input type="checkbox"/> Monobras aluminium, noires (2)			155,45	164,00		
	Option couleur <input type="checkbox"/> argent <input type="checkbox"/> orange			36,97	39,00		
	<input type="checkbox"/> rouge <input type="checkbox"/> bleu			36,97	39,00		
XES080007	<input type="checkbox"/> Fourches Frog Leg, noires			476,78	503,00		
	(uniquement roues 4" et 5" bandage dur, lumière et roues jante alu)						
XES080093	<input type="checkbox"/> Alu noires 123x45 mm pour montage dispositif assistance électrique			49,29	52,00		
SYSTÈME D'IMMOBILISATION ET DE FREINAGE				Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
XES080001	<input checked="" type="checkbox"/> Freins standards			std	std		
XES080002	<input type="checkbox"/> Freins à débattement court			46,45	49,00		
XES080010	<input type="checkbox"/> Rallonge de freins rabattable, avec freins à débattement court			68,25	72,00		
XES080003	<input type="checkbox"/> Freins compacts (ND avec roues VTT)			55,92	59,00		
<b>ACCESSOIRES RAPPORTES AU CHASSIS</b>							
XES090001/2	<input type="checkbox"/> Levier arrière de basculement (unité <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche)			32,23	34,00		
XES090009	<input type="checkbox"/> Porte canne avec Velcro (incluant levier arrière de basculement)			73,93	78,00		
XES090004/5	<input type="checkbox"/> Roulette anti-basculer escamotable <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche			90,05	95,00		
XES090050	<input type="checkbox"/> Roulettes anti-basculer encliquetables (paire)			90,05	95,00		
XES090010	<input type="checkbox"/> Roulette de transit (ND avec roulettes anti-basculer)			181,04	191,00		
XES090018	<input type="checkbox"/> Protection de châssis, noire			63,51	67,00		
XES090019	<input type="checkbox"/> Caddy porte malette (ND avec palettes montage haut)			77,73	82,00		
XES090100	<input type="checkbox"/> Accroches taxi			74,88	79,00		
<b>SYSTEME DE SOUTIEN DU CORPS</b>							
XES090018	<input type="checkbox"/> Ceinture à boucle métallique			59,72	63,00		
XES090011	<input type="checkbox"/> Tablette coulissante pour largeurs de 38 à 48 cm			205,69	217,00	4329040	76,84
	<input type="checkbox"/> Tablette escamotable, pour largeurs de 34 à 50 cm			265,40	280,00	4329040	76,84
XES090012	<input type="checkbox"/> côté gauche	XES090013	<input type="checkbox"/> côté droit				
<b>ACCESSOIRES</b>							
XES090000	● Kit outils			std	std		
XES090030	<input type="checkbox"/> Sac à dos			74,88	79,00		
XES090026	<input type="checkbox"/> Housse téléphone portable			27,49	29,00		



(1) Uniquement avec fourches 111mm  
 (2) ND avec roues avant bandage souple, jante composite (XES080302)

# XENON<sup>2</sup> SA

- Standard   
  Sans supplément de prix   
  Avec supplément de prix

## COLORIS

1 <input checked="" type="radio"/> Blanc	2 <input type="radio"/> Argent brillant	3 <input type="radio"/> Argent mat	4 <input type="radio"/> Argent
8 <input type="radio"/> Jauné soleil	7 <input type="radio"/> Citron vert brillant	6 <input type="radio"/> Citron vert mat	14 <input type="radio"/> Bleu
15 <input type="radio"/> Bleu océan brillant	10 <input type="radio"/> Bleu mat	19 <input type="radio"/> Violet brillant	20 <input type="radio"/> Violet mat
21 <input type="radio"/> Rouge rubis	22 <input type="radio"/> Rouge brillant	23 <input type="radio"/> Rouge mat	24 <input type="radio"/> Tutti frutti orange
28 <input type="radio"/> Gris martelé	27 <input type="radio"/> Graphite métallique	28 <input type="radio"/> Platine métallique	29 <input type="radio"/> Noir
31 <input type="radio"/> Noir mat	32 <input type="radio"/> Blanc pur	33 <input type="radio"/> Rose	34 <input type="radio"/> Chocolat métallisé
35 <input type="radio"/> Bleu ciel	38 <input type="radio"/> Cyan métallique	37 <input type="radio"/> Marsred (orange)	38 <input type="radio"/> Cappuccino
40 <input type="radio"/> Kiwi	41 <input type="radio"/> Rose pailléte	42 <input type="radio"/> Anthracite mat	43 <input type="radio"/> Bleu azur

## HARMONISATION DE COULEUR

	Prix HT	Prix TTC	LPPR	LPPR €
<input type="checkbox"/> Moyeux et jantes (1) Code couleur .....	95,73	101,00		
<input type="checkbox"/> Anodisation moyeux et jantes pour roues légères 24": <input type="checkbox"/> orange <input type="checkbox"/> bleu <input type="checkbox"/> rouge    rayons noirs	127,96	135,00		
<input type="checkbox"/> Main-courantes (2) Code couleur .....	49,29	52,00		
<input type="checkbox"/> Croisillon Coloris différent du châssis, code.....	95,73	101,00		

## PRIX TOTAL

Matrice dossier cassant mi-hauteur vers l'avant **quand le fauteuil est PLIE**


		Hauteur de dossier						
		32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
Largeur d'assise	32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	34	B	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	36	B	B	✓	✓	✓	✓	✓
	38		B	B	A	✓	✓	✓
	40			B	A	✓	✓	✓
	42				B	A	✓	✓
	44				B	B	A	✓
	46					B	B	A
	48						B	A
	50							B

= rabat à 90° vers l'avant

A = ne se rabat pas complètement à 90° vers l'avant si poignées escamotables.  
Autres poignées et sans poignée: rabat 90°


B = ne se rabat pas complètement à 90° vers l'avant

= se rabat à moins de 45° vers l'avant



Support en T court-long

- 1 Réglage du centre de gravité en glissant le support en T sur les tubes d'assise
- 2 Réglage en angle du dossier
- 3 Réglage de la hauteur d'assise arrière en déplaçant le support d'axe le long du support en T



Centre de gravité

- (1) Uniquement avec roues 24" standard (rayonnage croisé)  
 (2) Uniquement main-courante alu

SUNRISE MEDICAL  
[www.SunriseMedical.fr](http://www.SunriseMedical.fr)

8/8