

Kangoo



Kangoo

Le buggy tout terrain des parents sportifs

- repliable
- assise inclinable
- suspension, 3 grandes roues de 20"
- 3 tailles
- roue avant de 10" pivotante (option)
- fixation derrière un vélo (option)



 **Euromove.**

Le **KANGOO** est un buggy tout terrain équipé de 3 grandes roues de 20 pouces démontables. L'assise du **KANGOO** est inclinable sur tous les modèles. Le **KANGOO Classic** existe en 3 tailles avec une largeur d'assise de 29 à 45 cm. La charge maximale varie de 40 à 80 kg.

Le **KANGOO Multi** est un buggy porte coquille et existe en 3 tailles : 42, 49 ou 56 cm.

Le **KANGOO Vario** dispose de repose-jambes ajustables intégrés au châssis.

Avec le **KANGOO** vous passez partout : en ville, à la campagne, sur les petits chemins forestiers ou en tout terrain par tous les temps (fixation de ski en option). Vous courez un marathon, faites du jogging ou du roller, le **KANGOO** est prêt.

La coque du **KANGOO** peut être utilisée comme siège auto en combinaison avec la ceinture de sécurité 5 points (exclusivement T1, T2 et 40 kg maximum),

Le châssis se replie en quelques minutes et prend peu de place dans le coffre de la voiture.



Roue pivotante



Accessoires

Equipé de la **roue pivotante** de 10" (option) il est très manœuvrant en ville.

Accroché derrière votre vélo (fixation vélo en option), vous partirez à l'aventure.

Equipé de la **ceinture "Auto"**, l'assise peut être utilisée comme siège auto (T1 et T2).

Il existe de **nombreux accessoires** permettant de personnaliser votre **KANGOO**. Le Kangoo peut être équipé de la **motorisation v-max²** (en option).



Classic



Multi



Vario



Données technique	T1	T2	T3	T1	T2	T3	T2	T3
largeur cm	70,5	70,5	70,5	74	74	74	70,5	70,5
barre de poussée cm	90-111	90-111	100-120	90-111	90-120	90-120	90-111	90-120
charge kg	40	60	80	40	60	80	60	80
poids kg sans roue	14,5	14,5	16,5	12,5	13,5	14,5	14,5	16,5
roues	20 pouces / 2,2 kg/roue							
profondeur assise cm	29	37	45	largeur du cadre			37	45
largeur d'assise cm	27	35	40	42 cm	49 cm	56 cm	35	39
hauteur dossier cm	58	65	80	nombre d'amortisseurs			65	80
				1	2	2		