

FAUTEUILS DE REPOS



* Contre tout vice de fabrication

HAUTEUR FIXE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

(dimensions en cm, poids en kg)



QUIEGO 1000	120	43	66	69	54	45	56+28	0/15/17/19	95°	175	21/26	Epoxy couleur
QUIEGO 1500	120	43	66	69	54	45	56+28	0/15/17/19	95°/135°	175	21/26	Epoxy couleur
QUIEGO 6000	-	45/47/49 /51/53	51,5	45	-	-	-	-	-	150	6,5	Epoxy couleur

Options :

- QUIEGO 7000 : appui-jambes relevable synchronisé au dossier
- QUIEGO 7500 : appui-jambes relevable à crémaillères
- APPUI TÊTE



APPUI TÊTE

REVÊTEMENTS DISPONIBLES GAMME QUIEGO

M1 Bleu pétrole

M1 Prune

M1 Terre



QUIEGO 6000

Pouf réglable en hauteur

FAUTEUILS DE REPOS



* Contre tout vice de fabrication

HAUTEUR FIXE



Garniture pétrole / Tubes gris beige

▲ QUIEGO 1000

Fauteuil de repos à dossier fixe et accoudoirs réglables en hauteur.
Hauteur fixe. 2 roulettes de manutention.
Appui tête indépendant et amovible.
Appui jambes en option : Quiego 7500 à crémaillères.



Dossier inclinable

Appui-jambes en option

Garniture pétrole / Tubes gris blancs

▲ QUIEGO 1500

Fauteuil de repos à dossier inclinable et accoudoirs réglables en hauteur.
Hauteur fixe. 2 roulettes de manutention.
Appui tête indépendant et amovible.
Appui jambes en option : Quiego 7000 synchronisé au dossier ou Quiego 7500 à crémaillères.

FAUTEUILS DE REPOS



* Contre tout vice de fabrication

HAUTEUR RÉGLABLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

(dimensions en cm, poids en kg)



QUIEGO 800	124/132	50/52/54/56/58	63	73	50	48	56+28	20	95°	175	21	Epoxy couleur
QUIEGO 2000	125/133	44/52	66	69	54	45	56+28	0/15/17/19	95°	175	23/27	Epoxy couleur
QUIEGO 2500	125/133	44/52	66	69	54	45	56+28	0/15/17/19	95°/135°	175	23/27	Epoxy couleur
QUIEGO 3000	130	53	66	75	54	45	56+28	0/15/17/19	95°	175	33/37	Epoxy couleur
QUIEGO 3500	130	53	66	75	54	45	56+28	0/15/17/19	95°/135°	175	33/37	Epoxy couleur

Options :

- QUIEGO 7000 : appui-jambes relevable synchronisé au dossier
- QUIEGO 7500 : appui-jambes relevable à crémaillères
- APPUI TÊTE



APPUI TÊTE

REVÊTEMENTS
DISPONIBLES
GAMME QUIEGO

M1 Bleu pétrole

M1 Prune

M1 Terre



QUIEGO 800

Fauteuil de repos réglable en hauteur, à dossier fixe et accoudoirs fixes. Appui tête indépendant et amovible.

FAUTEUILS DE REPOS



* Contre tout vice de fabrication

HAUTEUR RÉGLABLE



▲ QUIEGO 2000

Fauteuil de repos réglable en hauteur, à dossier fixe et accoudoirs réglables en hauteur. 2 roulettes de manutention / Appui tête indépendant et amovible. Repose-jambes en option (Quiego 7500 à crémaillères).

QUIEGO 2500

Réglable en hauteur, à dossier inclinable et accoudoirs réglables en hauteur. 2 roulettes de manutention / Appui tête indépendant et amovible. Repose-jambes en option (Quiego 7000 synchronisé au dossier ou Quiego 7500 à crémaillères).



Garniture prune / Tubes blancs

SUR ROULETTES



▲ QUIEGO 3000 / 3500

Fauteuil de repos à roues, dossier fixe (Quiego 3000) ou dossier inclinable (Quiego 3500) et accoudoirs réglables en hauteur. Freinage centralisé arrière. Poignées de poussée, repose-pieds escamotable et anti bascule. Appui tête indépendant et amovible. 2 supports tige porte-sérum. Repose-jambes en option (Quiego 7000 synchronisé au dossier ou Quiego 7500 à crémaillères)

FAUTEUILS DE REPOS



* Contre tout vice de fabrication

FORTISSIMO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

(dimensions en cm, poids en kg)



QUIEGO 3500 FORTISSIMO	133	57	85	115	73	51	56+28	0/17/19/21	95°/135°	330	50	Epoxy couleur
QUIEGO 1000 FORTISSIMO	126.5	48	85	73	73	49	56+28	0/17/19/21	95°	400	32	Epoxy couleur
QUIEGO 1500 FORTISSIMO	125	48	85	73	73	49	56+28	0/17/19/21	95°/135°	400	32	Epoxy couleur
QUIEGO 2500 FORTISSIMO	123/131	46-54	85	87	73	49	56+28	0/17/19/21	95°/135°	330	35	Epoxy couleur

Options :

- QUIEGO 7000 : appui-jambes relevable synchronisé au dossier
- QUIEGO 7500 : appui-jambes relevable à crémaillères
- APPUI TÊTE



APPUI TÊTE

REVÊTEMENTS DISPONIBLES GAMME QUIEGO

M1 Bleu pétrole

M1 Prune

M1 Terre

QUIEGO 1000 FORTISSIMO

Fauteuil de repos à dossier fixe et accoudoirs réglables en hauteur
Pour patient jusqu'à 400 kg.
Hauteur fixe.
Appui tête indépendant et amovible.
2 roulettes de manutention.
Appui jambes en option : Quiego 7500 Fortissimo à crémaillères.



Produits Classe 1 - Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Consultez la notice pour plus d'informations. Photos non contractuelles.

FAUTEUILS DE REPOS



* Contre tout vice de fabrication

FORTISSIMO

◀ QUIEGO 1500 FORTISSIMO

POLYVALENT ET PRATIQUE

Fauteuil de repos à dossier inclinable et accoudoirs réglables en hauteur. Pour patient jusqu'à 400 kg. Hauteur fixe. Appui tête indépendant et amovible. 2 roulettes de manutention. Appui jambes en option : Quiego 7000 Fortissimo synchronisé au dossier ou Quiego 7500 Fortissimo à crémaillères.



QUIEGO 2500 FORTISSIMO

Réglable en hauteur, à dossier inclinable et accoudoirs réglables en hauteur. Largeur d'assise 700 mm. 2 roulettes de manutention / Appui tête indépendant et amovible. Repose-jambes en option (Quiego 7000 Fortissimo synchronisé au dossier ou Quiego 7500 Fortissimo à crémaillères).

QUIEGO 3500 FORTISSIMO

Fauteuil de repos à roues, dossier inclinable et accoudoirs réglables en hauteur. Pour patient jusqu'à 330 kg. Avec freinage des roues arrière. Poignée de poussée, repose-pieds escamotable et anti bascule. Appui tête indépendant et amovible. Appui jambes en option : Quiego 7000 Fortissimo synchronisé au dossier ou Quiego 7500 Fortissimo à crémaillères.



FAUTEUILS DE REPOS



* Contre tout vice de fabrication

SPÉCIFIQUES / RELEVEURS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

(dimensions en cm, poids en kg)



QUIEGO 8500 RELEVEUR	124	48	67	77	53	46	55+29	0/15/17/19	95°/135°	175	42	Epoxy couleur
QUIEGO 800 EPSM	92	48	63	72	50	48	56	20	95°	175	20	Epoxy couleur
QUIEGO 1500 PRÉLEVEMENT	120	43	80	69	53	45	56+28	0/17/19/21	95°/135°	175	23	Epoxy couleur
NEW YORK	104	46	78	46	48	46	62	-	0/150°	147	57	-

Options :

- QUIEGO 7000 : appui-jambes relevable synchronisé au dossier
- QUIEGO 7500 : appui-jambes relevable à crémaillères
- APPUI TÊTE



APPUI TÊTE

REVÊTEMENTS DISPONIBLES GAMME QUIEGO

M1 Bleu pétrole

M1 Prune

M1 Terre



QUIEGO 800 EPSM

Fauteuil de repos destiné à une utilisation en EPSM. Dossier fixe, accoudoirs fixes. A fixer au sol.

FAUTEUILS DE REPOS



* Contre tout vice de fabrication

SPÉCIFIQUES / RELEVEURS

QUIEGO 1500 PRÉLÈVEMENT

Fauteuil de repos à dossier inclinable avec appui brachial de prélèvement. / 2 roulettes de manutention.
Appui tête indépendant et amovible.
Appui jambes en option : Quiego 7000 synchronisé au dossier ou Quiego 7500 à crémaillères.



▲ QUIEGO 8500 RELEVEUR

Fauteuil releveur, dossier inclinable, accoudoirs réglables en hauteur.
Appui tête indépendant et amovible.
2 roulettes de déplacement à vide.
Relevage du fauteuil motorisé (télécommande 2 boutons).
Mouvement circulaire immédiat et naturel.
Appui jambes à crémaillère en option (Appui jambes couplé au dossier)

NEW YORK

Fauteuil releveur. 3 fonctions : assis, quasi couché (inclinaison jusqu'à 150°) et releveur.
Revêtement micro fibre.
Confortable, pas d'espace entre l'assise et l'appui jambes.
Poche latérale de rangement côté droit.
2 coloris disponibles : Chocolat et Beige.

