

iCHAIR MC2 1.611

PROFIL UTILISATEUR

- ✓ Idéal pour le maintien de la mobilité à la maison, au travail et au bureau
- ✓ Décompression efficace et positionnement détendu pour une assise de longue durée grâce à de grandes plages de réglages électriques

LE FAUTEUIL ÉLECTRIQUE POLYVALENT À TRACTION ARRIÈRE ET PUISSANT

- Dimensions compactes, suspension de série et de nombreuses options
- Confortable et sûr
- Assistance optimale pour une assise de longue durée et sur terrain accidenté
- Différents systèmes d'assise pour répondre aux besoins individuels, par ex. systèmes d'assise Netti, siège RIDE DESIGN FORWARD, systèmes d'assise ErgoSeat
- Décompression et extension du rayon d'action par élévateur à ciseaux et inclinaison électrique de l'assise
- Adapté pour l'extérieur grâce aux grands pneus de série et à la variante de 10 km/h disponible en option
- Pour plus de puissance : moteur plus puissant 2 x 300 W possible



Inclinaison de l'assise électrique avec élévateur à ciseaux en option 300 mm



Réglage individuel de la suspension arrière



Repose-jambes à réglage électrique (en option)

Éclairage LED actif

Roues directrices avec jante en aluminium



Poids de l'utilisateur jusqu'à 160 kg



Inclinaison électrique de l'assise de -2° à 26° / 0° à 50°



Dossier électrique -10° à 50°

