

iCHAIR MC3 1.612

PROFIL UTILISATEUR

- ✓ Poids d'utilisateur standard de 160 kg pour les exigences XL

LE FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE À SUSPENSION INTÉGRALE POUR UNE STABILITÉ ÉLEVÉE

- Suspension intégrale de série avec dureté réglable des amortisseurs
- Confort de conduite idéal sur terrain accidenté, compensation des chocs durant la conduite
- Deux modules de commande au choix : écran couleur LCD 3,5" avec fonction Infrarouge/Bluetooth intégrée pour simple commande via smartphone et contrôle d'environnement, ou bien commande OMNI II R-Net comme base pour une grande sélection de commandes spéciales, telles que des commandes au menton ou occiput.
- Confort d'utilisation par réglage électrique du dossier de 60° (en option)
- Vitesses 6 et 10 km/h, réglables en 5 niveaux
- Profondeur d'assise réglable de 400 à 560 mm en six niveaux



Maintenance aisée des batteries grâce au coffret de batterie extensible



Élévateur d'assise de 300 mm (en option)



Système d'assise ErgoSeat profilé en différentes dimensions

Confort d'utilisation par réglage électrique du dossier de 60° (en option)

Largeur d'assise réglable en continu jusqu'à 650 mm par les accoudoirs

Éclairage LED durable

Suspension intégrale



Élévateur d'assise 300 mm



Inclinaison de l'assise électrique de 35°



Suspension intégrale

