


iCHAIR ORBIT 1.618

FAUTEUIL ROULANT EXTRÊMEMENT COMPACT, STABLE ET MANIABLE GRÂCE AUX ROUES MOTRICES CENTRALES

- Manœuvrabilité précise pour contourner des obstacles ou tourner sur place
- Hauteur d'assise et largeur totale réduites, convient de manière optimale pour des espaces restreints
- Aide de sortie avec inclinaison électrique et plaque repose-pieds abaissable au sol pour un transfert simple depuis le fauteuil roulant
- Commande extrêmement intuitive, également avec des commandes spéciales
- Souplesse maximale grâce à la roue d'appui individuelle ou double et des possibilités d'équipement variables, tels que l'inclinaison électrique du dossier
- Vitesse de conduite de 6 ou 10 km/h avec batterie de 50 Ah ou 73 Ah au choix



Maniabilité optimale
(avec repose-jambes
central) 700 mm



Inclinaison de l'assise
électrique
0° à 50°



Inclinaison électrique du dossier de -10° à 50°

Élévateur à ciseaux avec inclinaison
(en option)

Aide de levage (0° à -25°) avec inclinaison
électrique (0 à 45°), élévateur d'assise 200 mm

Repose-jambes central, angle des genoux
de 90°

Garde au sol 70 mm

Roue d'appui double



Poids
d'utilisateur
jusqu'à 160 kg



Largeur totale
la plus étroite
600 mm



Élévateur
d'assise
300 mm

