

iCHAIR XXL 1.614

PROFIL UTILISATEUR


- ✓ Pour une utilisation permanente et quotidienne, assurant une mobilité autonome, même en cas de troubles fonctionnels plus sévères
- ✓ Personnes travaillant et actives, ayant besoin d'un fauteuil roulant pour diverses situations de la vie quotidienne

FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE XXL PARTI-CULIÈREMENT STABLE (JUSQU'À 250 KG) AVEC TRACTION ARRIÈRE

- Composants renforcés, tels que le repose-jambes électrique et l'inclinaison du dossier
- Utilisation simple via le module de commande avec écran couleur LCD 3,5" et fonction Infrarouge/Bluetooth intégrée pour simple commande via smartphone et contrôle d'environnement.
- En option avec contrôle d'environnement OMNI
- Intégration de systèmes d'assise externes
- Élévateur d'assise de 300 mm jusqu'à un poids d'utilisateur de 180 kg (en option), présélectionnable en 5 étapes
- Vitesses de 6 et 10 km/h
- Composants renforcés pour une stabilité maximale



Inclinaison électrique de l'assise de 0° à +18°



Deux moteurs 350 W puissants (en option)



Réglage électrique du dossier de 60° (en option)



Système d'assise ErgoSeat profilé en différentes dimensions

Décompression efficace grâce au réglage électrique de l'angle d'assise de 18° (en option)

Repose-jambes électrique

Éclairage LED durable



Poids d'utilisateur jusqu'à 250 kg



Largeur d'assise jusqu'à 770 mm



Profondeur d'assise jusqu'à 600 mm



Élévateur d'assise 300 mm

