

OPTIMUS 2/ OPTIMUS 2 RS 2.322

FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE D'EXTÉRIEUR PUISSANT (TRACTION ARRIÈRE)

Des batteries plus puissantes et une vitesse de pointe allant jusqu'à 15 km/h font de ce fauteuil roulant électrique tout-terrain une véritable expérience.

- Idéal pour des longs trajets à l'extérieur
- Caractéristiques de conduite optimales grâce à une géométrie de châssis optimisée
- La suspension indépendante et l'excellente aptitude en côte conviennent parfaitement pour franchir des bordures de trottoirs élevées, des fortes pentes et pour évoluer sur des terrains difficiles et accidentés
- Direction directe combinée avec des vitesses de conduite de 6, 10 ou 15 km/h pour une grande sécurité et fiabilité à l'extérieur
- Batteries plus grandes disponibles, pour une grande autonomie et une performance maximale en côte
- Vaste choix de sièges pour une alimentation parfaitement adaptée

PROFIL UTILISATEUR

✓ Pour les utilisateurs avec un fauteuil roulant manuel ou des aides à la marche à l'intérieur mais qui ont besoin de plus de soutien à l'extérieur

OPTIMUS 2 RS :
VERSION RS DANS
UNE ESTHÉTIQUE
PARTICULIÈREMENT
SPORTIVE AU LOOK
ROUGE-NOIR



Système d'assise RE-CARO sélectionnable



Hauteur d'obstacle jusqu'à 110 mm



Également pour une prise en charge plus complexe, p. ex. avec inclinaison électrique de l'assise et du dossier (en option)

Électronique R-NET de série

Phares halogènes

Pneus increvables avec profil à crampons pour une excellente traction et capacité tout-terrain

Freins à tambour de série



Poids d'utilisateur jusqu'à 150 kg



Moteur très puissant 950 W



Très grande autonomie de 50 à 70 km

