



Magix II

AA2



BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

Révision 03_2023

Sous réserve de modifications techniques,
erreurs ou omissions

☐ Commande	N° Série :	☐ Devis
Adresse de facturation ou code client		Adresse de livraison ☐ Identique facturation
Code Clt :		Code Clt :
Magasin :		Magasin :
Rue :		Rue :
Ville / CP :		Ville / CP :
E-Mail :		E-Mail :
Tél :		Tél :
Information		
Art. no. : Magix II AA2		Date :
Code LPPR : 4122757		Code Individuel : 9178509
<i>Code et montant LPPR donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas NEW LIVE Mobilité</i>		

Données Techniques - Base à 6 Roues Motrices

Dimensions assise	Largueur 250 - 560 mm (entre accoudoirs) Profondeur 250 - 550 mm*	Motorisation	6 km/h (4 pôles) 10 km/h (4 pôles)
Poids max. Utilisateur	140 kg*	Roues centrales	Diam. 28 cm
Poids mini avec batterie	132 kg	Roues avant/arrière	Diam. 28 cm omnidirectionnelles
Largueur base roulante	580 mm	Coloris	Base : noir - Habillage au choix
Hauteur d'assise	400 mm - 800 mm (sous coussin)	Chargeur	220V/8A (charge complète en 7h30)
Franchissement	15 cm (selon poids et capacités de l'utilisateur)	Batterie au Lithium	24v 60 Ah (équivalent à 2 bat. 12v-80Ah au plomb)
Electronique	R-Net (évolutive)	Autonomie (jusqu'à)	30 km
Pantographe	Escamotable à gauche et à droite	Classification	Classe B

Prévu pour attache DAHL

Crash-testé selon ISO 7176-19 (2008)

Garantie : 2 ans hors pièces d'usure - Batterie 3 ans

*Relation entre poids utilisateur et réglage profondeur d'assise :

Profondeur d'assise inférieure à 400 mm = Poids max. utilisateur 75 kg ;

Profondeur d'assise de 400 à 450 mm = Poids max. utilisateur 100 kg ;

Profondeur d'assise supérieure à 450 mm = Poids max. utilisateur 140 kg

Prix Public TTC € 13 997 €

Demande particulière : Veuillez indiquer toutes vos demandes spécifiques sur le bon de commande pour qu'elles soient prises en compte (voir p6)

☒ Choix par défaut

☒ Equipement de série

Magix 2 - AA2

BASE MOTRICE


Fauteuil Roulant Electrique MAGIX II		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
020AA2	☒ Magix II AA2 Incluant lift électrique de 400 à 800 mm, bascule d'assise électrique de -10° à +37°, dossier électrique à compensation ergonomique de 90° à 162° et repose-jambes électrique à compensation	13267,30 0	13997,00	3938,01 code 9178509	
Motorisation		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
020101	☐ ☒ 6 km/h - Moteurs 4-Pôles	0	0		
020102	☐ 10 km/h - Moteurs 4-Pôles	280,47	295,90		
Roues		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
	☒ Roues avants et arrières Omnidirectionnelles brevetées New Live	0	0		
020111	☐ ☒ Roues centrales Diam. 28 cm pneumatique	0	0		
020112	☐ Roues centrales avec insert increvable	176,21	185,90		
Garde-Boues		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
020121	☐ ☒ Sans garde-boues	0	0		
020122	☐ Garde-boues pour les 6 roues	311,75	328,90		
Coloris Habillage <i>Carénages latéraux, enjoliveurs, protège vêtements</i>		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
020131	☐ Bleu	0	0		
020132	☐ Blanc	0	0		
020133	☐ Rouge	0	0		
020134	☐ ☒ Gris	0	0		
020135	☐ Couleur personnalisée* RAL N°** * pas de couleur fluo ** 4 chiffres	364,93	385,00		
Plaque arrière personnalisable		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
020151	☐ Personnalisation de la plaque arrière Texte :	104,27	110,00		
Kit Eclairage LED		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
	☒ Kit éclairage LED (homologué STVZO)	0	0		
Equipement véhicule		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
	☒ Pré-équipement pour sythème d'attache 4 points	0	0		
020382	☐ Sabot pour station d'arrimage DAHL avec montage	217,91	229,90		
Hauteur d'assise <i>Mesurée à partir de la plaque d'assise jusqu'au sol</i>		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
	☒ Lift Electrique de 400 mm à 800 mm	0	0		
Batterie & chargeurs		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
	☒ Batterie au lithium 24v-60 Ah sans maintenance (équivalent en capacité à 2 batteries 12v - 80 Ah au plomb)	0	0		
	☒ Chargeur pour batterie au lithium 220 V / 8 A (charge complète en 7h30)	0	0		

ASSISE

Mesures Anthropométriques obligatoires pour réglages

*OBLIGATOIRE

	Poids utilisateur (maxi. 140kg) *	kg
1	Distance du haut de la tête à l'assise	mm
2	Distance du coude à l'assise	mm
3	Profondeur d'assise*	mm
4	Largeur d'assise*	mm
5	Longueur de jambe*	mm



Modules d'inclinaison d'Assise Electrique

Prix € HT

Prix € TTC

LPPR

☒ Bascule électrique de -10° à +37°

0

0

Coussin

Prix € HT

Prix € TTC

LPPR

Modèle Standard New Live

020171 ☐ ● Coussin standard avec tissu Aéré Nid d'Abeilles020172 ☐ Coussin standard avec tissu Dartex

0

0

0

0

		Largeur							
		300	320	370	400	440	480	520	560
Profondeur	300	O	O	O					
	350		O	O					
	400		O	O	O				
	440				O	O	O		
	480				O	O	O	O	O
	550				O	O	O	O	O

Renseignement des dimensions obligatoire (case à cocher)

020175 ☐ Standard mesures perso. tissu Aéré Nid d'Abeilles020176 ☐ Standard mesures perso. tissu Dartex

510,90

539,00

510,90

539,00

Mesures personnalisées :

L /P

Modèle Confort New Live

020181 ☐ ● Coussin confort avec tissu Aéré Nid d'Abeilles020182 ☐ Coussin confort avec tissu Dartex

130,33

137,50

130,33

137,50

		Largeur				
		400	440	480	520	560
Profondeur	400	O				
	440	O	O	O		
	480	O	O	O	O	O
	550	O	O	O	O	O

Renseignement des dimensions obligatoire (case à cocher)

020185 ☐ Confort mesures perso. tissu Aéré Nid d'Abeilles020186 ☐ Confort mesures perso. tissu Dartex

558,86

589,60

558,86

589,60

Mesures personnalisées :

L /P

☒ Choix par défaut ☒ Equipement de série		Magix 2 - AA2																																																			
Modèle Confort visco New Live																																																					
020191	☐ ☒ Coussin confort visco avec tissu Aéré Nid d'Abeilles	156,40	165,00																																																		
020192	☐ Coussin confort visco avec tissu Dartex	156,40	165,00																																																		
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"></td> <th colspan="5">Largeur</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>400</td> <td>440</td> <td>480</td> <td>520</td> <td>560</td> </tr> <tr> <th rowspan="4">Profondeur</th> <td>400</td> <td>☐</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>440</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>480</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>550</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>				Largeur							400	440	480	520	560	Profondeur	400	☐					440	☐	☐	☐			480	☐	☐	☐	☐	☐	550	☐	☐	☐	☐	☐													
		Largeur																																																			
		400	440	480	520	560																																															
Profondeur	400	☐																																																			
	440	☐	☐	☐																																																	
	480	☐	☐	☐	☐	☐																																															
	550	☐	☐	☐	☐	☐																																															
Renseignement des dimensions obligatoire (case à cocher)																																																					
020195	☐ Confort visco mesures perso. tissu Aéré Nid d'Abeilles	615,17	649,00																																																		
020196	☐ Confort visco mesures perso. tissu Dartex	615,17	649,00																																																		
Mesures personnalisées : <table border="1"><tr><td>L</td><td>/P</td></tr></table>		L	/P																																																		
L	/P																																																				
DOSSIER																																																					
La largeur du dossier ne peut être supérieure à la largeur de l'assise																																																					
Modules d'inclinaison de Dossier Electrique		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR																																																	
	☒ Inclinaison de 90° - 162° avec compensation ergonomique	0	0																																																		
Pliage du Dossier		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR																																																	
020201	☐ ☒ Dossier Fixe	0	0																																																		
020202	☐ Dossier repliable sur l'assise	208,53	220,00																																																		
Modèle Dossier New Live		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR																																																	
020211	☐ ☒ Dossier avec tissu Aéré Nid d'Abeilles	0	0																																																		
020212	☐ Dossier avec tissu Dartex	0	0																																																		
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"></td> <th colspan="8">Largeur</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>290</td> <td>330</td> <td>370</td> <td>400</td> <td>440</td> <td>480</td> <td>520</td> <td>560</td> </tr> <tr> <th rowspan="3">Hauteur</th> <td>350</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>400</td> <td></td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>570</td> <td></td> <td></td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>				Largeur										290	330	370	400	440	480	520	560	Hauteur	350	☐	☐	☐	☐					400		☐	☐	☐	☐				570			☐	☐	☐	☐	☐	☐				
		Largeur																																																			
		290	330	370	400	440	480	520	560																																												
Hauteur	350	☐	☐	☐	☐																																																
	400		☐	☐	☐	☐																																															
	570			☐	☐	☐	☐	☐	☐																																												
Renseignement des dimensions obligatoire (case à cocher)																																																					
020215	☐ Dossier mesures perso. tissu Aéré Nid d'Abeilles	615,17	649,00																																																		
020216	☐ Dossier mesures perso. tissu Dartex	615,17	649,00																																																		
Mesures personnalisées : <table border="1"><tr><td>L</td><td>/P</td></tr></table>		L	/P																																																		
L	/P																																																				
Dossier V-Trak		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR																																																	
DOSSIER V TRAK AXXIS avec réglage de la tension, aéré Nid d'Abeille																																																					
020231	☐ Dossier V Trak AXXIS AXHM <300-380>	440,00	464,20																																																		
020232	☐ Dossier V Trak AXXIS AXHL <350-430>	501,52	529,10																																																		
020233	☐ Dossier V Trak AXXIS AXHXL <410-500>	594,31	627,00																																																		
DOSSIER V TRAK DEEP avec réglage de la tension et retours latéraux réglables , aéré Nid d'Abeille																																																					
020241	☐ Dossier V Trak DEEP AXDHM <340-440>	486,92	513,70																																																		
020242	☐ Dossier V Trak DEEP AXDHL <380-500>	560,00	590,80																																																		
020243	☐ Dossier V Trak DEEP AXDHXL <430-550>	608,91	642,40																																																		
020244	☐ Dossier V Trak DEEP AXDHXXL <500-600>	729,86	770,00																																																		

● Choix par défaut		☒ Equipement de série		Magix 2 - AA2	
Appui-tête		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
020251	☐ Polyuréthane moulé petit 220 x 95 mm	0	0		
020252	☐ ● Polyuréthane moulé grand 295 x 140 mm	0	0		
020253	☐ Confort coussinet petit 210 x 110 mm	134,50	141,90		
020254	☐ Confort coussinet grand 260 x 125 mm	140,76	148,50		
020255	☐ Flexible petit** 290 x 100	148,06	156,20		
020256	☐ Flexible grand** 420 x 120mm	155,36	163,90		
** non autorisé pour le transport en véhicule					
Support d'appui-tête		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
020261	☐ ● Hauteur de tête supérieur à 650 mm	0	0		
020262	☐ Hauteur de tête inférieur à 650 mm	0	0		
Protège-vêtements		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
☒	Protège vêtements, aide au transfert / porte verre, escamotable, Diam. 160 mm (peut servir de cale-cuisse)	0	0		
Accoudoirs		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
☒	Accoudoirs, relevables à compensation	0	0		
Manchette d'accoudoirs		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
	Manchette standard				
020271	☐ ● Polyuréthane moulé 260 x 80 mm (paire)	0	0		
	Manchette confort				
020272	☐ Confort dartex 300 x 80 mm (paire)	103,22	108,90		
020273	☐ Confort dartex 360 x 80 mm (paire)	124,08	130,90		
020274	☐ Confort dartex 360 x 120 mm (paire)	144,93	152,90		
020275	☐ Confort Nid d'abeille aéré 300 x 80 mm (paire)	103,22	108,90		
020276	☐ Confort Nid d'abeille aéré 360 x 80 mm (paire)	124,08	130,90		
020277	☐ Confort Nid d'abeille aéré 360 x 120 mm (paire)	144,93	152,90		
Repose jambes - Palette Repose Pieds		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
020284	☐ ● Monopalette sur repose-jambes central électrique à compensation, inclinaison de 90° à 165°, aide à se lever, descente des palettes au sol	0	0		
020287	☐ Palettes séparées, avec 2 mécanismes repose-jambes à compensation électrique séparés	1345,02	1419,00		
020293	☐ Appuis-mollets, petit 148 mm x 120 mm	0	0		
020294	☐ ● Appuis-mollets, grand 205 mm x 150mm	0	0		
Accessoires		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
020301	☐ ● Ceinture de bassin, boucle type automobile***	0	0		
020302	☐ Harnais 4 points***	197,06	207,90		
***ne remplace pas la ceinture 3 points du véhicule pour le transport					
020311	☐ Tablette escamotable 600 x 450 mm (non découpée)	307,58	324,50		
020312	☐ Découpe de la tablette Fournir plan avec cotes	141,90	149,70		

● Choix par défaut

☒ Equipement de série

Magix 2 - AA2

ELECTRONIQUE EVOLUTIVE

Module de puissance		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
☒	Module de puissance, R-Net, 120 A	0	0		
Manipulateur R-Net		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
020320	☐ ● Led sans écran (1)	0	0		(1) (2) (3)
020321	☐ CJSW-SW, écran couleur (2)	379,05	399,90		
020322	☐ CJSW2, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infra rouge et Bluetooth (pour 2 appareils PC/Android et 2 appareils IOS) (3)	709,00	748,00		
Montage Manipulateur Principal		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
☒	Support escamotable	0	0		
020331	☐ ● sur accoudoir, côté droit	0	0		
020332	☐ sur accoudoir, côté gauche	0	0		
Commande Accompagnateur		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
020341	☐ Boitier tierce personne	677,02	714,26	714,26 code 9384663	
020342	☐ ● A droite sur dossier				
020343	☐ A gauche sur dossier				
020346	☐ Déplacement du manipulateur principal sur dossier	70,54	74,42	35,71 code 9384545	
020347	☐ ● A droite sur dossier				
020348	☐ A gauche sur dossier				
Module à commandes directs des vérins		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
020350	☐ A boutons pour CJSW-SW (derrière joystick)	416,02	438,90		
020351	☐ A boutons pour CJSW2 (derrière joystick)				
020354	☐ A bascules pour CJSW-SW (derrière joystick)	416,02	438,90		
020355	☐ A bascules pour CJSW2 (derrière joystick)				
020359	☐ Montage module commande vérins côté opposé joystick	70,54	74,42		
Chargeur USB et Kit multiprise R-Net		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
020361	☐ Chargeur USB - 3A - 2 prises	259,62	273,90		
020362	☐ Chargeur USB - 3A - 2 prises + Multiprise R-Net + 1 cable bus (si pas de module tierce personne)	416,02	438,90		
Commandes Spéciales		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
	Sur demande				     

Demande particulière :

Veuillez indiquer toutes vos demandes spécifiques sur le bon de commande pour qu'elles soient prises en compte. Seul le bon de commande fait foi, toutes les informations fournies sur un autre support ne seront pas prises en compte.



NEW LIVE Mobilité SAS - 2, rue de Soufflenheim 67660 - BETSCHDORF
Tel. : +33 (0) 3 88 94 20 99 - Fax : +33 (0) 6 67 31 00 01 - info@newlive.fr -
www.newlive.fr