


# EUROCHAIR

1.750

 **Poids d'utilisateur autorisé**  
130 kg

 **Adapté au transport de personnes**  
Testé selon ISO 7176-19 (Poids d'utilisateur autorisé désormais jusqu'à 130 kg)





Tête de direction à angle réglable



Frein à genouillère



Transformation rapide et ciblée



Repose-jambes pivotants vers l'intérieur et l'extérieur

## Pour une utilisation quotidienne

### **RENTABILITÉ**

- Produit à longue durée de vie grâce à l'utilisation de matériaux haut de gamme et des finitions de grande qualité, besoin en réparation réduit
- Vaste gamme d'options du système modulaire Eurochair
- Approvisionnement en pièces détachées assuré sur le long terme grâce à une structure de commerce spécialisée généralisée
- Réutilisation optimale grâce à l'ajustement simple au nouvel utilisateur

### **BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE**

- Favorise la mobilité autonome grâce à l'ajustement précis du siège, du dossier et du châssis à l'utilisateur
- Équipement et ajustement ultérieurs possibles
- Meilleures propriétés antifriction avec une force motrice réduite
- L'utilisation simple et le poids réduit facilitent le maniement quotidien

### **DOMAINE D'UTILISATION**

- Fauteuil à équipement complet pour une utilisation quotidienne durable
- Prise en charge optimale de nombreuses maladies grâce aux nombreuses possibilités de réglage
- Utilisation domestique principalement mais aussi dans des centres de réhabilitation pour atteindre des objectifs thérapeutiques
- Pour les personnes grandes et larges

COMMANDE

DEVIS

VERSION SPÉCIALE

**Veillez envoyer le formulaire de commande rempli à: [info@meyra-netti.fr](mailto:info@meyra-netti.fr)**

Adresse de facturation / Réf. client:

Adresse de livraison:

Numéro de TVA intracom.

Notes / Remarques:

Quantité commandée:

**MEYRA**



### Prix modèle de base

**529,85 €**

**LPPR: 9178656** VHP, propulsion manuelle, pliant, à dossier non inclinable

**LPPR €: 558,99**

**LPPR: 9178604** VHP, propulsion manuelle, pliant à dossier réglable en angle

**LPPR €: 603,65**



### Équipement de base

- Roues motrices 24"
- Mains courantes aluminium
- Distance entre les pneus de préhension étroite (modifiable en large)
- Pneus en PU, increvables
- Roue directrice 142 mm caoutchouc plein souple
- Dossier avec courbure lombaire
- Dossier réglable, light
- Élément latéral relevable
- Repose-jambes amovible, pivotant
- Plaques reposer-pieds à angle réglable
- Profondeur d'assise 430 mm
- Ceinture de sécurité et sangle dorsale : polyester, noir
- Couleur du cadre Silverline
- Hauteur d'assise avant 500 mm
- Hauteur du dossier 420 mm



### Poids d'utilisateur autorisé

130 kg



### Adapté au transport de personnes

Testé selon ISO 7176-19 (Poids d'utilisateur autorisé désormais jusqu'à 130 kg)



### Remarques

Tous les prix s'entendent hors TVA !

Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur [www.meyra.de/AGB](http://www.meyra.de/AGB)

Vous trouverez des informations sur la procédure de mesure sur <https://fr.meyra.com/messverfahren>

Valable du 01.01.2023 au 31.12.2023.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Lors d'un déplacement en transports publics (p. ex. en train), les dimensions du fauteuil roulant peuvent dépasser les valeurs recommandées par les entreprises de transport. Veuillez vous renseigner au préalable.

Lors de l'utilisation de vérin à gaz, le poids autorisé ne doit pas être dépassé.

Utilisez notre K.I.S.S.S. à l'adresse [www.kiss-by-meyra.de](http://www.kiss-by-meyra.de) pour les commandes et les configurations  
Veillez utiliser le configurateur afin d'éviter les incompatibilités



## Caractéristiques techniques

|  |  |
|--|--|
| Largeurs d'assise en mm                      | 380/400/430/460/480/500/530                        |
| Largeur en ordre de marche en mm à partir de | Largeur d'assise +180                              |
| Largeur pliée en mm à partir de              | 280  |
| Profondeur d'assise en mm                    | 400/430/460  |
| Hauteur d'assise avant/arrière en mm         | variable de 435 à 500 / avec option Hemi 390 à 430 |
| Hauteur totale en mm                         | 960  |
| Hauteur de dos en mm                         | 400/420/440  |
| Hauteur d'accoudoir en mm                    | 230  |
| Longueur avec repose-pieds en mm             | 1040   |
| Poids de la personne                         | 130 kg   |
| Poids à vide                                 | 16 kg  |
| Poids total aut.                             | 150 kg   |
| Roue motrice                                 | 550 mm(22") / 600 mm(24")                          |
| Test de freinage selon les normes            | 7°   |

Numéro de version: #1048 - 03.03.2023

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 01 Largeur d'assise

| CODE | DÉSIGNATION  | EUR € |
|------|--|-------|
| 38   | LA 380 mm  | 0,00  |
| 40   | LA 400 mm  | 0,00  |
| 43   | LA 430 mm  | 0,00  |
| 46   | LA 460 mm  | 0,00  |
| 48   | LA 480 mm  | 0,00  |
| 350  | LA 500 mm  | 0,00  |
| 53   | LA 530 mm  | 0,00  |
| 35   | Extension de la largeur d'assise de 30 mm<br><b>⚠</b> Incompatible avec le frein à pression CODE 650 | 0,00  |

## 02 Profondeur d'assise

| CODE | DÉSIGNATION                                    | EUR € |
|------|--|-------|
| 615  | PA 400 mm Modifiable ultérieurement sur 430 mm | 0,00  |
| 788  | PA 430 mm                                      | 0,00  |
| 619  | PA 460 mm                                      | 0,00  |

## 03 Hauteur d'assise avant (HAAv) en combinaison avec la roue motrice et directrice (sans coussin)

En choisissant la HAAv, le roue directrice ainsi que la fourche sont automatiquement configurés. La hauteur d'assise arrière est automatiquement déterminée par l'inclinaison standard de l'assise d'environ 4 degrés, ce qui correspond à une différence d'environ 30 mm.

| Code | Ø de la roue directrice en mm | HAAv en mm avec roue motrice de 22 |     |     |     |     | HAAv en mm avec roue motrice de 24 |     |     |     |     |
|------|-------------------------------|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
|      |                               | 390                                | 400 | 420 | 430 | 435 | 450                                | 470 | 485 | 500 | 515 |
| 325  | Ø 125 caoutchouc plein        |                                    |     |     |     |     |                                    |     |     |     |     |
| 154  | Ø 142 caoutchouc plein souple |                                    |     |     |     |     |                                    |     |     |     |     |
| 161  | Ø 180 Polyuréthane            |                                    |     |     |     |     |                                    |     |     |     |     |
| 645  | Ø 180 pneus à air             |                                    |     |     |     |     |                                    |     |     |     |     |

**⚠** HAAv 390 mm, 400 mm, 420 mm, 430 mm seulement avec roue motrice 22". HAAv 390 mm, 400 mm, 420 mm, 430 mm y compris fourche de direction

Numéro de version: #1048 - 03.03.2023

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## Option de hauteur d'assise


| CODE | DÉSIGNATION  | EUR € |
|------|--|-------|
| 4906 | Bloc d'espacement HEMI pour fourche, fixation latéral<br> <i>Seulement en combinaison avec les roues motrices 24 pouces</i> | 97,06 |

## Options de roue motrice



La position horizontale de l'axe est configurée en usine. Le réglage du centre de gravité peut être modifié ultérieurement.

| CODE | DÉSIGNATION                      | EUR € |
|------|----------------------------------|-------|
| 880  | Extension d'empattement de 60 mm | 69,63 |

## 04 Mains courantes

| CODE | DÉSIGNATION   | ∅         | LPPR    | LPPR € | EUR €  |
|------|---|-----------|---------|--------|--------|
| 871  | Double mains courantes pour largeurs d'assise jusqu'à 480 mm<br> <i>Seulement en combinaison avec des pneus PU CODE 902. Pas en combinaison avec des freins à tambour CODE 706</i> | 24"       | 9310392 | 271.23 | 257,09 |
| 166  | Revêtement de mains courantes en silicone   | 22" / 24" |         |        | 113,94 |

## 05 Frein

| CODE    | DÉSIGNATION  | EUR €  |
|---------|--|--------|
| 651     | Frein à pression   | 0,00   |
| 680/706 | Frein à pression + frein à tambour pour l'accompagnateur   | 262,00 |
| 60/650  | Frein à pression unilatéral gauche (levier de frein long rabattable incl.)<br> <i>Pas en combinaison avec l'extension de largeur d'assise CODE 35</i> | 236,32 |
| 74/650  | Frein à pression unilatéral droit (levier de frein long rabattable incl.)<br> <i>Pas en combinaison avec l'extension de largeur d'assise CODE 35</i>  | 236,32 |
| 681     | Rallonge de levier de frein  | 79,12  |
| 986     | Rallonge du levier de frein relevable, 1 paire   | 49,58  |

## 06 Pneumatiques

| CODE    | DÉSIGNATION                         | ∅                          | EUR € |
|---------|-------------------------------------|----------------------------|-------|
| 486/896 | Pneus gonflable avec profil rainuré | 22 x 1 3/8" et 24 x 1 3/8" | 0,00  |
| 896/902 | Pneus en PU, increvables            | 22 x 1 3/8" et 24 x 1 3/8" | 0,00  |

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 07 Hauteur de dossier

| CODE | DÉSIGNATION  | HAUTEUR | EUR €  |
|------|--|---------|--------|
| 635  | Toile de dossier, modifiable ultérieurement entre 420 et 440 mm par paliers de 20 mm   | 400 mm  | 0,00   |
| 442  | Toile de dossier modifiable ultérieurement entre 400 et 440 mm par paliers de 20 mm  | 420 mm  | 0,00   |
| 444  | Toile de dossier, modifiable ultérieurement entre 420 et 440 mm par paliers de 20 mm<br><b>⚠ Pas en combinaison avec poignées de poussée réglables en hauteur CODE 502</b> | 440 mm  | 0,00   |
| 628  | Toile de dossier réglable en tension   | 420 mm  | 165,63 |

## 08 Options de dossier

Lors d'une sollicitation unilatérale du dos, nous recommandons l'utilisation d'une barre de stabilisation ou d'un renforcement.

| CODE | DÉSIGNATION   | LPPR    | LPPR € | EUR €  |
|------|---|---------|--------|--------|
| 502  | Poignée de poussée, montée sur le tube du dos, réglable en hauteur en continu jusqu'à 180 mm  |         |        | 199,40 |
| 814  | Barre de poussée transversale, stabilise le dos en cas de charge plus élevée  |         |        | 84,40  |
| 26   | Dossier inclinable inclus code 77 (Accoudoirs)-code 259 (Prolongateur de dossier) code 814 (barre tendeur) code 880 (prolongateur)<br><b>⚠ Pas en combinaison avec le code LPPR 9178656</b> | 9178604 | 603,65 | 322,83 |
| 820  | Dossier cassant   |         |        | 279,58 |

## 09 Accoudoirs

1 = fixe 2 = relevable 3 = amovible 4 = verrouillable 5 = accoudoir réglable en hauteur 6 = avec recouvrement de roue 7 = escamotable pour gain de place

| CODE | DÉSIGNATION   | FONCTIONS | EUR €  |
|------|---|-----------|--------|
| 577  | Accoudoir en aluminium dans la couleur du cadre   | 2,3,4,7   | 0,00   |
| 70   | Accoudoir longs en aluminium dans la couleur du cadre   | 2,3,4,7   | 47,47  |
| 107  | Accoudoir avec manchette réglables en hauteur via un bouton poussoir et amovibles, adapté aux tétraplégiques                          | 2,3,4,5,7 | 215,22 |
| 917  | Kit d'espacement des accoudoirs pour le réglage de la hauteur en deux étapes jusqu'à maximum 30 mm pour les accoudoirs code 70 et 577 | 5         | 0,00   |

Numéro de version: #1048 - 03.03.2023

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 12 Repose-jambes

| CODE | DÉSIGNATION   | LLPR    | LPPR € | EUR €  |
|------|---|---------|--------|--------|
| 94   | Sans reposer-jambes et reposer-pieds  |         |        | 0,00   |
| 93   | Reposer-pieds amovibles et pivotants  |         |        | 0,00   |
| 759  | Reposer-pieds CODE 93, montage à gauche   |         |        | 0,00   |
| 760  | Reposer-pieds CODE 93, monté à droite   |         |        | 0,00   |
| 92   | Reposer-jambes amovibles, pivotants et basculables vers le haut   |         |        | 164,58 |
| 757  | Reposer-jambes CODE 92 seul, monté à gauche (avec CODE 93 monté à droite)   | 9310417 | 77.88  | 73,83  |
| 758  | Reposer-jambes CODE 92 individuel, monté à droite<br>Seulement en combinaison avec les reposer-pieds<br>(avec CODE 93 monté à gauche) | 9310417 | 77.88  | 773,83 |
| 52   | Reposer-moignons, amovible, pivotant et relevable, 1 paire  |         |        | 221,55 |
| 4507 | Reposer-moignon individuel monté à droite   |         |        | 110,77 |
| 4508 | Reposer-moignon individuel monté à gauche   |         |        | 110,77 |

## 11 Reposer-pieds

LSJ (mm) 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520

A

| CODE | LJ                                    | DÉSIGNATION   | EUR € |
|------|---------------------------------------|---|-------|
| 798  | <input checked="" type="checkbox"/> A | Reposer-pieds, rabattable vers le haut, réglable en hauteur et à angle réglable | 0,00  |

## 10 Options des reposer-jambes et pieds

| CODE | DÉSIGNATION                                   | EUR € |
|------|---|-------|
| 4698 | Genouillère                                   | 16,88 |
| 822  | Sangle de fixation pour chaussures (paire)    | 43,25 |
| 823  | Talonnaire (paire)                            | 70,68 |
| 946  | Sangle de mollet pour reposer-pied individuel | 17,93 |



Numéro de version: #1048 - 03.03.2023

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 12 Anti-bascules

| CODE | DÉSIGNATION  | EUR €  |
|------|--|--------|
| 691  | Anti-bascules, réglables en longueur, amovibles (1 paire)                  | 0,00   |
| 712  | 1 anti-basculé, réglable en longueur, amovible, montée à gauche            | 0,00   |
| 713  | 1 anti-basculé, réglable en longueur, amovible, montée à droite            | 0,00   |
| 728  | Anti-basculé, pivotantes, réglables en longueur, amovibles (1 paire)       | 223,00 |
| 729  | 1 anti-basculé, pivotante, réglable en longueur, amovible, montée à gauche | 112,00 |
| 730  | 1 anti-basculé pivotante, réglable en longueur, amovible, montée à droite  | 112,00 |

## 13 Roues transit

| CODE | DÉSIGNATION   | EUR €  |
|------|---|--------|
| 746  | 1 paire de roues transit <b>avec frein</b><br>⚠ Pas en combinaison avec les anti-basculés CODE 728, 729 et 730  | 309,11 |
| 747  | 1 paire de roues transit, <b>sans frein</b> , par ex. pour les espaces étroits ou dans les avions<br>⚠ Pas en combinaison avec les anti-basculés CODE 728, 729 et 730 | 219,44 |

## 14 Tables thérapeutiques

| CODE   | DÉSIGNATION  | LLPR    | LPPR € | EUR €  |
|--------|--|---------|--------|--------|
| 929    | Tablette thérapeutique en plastique, transparente, largeur d'assise réglable de 380 à 480 mm   | 9310452 | 63.41  | 278,52 |
| 930    | Tablette thérapeutique pour conducteur autonome, en plastique, transparente, à enfiler pour la largeur d'assise définie, avec rebord à l'avant | 9310452 | 63.41  | 258,47 |
| 60/931 | Tablette thérapeutique, semi-latérale à gauche, en plastique, transparente, forme ergonomique  |         |        | 314,39 |
| 74/931 | Tablette thérapeutique, semi-latérale à droite, en plastique, transparente, forme ergonomique  |         |        | 314,39 |

\*Avec des roues de 24" et une hauteur d'assise arrière inférieure à 470 mm, l'utilisation de la table de thérapie CODE 929/930 entraîne une restriction de la hauteur des accoudoirs, c'est-à-dire que l'accoudoir doit être réglé plus haut en conséquence, car la position la plus basse de l'accoudoir n'est alors pas possible.

Numéro de version: #1048 - 03.03.2023

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 15 Autre Option


| CODE | DÉSIGNATION   | LPPR    | LPPR € | EUR €  |
|------|---|---------|--------|--------|
| 489  | Flasque transparente                                  |         |        | 228,93 |
| 585  | Porte serum « UNIVERSEL »                             |         |        | 590,80 |
| 833  | Sangle de maintien avec verrou                        |         |        | 48,53  |
| 970  | Porte-canne   |         |        | 48,53  |
| 819  | Éclairage passif                                      |         |        | 29,54  |
| 912  | Pompe à air avec fixation                             |         |        | 21,10  |
| 936  | Planche de transfert en plastique pour le déplacement |         |        | 102,33 |
| 951  | Filet pour accessoires (filet à provisions)           |         |        | 11,60  |
| 962  | Sac-à-dos universel avec compartiment extérieur       |         |        | 68,54  |
| 560  | Coussin d'assise 30 mm, noir                          | 9310386 | 34.90  | 32,00  |

## DONNÉES UTILISATEURS

Prénom  
 Nom  
 Rue  
 CODE POSTAL  
 Ville  
 Pays  
 Anniversaire  
 Diagnostic 1  
 Diagnostic 2  
 Téléphone  
 Téléphone portable  
 E-mail  
 Numéro de commande

## DONNÉES ANATOMIQUES (EN MM)

1) Profondeur d'assise  
 2) Largeur du siège  
 3) Largeur de la poitrine  
 4) Profondeur de poitrine  
 5) Hauteur du coude  
 6) Hauteur sous les aisselles  
 7) Hauteur du dos  
 8) Hauteur de la tête  
 9) Longueur de l'avant-bras  
 10) Longueur du bas de la jambe  
 Taille du corps  
 Poids (kg)



Remarques

J'accepte les conditions générales de vente de MEYRA GmbH (version janvier 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Date

Ville

Signature