


NANO

1.155

 **Poids d'utilisateur autorisé**
130 kg

 **Adapté au transport de personnes**
Testé selon la norme ISO 7176-19 (poids max. de l'utilisateur : 130 kg)





Élément vario



Un concept de châssis esthétique



Raccordement des roues directrices



Dossier pliable de série

Design pur

RENTABILITÉ

- L'approvisionnement durable avec des possibilités d'ajustement aux modifications de fonction réduit les frais ultérieurs
- L'équipement de série complet minimise la nécessité de versions spéciales
- Une usure minimale grâce à des pièces accessoires haut de gamme

BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE

- La fluidité optimale du roulement et le poids réduit favorisent l'indépendance de l'utilisateur
- Adaptable aux modification de fonctions et aux besoins individuels de l'utilisateur via un réglage précis du dossier, de l'assise et du châssis
- Gamme d'équipement complète pour les utilisateurs sur le long terme

DOMAINE D'UTILISATION

- Pour les soins permanents et de longue durée
- Pour les soins des paraplégiques
- Très bien adapté à de nombreuses maladies, même pour les personnes très atteintes
- Utilisateurs sans fonctions des extrémités inférieures (transfert latéral, entraînement via les mains courantes)

COMMANDE

DEVIS

VERSION SPÉCIALE

Veillez envoyer le formulaire de commande rempli à: info@meyra-netti.fr

Adresse de facturation / Réf. client:

Adresse de livraison:

Numéro de TVA intracom.

Notes / Remarques:

Quantité commandée:

MEYRA



Prix modèle de base

HT 2.690,25 €

LPPR: 9178679

LPPR €: 558,99



Poids d'utilisateur autorisé

130 kg



Adapté au transport de personnes

Testé selon la norme ISO 7176-19 (poids max. de l'utilisateur : 130 kg)



Remarques

Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur www.meyra.de/AGB
Vous trouverez des informations sur la procédure de mesure sur <https://fr.meyra.com/messverfahren>

Tous nos tarifs sont en hors taxes, Valable du 01.01.2023 au 31.12.2023.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Utilisez notre K.I.S.S.S. à l'adresse www.kiss-by-meyra.de pour les commandes et les configurations

Veillez utiliser le configurateur afin d'éviter les incompatibilités

Lors d'un déplacement en transports publics (p. ex. en train), les dimensions du fauteuil roulant peuvent dépasser les valeurs recommandées par les entreprises de transport. Veuillez vous renseigner au préalable.



Caractéristiques techniques

Largeurs d'assise en mm	300/320/340/360/380/400/420/440/460/480/500
Largeur en ordre de marche en mm à partir de	Largeur d'assise + 170
Profondeur d'assise en mm	380/400/420/440/460/480/500
Hauteur d'assise avant/arrière en mm	450 à 530 / 360 à 510
Hauteur totale en mm	Hauteur d'assise AR + hauteur du dossier
Hauteur de dos en mm	variable de 250 à 450 +/- 15
Longueur avec repose-pieds en mm	720 - 920 (en fonction de la longueur du châssis, de la taille de roue et de la position de l'axe)
Poids de la personne	130 kg
Poids à vide	9,5 kg
Poids total aut.	145 kg
Poids de transport	6,5 kg
Roue motrice	600 mm(24 ") / 635 mm(25 ") / 660 mm(26 ")
Test de freinage selon les normes	7°

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande


Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

01 Largeur d'assise / Profondeur d'assise

Largeur/profondeur d'assise	Chassis court (C-351)			Chassis moyen (C-352)		Chassis long (C-353)	
	(C-368)	(C-615)	(C-784)	(C-618)	(C-619)	(C-787)	(C-792)
	PA 380 mm	PA 400 mm	PA 420 mm	PA 440 mm	PA 460 mm	PA 480 mm	PA 500 mm
LA300 mm (C-30)							
LA 320 mm (C-32)							
LA 340 mm (C-34)							
LA 360 mm (C-36)							
LA 380 mm (C-38)							
LA 400 mm (C-40)							
LA 420 mm (C-342)							
LA 440 mm (C-344)							
LA 460 mm (C-46)							
LA 480 mm (C-48)							
LA 500 mm (C-350)							
	125,55	125,55	125,55	125,55	125,55	125,55	125,55

Filet à provision sous la ceinture de sécurité inclus.

02 Forme de cadre



CODE	DÉSIGNATION	Angle	HT EUR	€
346	Châssis avant standard	80°	0,00	
347	Châssis avant compact	88°	0,00	
	 Seulement avec rétrécissement du châssis CODE 4950			

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Forme du châssis (angle de châssis et rétrécissement de châssis)

CODE	DÉSIGNATION	HT/EUR	€
4950	Avec rétrécissement du cadre (20 mm par côté)	0,00	
4959	Chassis sans retrecissement	0,00	
903	Fourche de roue directrice renforcée  <i>Recommandé en cas d'utilisation d'entraînements supplémentaires et de poids élevés des utilisateurs</i>	44,31	
2999	Tube d'essieu renforcé  <i>recommandée pour une utilisation très active ou l'utilisation d'entraînements supplémentaires</i>	62,77	

03 Hauteur d'assise avant (HAAv) avec roue directrice en plastique (sans coussin d'assise)

Code/Art.	Roue directrice	Hauteur d'assise avant en mm (HAAv)								
		450	460	470	480	490	500	510	520	530
151/908	Ø 100 caoutchouc plein noir									
151/909	Ø 100 caoutchouc plein gris									
325/908	Ø 125 caoutchouc plein noir									
325/909	Ø 125 caoutchouc plein gris									
327/908	Ø 142 caoutchouc souple noir									
327/909	Ø 142 Caoutchouc souple gris									

Hauteur d'assise avant (HAAv) avec roue directrice en carbone (sans coussin d'assise)

Code	Roue directrice	Hauteur d'assise avant en mm (HAAv)								
		450	4560	470	480	490	500	510	520	530
2495	Ø 100 x 30 mm, noir	199,40	199,40	199,40	199,40	199,40	199,40	199,40		
2496	Ø 125 x 30 mm, noir	199,40	199,40	199,40	199,40	199,40	199,40	199,40	199,40	

 Pneu: plein caoutchouc, noir

Numéro de version: #1089 - 20.06.2023

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Hauteur d'assise avant avec roue directrice en aluminium (sans coussin d'assise)

Code	Roue directrice	Hauteur d'assise avant en mm (HAAv)								
		450	460	470	480	490	500	510	520	530
2483	Ø 100 x 37 mm, Argent									
		136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	
2484	Ø 100 x 37 mm, noir									
		136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	
2485	Ø 100 x 37 mm, blanc									
		136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	
2486	Ø 100 x 37 mm, rouge									
		136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	
2487	Ø 100 x 37 mm, bleu									
		136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	
2488	Ø 100 x 37 mm, orange									
		136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	
2489	Ø 125 x 37 mm, argent									
			136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10
2490	Ø 125 x 37 mm, noir									
			136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10
2491	Ø 125 x 37 mm, blanc									
			136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10
2492	Ø 125 x 37 mm, rouge									
			136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10
2493	Ø 125 x 37 mm, bleu									
			136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10
2494	Ø 125 x 37 mm, orange									
			136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10
2480	Ø 100 x 23 Lightwheel noir									
		125,55	125,55	125,55	125,55	125,55	125,55	125,55	125,55	
2481	Ø 100 x 32 Volant argent									
		211,00	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00	
2482	Ø 125 x 32 Volant argent									
			211,00	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00

 Pneu: plein caoutchouc, noir

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

04 Jante Roue motrice e.c. avec hauteur de siège (pneu KAT 07 et pneu à main courante CAT 06)

HAAr (mm) 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510

A
B
C

CODE	HAAr	DÉSIGNATION	Ø	HT EUR	€
651	A	Roue standard, axe d'emboîtement inclu (Paire)	24"	0,00	
2651	A	Roue standard noire, axe d'emboîtement inclu(paire)	24"	0,00	
848	A	SILVERDESIGN avec rayons radiaux et moyeu à flasque haut, arbre de roue incl. (paire)	24"	119,22	
695	A	Roue active avec rayons radiaux, moyeu à flasque haut, jante double paroi (jante jumbo) en noir ⚠ Recommandé à partir d'un poids d'utilisateur de 100 kg ou en cas de conduite dynamique pas e.c. avec. Pneus à pinces Carbolife CODE 849, 850, 853	24"	208,89	
695	B	Roue active avec rayons radiaux, moyeu à flasque haut, jante double paroi (jante jumbo) en noir ⚠ Recommandé à partir d'un poids d'utilisateur de 100 kg ou en cas de conduite dynamique pas e.c. avec. Pneus à pinces Carbolife CODE 849, 850, 853	25"	208,89	
695	C	Roue active avec rayons radiaux, moyeu à flasque haut, jante double paroi (jante jumbo) en noir ⚠ Recommandé à partir d'un poids d'utilisateur de 100 kg ou en cas de conduite dynamique pas e.c. avec. Pneus à pinces Carbolife CODE 849, 850, 853	26"	208,89	
2469	A	Spinergy CLX, roue motrice en carbone, rayons et moyeu noirs	24"	1.159,45	
2470	A	Spinergy LX, roue motrice en aluminium, rayons, jante et moyeu noirs	24"	842,95	
2471	A	Spinergy LX, roue motrice en aluminium, jante et moyeu noirs, rayons blancs	24"	842,95	
2472	A	Spinergy LX, roue motrice en aluminium, jante et moyeu noirs, rayons orange	24"	842,95	

⚠ Hauteur du siège sans coussin de siège

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Roues motrices en combinaison avec la hauteur d'assise (y compris le pneu et main courante)

HAAr (mm) 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500

A

B

CODE	HAAr	DÉSIGNATION	Ø	HT EUR	€
2465	A	Six-Star, y compris pneus haute pression 8 bar et pneus à main courante en aluminium (paire)	24x1"	670,98	
752	A	Roue Light avec pneus RightRun Light et main courante alu noir ⚠ uniquement en combinaison avec le carrossage 0° CODE 423 Recommandé pour un poids d'utilisateur de 90kg max.	24"	344,99	
2473	A	Roue motrice Blacklight en aluminium, y compris pneus Schwalbe Marathon Plus et pneu à main courante en aluminium, jante, moyeu et rayons noirs	24x1"	315,45	
2466	A	Roue de cross, y compris pneus à gros crampons et pneus à main courante en acier inoxydable (paire) ⚠ Recommandation : Partie latérale CODE 98	24x1,75"	464,20	
2461	A	Roue motrice Day-Lite en aluminium, jante, moyeu et rayons noirs. Pneu main courante en aluminium noir et pneu MBL Gazelle noir ⚠ poids max. de l'utilisateur 100kg	24x1"	356,59	
2468	B	Roue motrice Day-Lite en aluminium, jante, moyeu et rayons noirs, pneu à main courante en aluminium noir et pneu MBL Speedlite noir ⚠ poids max. de l'utilisateur 100kg	25x1"	315,45	

⚠ Hauteur du siège sans coussin de siège

Position horizontale de la roue motrice (réglage du centre de gravité)

	PASSIF				MOYEN				ACTIF				
	1/15	2/25	3/35	4/45	5/55	6/65	7/75	8/85	9/95	10/105	11/125	12/135	13/145

Position

⚠ Position de l'axe en mm (bord arrière du tube de dossier jusqu'au milieu de l'axe)
Positions 11,12,13 pas en combinaison avec cadre court CODE 351

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

05 Options de roue motrice

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR	€
880	Rallonge d'empattement 0 ou 73,5 mm	390,35	
865	Performance Vario bloc ⚠ pas en combinaison avec CODE 61 24 pouces et HAA 480mm pas en combinaison avec CODE 62 25 pouces et HAA 500mm pas en combinaison avec CODE 68 26 pouces et HAA 510mm	168,80	

Carrossage

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR	€
423	Carrossage de 0° (piste ajustable)	0,00	
447	Carrossage de 3° (piste ajustable)	33,76	
454	Carrossage de 6° (piste ajustable) ⚠ Pas en combinaison avec le frein léger CODE 2595 poids de l'utilisateur max.100 kg	33,76	

06 Mains courantes


CODE	DÉSIGNATION	Ø	HT EUR	€
493	Inox, brillant poli	24"/25"/26"	0,00	
494	Aluminium ⚠ Pas en combinaison avec la roue active CODE 695	24"	0,00	
445	Titane avec 6 supports ⚠ Seulement en combinaison avec roue active CODE 695 ou roue spinergy CODE 2469,2470,2471,2472	24"/25"/26"	344,99	
168	Mains courantes Optigripp pour tétraplégiques	24"	394,57	
849	Curve L, aluminium noir anodisé, profil de main courante ergonomique, H 31 mm	24"	358,70	
850	Curve L Tetra Grip, revêtement antiglisse, aluminium, adapté our tétraplégiques, profilé de main courante ergonomique, H 31 mm	24"	452,60	
853	Gekko, aluminium noir anodisé avec rebord en caoutchouc amovible, profil ergonomique, H 31 mm	24"	600,30	

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.


Accessoires pour main courante

CODE	DÉSIGNATION		HT EUR	€
166	Recouvrement Mains courantes silicone lisse, noir  Non compatible avec des griffes en aluminium CODE 494	24"	132,93	
692	Distance mains courantes étroit	24"	0,00	
693	Distance mains courante large	24"	0,00	

07 Pneumatiques

CODE	DÉSIGNATION	Ø		HT EUR	€
496	Pneus à air 8 bar, gris	24x1"	25x1"	26x1"	0,00
897	Pneus Schwalbe Marathon Plus Evolution, résistant aux crevaisons	24x1"	25x1"	26x1"	83,35
363	Pneus Schwalbe ONE, sans profil, résistant aux crevaisons	24x1"			109,72
395	Pneus Maxxis VN Master Alpha protect noirs, increvables, 10 bar	24x1"			0,00
474	Bandage PU, noir anti-crevaison	24x1"			0,00

08 Freins

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR	€
305	Freins à pression utilisateur	0,00	
2595	Frein à pression "léger" en aluminium, pivotant	139,26	
652	Rallonge de levier de frein vers l'arrière	0,00	
681	Rallonge de frein rabattable  uniquement e.c. avec CODE 305 ou CODE 652 Frein à pression	0,00	

09 Hauteur du dossier (HD)

DÉSIGNATION	Hauteur de sangle dorsale en mm				
	(C-620)	(C-626)	(C-631)	(C-632)	(C-633)
	250	300	350	400	450




Toile de dossier, ajustable par bandes velcro réglable +/- 15 mm

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes



Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.


Options de dossier

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR	€
2002	Housse de dossier 20 mm plus large  seulement en combinaison avec CODE 237 textile noir ou 292 maille, respirant, noir	0,00	
2003	Housse de dossier 40 mm plus large  seulement en combinaison avec CODE 237 textile noir ou 292 maille, respirant, noir	0,00	
593	Sans revêtement du dossier  recommandé lors de l'utilisation des systèmes dorsaux RIDE	0,00	

10 Dossiers

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR	€
410	Dossier avec poignée de poussée courte, 50 mm réglable en hauteur	0,00	
411	Dossier sans poignée de poussée	0,00	
502	Dossier avec poignée de poussée montée sur le tube du dos, réglable en hauteur en continu qu'à 150 mm  pas e.c. avec Etriers pour parties latérales CODE 24	264,81	
141	Poignée de poussée, pivotante	195,18	
2310	Tubes de dossier ajustés 15 mm par côté	291,18	
2311	Tubes de dossier ajustés 25 mm par côté	291,18	
2312	Tubes de dossier rétractés 15 mm par côté	291,18	
2313	Tubes de dossier rétractés 25 mm par côté	291,18	
2314	Hauteur du dossier + 45 mm (pas de 15 mm) réglable  seulement en combinaison avec. Poignée de poussée CODE 410, 411, 141	62,25	

Options de dossier

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR	€
2032	Pelotes thoraciques ErgoSeat , petites, la paire  Recommandé pour la hauteur de dossier 300 - 400 mm	277,47	

Couleurs de sangle dorsale

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR	€
235	Textile noir	0,00	
292	Tissu, respirant, noir	143,48	

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande



Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

12 Coussins




CODE	DÉSIGNATION		HT EUR	€
560	Coussin 30 mm	LPPR: 9310386 LPPR € : 34.90	135,04	
561	Coussin 60 mm		135,04	
562	Bande velcro sur la toile d'assise		0,00	

14 Garde boue et accoudoirs

1 = vissé solidement 2 = pivotant 3 = amovible 4 = verrouillable 5 = accoudoir réglable en hauteur 6 = avec recouvrement de roue

CODE	DÉSIGNATION	FONCTIONS	HT EUR	€
748	Garde boue en aluminium dans la couleur du cadre avec insert en carbone incluant l'accoudoir réglable en hauteur (vissé)	1,5,6	277,47	
100	Garde boue en aluminium de couleur cadre avec insert de protection contre le froid  35mm	1,6	217,33	
783	Garde boue en Carbone (paire)  35mm	1,6	445,21	

Options pour accoudoirs

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR	€
11	Accoudoir demontable  seulement en combinaison avec CODE 100 ou 783	0,00	
24	Accoudoirs tubes escamotables  seulement e.c. avec CODE 100, 783 ou sans partie latérale pas e.c. avec poignée de poussée CODE 502	222,61	
2903	Support d'accoudoir renforcé en aluminium, noir  pas en combinaison avec. Partie latérale amovible CODE 11	135,04	

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.




15 Repose-jambes et repose-pieds

LSJ (mm) 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480

A

B

C

CODE	LSJ (mm)	DÉSIGNATION	HT EUR	€
76	<input checked="" type="radio"/> C	Palette monobloc , réglable en hauteur et rabattable vers l'arrière  Uniquement avec diamètre de roues avant 100 mm et 125 mm avec CODE 4959 à partir de 340 mm, avec CODE 4950 à partir de 380mm. Incompatible avec CODE 347	0,00	
311	<input type="radio"/> A	Support de pied en aluminium réglable en hauteur noir mat	0,00	
312	<input type="radio"/> B	Repose pied monobloc réglable en hauteur-/profondeur et en angle	0,00	
4312	<input type="radio"/> A	Repose pieds LED en continu et aluminium rigide dans la couleur du cadre réglable en hauteur-/ profondeur et en angle y compris module Bluetooth  En combinaison avec CODE 4959 à partir de La largeur d'assise 360 mm en combinaison avec CODE 4950 à partir de la largeur d'assise 400 mm	442,05	
4313	<input type="radio"/> A	Repose pieds continu LED en aluminium solide dans la couleur du châssis réglable en hauteur-/profondeur et en angle  En combinaison avec CODE 4959 à partir de La largeur d'assise 360 mm en combinaison avec CODE 4950 à partir de la largeur d'assise 400 mm	386,13	
359		Sangle pour mollet	0,00	

Couleur au choix

Code de couleur 130 183 186 206 216 224 227 4023 4040 4041 4042 4043 4044 4045 4046 4047 4048 4913 4922

F

CODE	Code de couleur	DÉSIGNATION	HT EUR	€
2205	<input type="radio"/> F	Accoudoirs et plaque repose pieds dans la couleur de choix  Seulement en combinaison avec CODE 100 partie latérale solidement vissée	226,83	

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

16 Couleurs de cadre

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR	€
130	Gris titan	0,00	
183	Argent métallique	0,00	
186	Magic blue	0,00	
216	Noir foncé	0,00	
206	Noir mat	0,00	
224	Bleu métallique	0,00	
227	Rouge métallique	0,00	
4023	Blanc signal	0,00	
4040	Downtown Grey	0,00	
4041	Magic blue mat	0,00	
4042	Bleu métallique mat	0,00	
4043	Marron métallique mat	0,00	
4044	Rouge métallique mat	0,00	
4045	Blanc signal mat	0,00	
4046	Vert métallique mat	0,00	
4047	Violet métallique mat	0,00	
4048	Cuivre métallique	0,00	
4913	Crossorange	0,00	
4922	Vert métallique	0,00	

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande


Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

17 Design du chassis

CODE	DÉSIGNATION	COULEUR	HT/TTC EUR	€
2300	Reflective Sticker	blanc	20,00 / 21,10	
2301	Reflective Sticker	noir	20,00 / 21,10	
2302	Reflective Sticker	Tricolore	20,00 / 21,10	
2303	Reflective Sticker	Arc-en-ciel	20,00 / 21,10	

Design des autocollants




CODE	DÉSIGNATION	HT EUR	€
2304	MEYRA Design	0,00	
2305	STRIPE Design	0,00	
2306	Montage chez MEYRA	111,83	

 Uniquement en combinaison avec les couleurs blanc, noir et tricolore et le design MEYRA

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**18 Options****Flasques et protection**

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR	€
489	Flasques de protection transparentes  incompatible avec roue Spinergy CODE 2469, 2470, 2471, 2472	179,35	

Anti-Bascule



CODE	DÉSIGNATION	HT EUR	€
728	Anti-basculs escamotables, 1 paire, (recommandé)  Pas combinable avec la béquille anti-basculs CODE 309	307,01	
729	Anti-basculs escamotable monté à gauche  Pas en combinaison avec la béquille anti-basculs CODE 309/4930	154,03	
730	Anti-basculs escamotable monté à droite  Pas en combinaison avec la béquille anti-basculs CODE 309/4931	154,03	

Tube basculeur

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR	€
309	Tube basculeur (1 paire)  incompatible avec Anti-basculs CODE 728, CODE729 ou CODE 730	117,11	
4930	1 Tube basculeur, montée à gauche  incompatible avec Anti-basculs CODE 728 ou CODE 729	59,08	
4931	1 Tube basculeur, montée à droite  incompatible avec Anti-basculs CODE 728 ou CODE 730	59,08	

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Autre Option

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR	€
833	Ceinture de sécurité	70,69	
970	Porte-canne  Seulement combinable avec la béquille anti-bascule CODE 309/4390/4391	39,04	
819	Éclairage passif  pas en combinaison avec. CODE 752, 2473, 2461 et 2468	16,88	
951	Filet à provision	13,72	

DONNÉES UTILISATEURS

Prénom

Nom

Rue

CODE POSTAL

Ville

Pays

Anniversaire

Diagnostic 1

Diagnostic 2

Téléphone

Téléphone portable

E-mail

Numéro de commande

DONNÉES ANATOMIQUES (EN MM)

1) Profondeur d'assise

2) Largeur du siège

3) Largeur de la poitrine

4) Profondeur de poitrine

5) Hauteur du coude

6) Hauteur sous les aisselles

7) Hauteur du dos


8) Hauteur de la tête

9) Longueur de l'avant-bras

10) Longueur du bas de la jambe

Taille du corps

Poids (kg)



Remarques

Large empty text area for remarks.

J'accepte les conditions générales de vente de MEYRA GmbH (version janvier 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Date

Input field for Date

Ville

Input field for Ville

Signature

Input field for Signature



18 Code 4930



14 Code 100



10 Code 141



08 Code 305



02 Code 346



04 Code 651



08 Code 652




08 Code 681



18 Code 729



06 Code 849



08 Code 2595



15 Code 4312