

SMART F

2.360

 **Poids d'utilisateur autorisé**
150 kg

 **Adapté au transport de personnes**





Transition douce entre l'avant du châssis et l'assise



Frein léger innovant en aluminium, pivotant



Réglage individuel du châssis



Système de pliage optimisé avec des dimensions réduites

Nouvelle ligne active

RENTABILITÉ

- L'approvisionnement durable avec des possibilités d'ajustement aux modifications de fonction réduit les frais ultérieurs
- L'équipement de série complet minimise la nécessité de versions spéciales
- Usure et nécessité des réparations réduites grâce à la construction intégrale du cadre et à la qualité des composants

BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE

- La fluidité optimale du roulement et le poids réduit favorisent l'indépendance de l'utilisateur
- Adaptable aux modification de fonctions et aux besoins individuels de l'utilisateur via un réglage précis du dossier, de l'assise et du châssis
- Gamme d'équipement complète pour les utilisateurs sur le long terme
- Position assise, conduite et transport compacts grâce au cadre optimisé
- Toile d'assise et dossier adaptables, réglage individuel de la hauteur du dossier
- Caractéristiques de conduite optimisées : plus léger, plus sportif, basculement et maniabilité plus simples

DOMAINE D'UTILISATION

- Pour les soins permanents et de longue durée
- Pour les soins des paraplégiques
- Très bien adapté à de nombreuses maladies, même pour les personnes très atteintes
- Utilisateurs sans fonctions des extrémités inférieures (transfert latéral, entraînement via les mains courantes)
- Pour les utilisateurs de fauteuil très actifs, les handbikers et les grands voyageurs

COMMANDE

DEVIS

VERSION SPÉCIALE

Veillez envoyer le formulaire de commande rempli à: info@meyra-netti.fr

Adresse de facturation / Réf. client:

Adresse de livraison:

Numéro de TVA intrac.

Notes / Remarques:

Quantité commandée:

MEYRA



Prix modèle de base HT 2.223,94 €

LPPR: 9178656 VHP, propulsion manuelle, pliant, à dossier non inclinable

LPPR €: 558,99

LPPR: 9178604 VHP, propulsion manuelle, pliant à dossier réglable en angle

LPPR €: 603,65



Poids d'utilisateur autorisé

150 kg



Adapté au transport de personnes



Remarques

Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur www.meyra.de/AGB
Vous trouverez des informations sur la procédure de mesure sur <https://fr.meyra.com/messverfahren>

Tous nos tarifs sont en hors taxes, Valable du 01.01.2023 au 31.12.2023.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Utilisez notre K.I.S.S.S. à l'adresse www.kiss-by-meyra.de pour les commandes et les configurations

Veillez utiliser le configurateur afin d'éviter les incompatibilités



Caractéristiques techniques

¹⁾ Lors de l'utilisation d'entraînements supplémentaires, il ne faut dépasser le poids total autorisé

Largeurs d'assise en mm	320/340/360/380/400/420/440/460/480/500/520
Largeur en ordre de marche en mm à partir de	Largeur d'assise +180
Largeur pliée en mm à partir de	280 avec carrossage 0° / 330 avec carrossage 3°
Profondeur d'assise en mm	380/400/420/440/460/480/500
Hauteur d'assise avant/arrière en mm	440 à 530 / 400 à 530
Hauteur totale en mm	Hauteur d'assise AR + hauteur du dossier
Hauteur de dos en mm	variable de 250 à 500 +25 mm
Hauteur d'accoudoir en mm	env. 170 - 245
Longueur avec repose-pieds en mm	880 - 1030 (dépendant en fonction de la longueur du châssis, de la taille de roue et de la position de l'axe)
Poids de la personne	150 kg
Poids à vide	9,5 kg
Poids total aut.	165 kg ¹⁾
Poids de transport	7,4 kg
Roue motrice	600 mm (24") / 635 mm (25") / 660 mm (26")
Test de freinage selon les normes	7°

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande


Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

01 Forme du châssis / largeur d'assise / Profondeur d'assise

	Chassis court (C-351)			Chassis moyen (C-352)		Chassis long (C-353)	
	(C-368)	(C-615)	(C-784)	(C-618)	(C-619)	(C-787)	(C-792)
Largeur/profondeur d'assise	PA 380 mm	PA 400 mm	PA 420 mm	PA 440 mm	PA 460 mm	PA 480 mm	PA 500 mm
LA 320 mm (C-32)							
LA 340 mm (C-34)							
LA 360 mm (C-36)							
LA 380 mm (C-38)							
LA 400 mm (C-40)							
LA 420 mm (C-342)							
LA 440 mm (C-344)							
LA 460 mm (C-46)							
LA 480 mm (C-48)							
LA 500 mm (C-350)							
LA 520 mm (C-952)							

Filet à provision sous la ceinture de sécurité incluse.

02 Forme du châssis (angle de châssis et rétrécissement de châssis)

CODE	DÉSIGNATION	Angle	HT EUR	€
346	Châssis avant standard	79°	0,00	
347	Châssis avant compact  La différence de la hauteur d'assise avant et hauteur d'assise arrière doit être de 20 mm minimum	86°	0,00	
4950	Avec rétrécissement du châssis		0,00	
4959	Chassis sans retrecissement		0,00	

Variobloc

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR	€
992	Variobloc pour motorisation  sélection accoudoir CODE 81 et 84 en combinaison avec les motorisations Alber. La largeur totale du fauteuil roulant augmente de 20 mm)	110,78	

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

03 Hauteur d'assise avant (HAAv) en combinaison avec la roue directrice (sans coussin)

La différence de la hauteur maximale autorisée entre la hauteur d'assise avant et arrière est de 100 mm!

Hauteur d'assise avant en mm (HAAv)

Code	Roue directrice	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
151/908	Ø 100 caoutchouc plein noir										
151/909	Ø 100 caoutchouc plein gris										
325/908	Ø 125 caoutchouc plein noir										
325/909	Ø 125 caoutchouc plein gris										
327/908	Ø 142 caoutchouc souple noir										
327/909	Ø 142 Caoutchouc souple gris										

Hauteur d'assise avant (HAAv) avec la roue directrice (sans coussin)

Hauteur d'assise avant en mm (HAAv)

Code	Roue directrice	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
2480	Ø 100 x 23 Lightwheel noir										
		125,55	125,55	125,55	125,55	125,55	125,55	125,55	125,55	125,55	
2481	Ø 100 x 32 aluminium argent										
		211,00	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00	
2482	Ø 125 x 32 aluminium argenté										
			211,00	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00

 Pneu: CODE 2480 caoutchouc plein, transparent/couleur - CODE 2481/2482 caoutchouc plein noir

Hauteur d'assise avant (HAAv) avec roue directrice en carbone (sans coussin d'assise)

Hauteur d'assise avant en mm (HAAv)

Code	Roue directrice	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
2495	Ø 100 x 30 mm, noir										
		199,40	199,40	199,40	199,40	199,40	199,40	199,40	199,40	199,40	
2496	Ø 125 x 30 mm, noir										
			199,40	199,40	199,40	199,40	199,40	199,40	199,40	199,40	199,40

 Pneu: plein caoutchouc, noir

Numéro de version: #1089 - 20.06.2023

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande


Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Hauteur du siège avant avec roue directrice aluminium (sans coussin de siège)

Code	Roue directrice	Hauteur d'assise avant en mm (HAAv)									
		440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
2483	Ø 100 x 37 mm, Argent	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10
2484	Ø 100 x 37 mm, noir	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10
2485	Ø 100 x 37 mm, blanc	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10
2486	Ø 100 x 37 mm, rouge	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10
2487	Ø 100 x 37 mm, bleu	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10
2488	Ø 100 x 37 mm, orange	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10
2489	Ø 125 x 37 mm, argent		136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10
2490	Ø 125 x 37 mm, noir		136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10
2491	Ø 125 x 37 mm, blanc		136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10
2492	Ø 125 x 37 mm, rouge		136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10
2493	Ø 125 x 37 mm, bleu		136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10
2494	Ø 125 x 37 mm, orange		136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10	136,10

 Pneu: plein caoutchouc, noir

Options de roue directrice

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR	€
903	Fourche de roue directrice renforcée	44,31	
	 Recommandé en cas d'utilisation de moteurs d'entraînement supplémentaires et d'utilisateur avec poids plus élevé		

Numéro de version: #1089 - 20.06.2023

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

04 Roues motrices en combinaison avec la hauteur d'assise

HAAr (mm) 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500

A

CODE	HAAr	DÉSIGNATION	Ø	HT EUR	€
651	A	Roue standard, axe d'emboîtement inclu (Paire)	24"	0,00	
2651	A	Roue standard noire, axe d'emboîtement inclu(paire)	24"	0,00	
706	A	Roue à frein tambour avec rayons radiaux	24"	349,21	
		⚠ Uniquement en combinaison avec poignées de poussée CODE 502 Uniquement en combinaison avec CODE 423 Carrossage des roues 0			
848	A	SILVERDESIGN avec rayons radiaux et moyeu à flasque haut, arbre de roue incl. (paire)	24"	119,22	
695	A	Roue active avec rayons radiaux, moyeu à flasque haut, jante double paroi (jante jumbo) en noir ⚠ Recommandé à partir d'un poids d'utilisateur de 100 kg ou en cas de conduite dynamique pas e.c. avec. Pneus à pinces Carbolife CODE 849, 850, 853	24"	118,16	
2469	A	Spinergy CLX, roue motrice en carbone, rayons et moyeu noirs	24"	1.159,45	
2470	A	Spinergy LX, roue motrice en aluminium, rayons, jante et moyeu noirs	24"	842,95	
2471	A	Spinergy LX, roue motrice en aluminium, jante et moyeu noirs, rayons blancs	24"	842,95	
2472	A	Spinergy LX, roue motrice en aluminium, jante et moyeu noirs, rayons orange	24"	842,95	

Numéro de version: #1089 - 20.06.2023

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Roues motrices en combinaison avec la hauteur d'assise

HAAr (mm) 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520

A
B

CODE	HAAr	DÉSIGNATION	Ø	HT EUR	€
2465	A	Six-Star, y compris pneus haute pression 8 bar et main courante en aluminium (paire)	24x1"	670,98	
752	A	Roue Light avec pneus RightRun Light et main courante alu noir	24x1"	344,99	
2473	A	Roue motrice Blacklight en aluminium, y compris pneus Schwalbe Marathon Plus et main courante en aluminium, jante, moyeu et rayons noirs	24x1"	315,45	
2466	A	Roue de Cross, y compris pneus à gros crampons et main courante en acier inoxydable (paire)	24x1,75"	464,20	
2461	A	Roue motrice Day-Lite en aluminium, jante, moyeu et rayons noirs. main courante en aluminium noir et pneu MBL Gazelle noir ⚠ poids max. de l'utilisateur 100kg	24x1"	356,59	
2468	B	Roue motrice Day-Lite en aluminium, jante, moyeu et rayons noirs, main courante en aluminium noir et pneu MBL Speedlite noir ⚠ poids max. de l'utilisateur 100kg	25x1"	315,45	

05 Position horizontale de la roue motrice (réglage du centre de gravité)

	ACTIF		MOYEN (Pos.-mm)		PASSIF (Pos.-mm)		
	1-100	2-90	3-80	4-70	5-60	6-50	7-40
Position							

⚠ Technique de mesure: Du centre du tube de dossier jusqu'au centre de l'axe en mm

Options de roue motrice

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR	€
697	Déverrouillage pour les tétraplégiques, facilite le retrait de la roue motrice ⚠ uniquement avec les roues motrices CODE 848 et 695 incompatible avec les roues X-Trends Recommandé avec carrossage de 3° CODE 447	0,00	

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes




Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Carrossage


CODE	DÉSIGNATION	HT EUR	€
423	Carrossage 0°	0,00	
447	Carrossage de 3° (piste ajustable)	34,82	

06 Mains courantes et options de main courante

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR	€
445	Titane avec 6 supports  Uniquement en combinaison avec roue active CODE 695 et roue Spinergy CODE 2469, 2470, 2471, 2472	221,55	
493	Inox, brillant poli	0,00	
494	Aluminium  Pas combinable avec la roue active CODE 695	0,00	
168	Cerceaux tetra optigrip	329,16	
849	Curve L, aluminium noir anodisé, profil de main courante ergonomique, H 31 mm	358,70	
850	Curve L Tetra Grip, revêtement antiglisse, aluminium, adapté pour tétraplégiques, profilé de main courante ergonomique, H 31 mm	424,11	
853	Gekko, aluminium noir anodisé avec rebord en caoutchouc amovible, profil ergonomique, H 31 mm	600,30	
871	Double mains courantes pour largeurs d'assise jusqu'à 480 mm  Combinable uniquement avec les pneus CODE 902 pas combinable avec les freins à tambour CODE 706 ne convient pas en cas de conduite très active	902,03	

LPPR: 9310392 LPPR €: 271.23

Options de mains courantes

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR	€
166	Recouvrement en silicone lisse, noir  Non combiné avec des griffes en aluminium CODE 494	110,78	
692	Distance mains courantes étroit	0,00	
693	Distance mains courante large	0,00	

Numéro de version: #1089 - 20.06.2023

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

07 Pneumatiques

CODE	DÉSIGNATION	Ø	HT EUR	€
496	Pneus haute pression 8 bar	24x1"	0,00	
486	Pneus à air avec profil rainuré	24x1 3/8"	0,00	
902	Pneus en PU, increvables ⚠ Pas combinable avec la roue active CODE 695	24x1"	0,00	
897	Pneus Marathon Plus Evolution, protection contre les crevaisons	24x1"	63,30	
363	Pneus Schwalbe ONE, sans profil, résistant aux crevaisons	24x1"	60,14	
395	Pneus Maxxis VN Master Alpha protect noirs, increvables, 10 bar	24x1"	0,00	
474	Bandage PU, noir anti-crevaison	24x1"	0,00	

⚠ les pneus sont composés d'un mélange caoutchouc et peuvent laisser des traces durables ou difficiles à enlever sur certains supports (p. ex. sols en matière synthétique, en bois ou parquets, tapis, moquettes).
Nous ne pouvons assumer aucune responsabilité pour des dommages dus à l'abrasion.

08 Freins

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR	€
305	Freins à pression	0,00	
2595	Frein à pression "léger" en aluminium, pivotant ⚠ non compatible avec garde boue avec CODE 748 / CODE 81 / 84 Pas en combinaison avec Varioblock pour entraînements supplémentaires CODE 992	55,92	
73	Frein latéral, inclus dans le protège vêtement ⚠ incompatible avec garde boue CODE 100	334,44	
986	Rallonge du levier de frein	43,26	

09 Hauteur du dossier (HD)

DÉSIGNATION	Hauteur de sangle dorsale en mm					
	(C-620)	(C-626)	(C-631)	(C-632)	(C-633)	(C-637)
Toile de dossier, adaptable via des sangles velcro réglables ultérieurement +25 mm	250	300	350	400	450	500




⚠ Hauteur de la sangle du dossier 500 mm
combinable uniquement avec la poignée de poussée courte CODE 410

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.





Options de la housse de dossier

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR	€
2002	Housse de dossier 20 mm plus large  seulement en combinaison avec CODE 287 textile noir ou 292 maille, respirant, noir	0,00	
2003	Housse de dossier 40 mm plus large  seulement en combinaison avec CODE 287 textile noir ou 292 maille, respirant, noir	0,00	
593	Sans revêtement du dossier  recommandé lors de l'utilisation des systèmes dorsaux RIDE	0,00	

Option de la toile

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR	€
235	Noir Trevira	0,00	
292	Tissu, respirant, noir	131,88	
296	Tissu, respirant, rouge	104,45	

10 Dossiers






CODE	DÉSIGNATION	HT EUR	€
410	Dossier avec poignée de poussée courte	0,00	
412	Dossier avec poignée de poussée longue	55,92	
411	Dossier sans poignée de manœuvre	0,00	
141	Poignée de poussée, pivotante  seulement en combinaison avec dos sans pli lombaire CODE 621	159,31	
502	Dossier avec poignée de poussée,, montée sur le tube du dos, réglable en hauteur en continu jusqu'à 150 mm  Pas combinable avec la poignée de poussée CODE 140/141	199,40	
140	Poignée de poussée intégrée dans le tube du dossier, hauteur réglable en continu jusqu'à 100 mm  Pas combinable avec la courbure lombaire CODE 622	299,62	
238	Barres coulissantes pliantes  Pas en combinaison avec poignées de poussée CODE 502	132,93	

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Options de dossier

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR	€
621	Dossier sans courbure lombaire	0,00	
622	Dossier avec courbure lombaire  à partir de la hauteur de dossier 300 mm	69,63	
29	Dossier inclinable à partir de la surface d'assise, +/- 15° par paliers de 5°  à partir de 300 mm de hauteur seulement avec poignée de poussée CODE 410 / 412 incompatible avec courbure lombaire Code 622 incompatible avec RH 250 mm incompatible avec garde boue CODE 24	106,56	
2032	Pelotes thoraciques ErgoSeat , petites, la paire  Recommandé pour la hauteur de dossier 300 - 400 mm	276,41	
814	Barre de manœuvre transversale, stabilise le dos en cas de charge plus élevée  incompatible avec la poignée de poussée CODE 141 recommandé à partir de la largeur d'assise 460	169,86	
913	Appuie-tête, 300 mm, réglable en hauteur en continu  Seulement combinable avec la barre de poussée CODE 814	288,02	LPPR: 9310446 LPPR €: 63.41

12 Coussins

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR	€
560	Coussin 30 mm	LPPR: 9310386 LPPR € : 34.90	94,95
562	Bande velcro sur la toile d'assise		24,27









Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande


Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

14 Garde boue et accoudoirs

1 = vissé solidement 2 = pivotant 3 = amovible 4 = verrouillable 5 = accoudoir réglable en hauteur 6 = avec recouvrement de roue

CODE	DÉSIGNATION	FONCTIONS	HT EUR	€
100	Garde boue en aluminium dans la couleur du cadre avec insert carbone  A partir de la hauteur d'assise arrière 440mm	1,6	0,00	
100/624	Garde boue en aluminium dans la couleur du cadre avec insert carbone  Jusqu'à hauteur d'assise arrière 430 mm	1,6	0,00	
98	Garde boue en aluminium dans la couleur du cadre avec insert en carbone et de 50 mm de garde boue  A partir de la hauteur d'assise arrière 440mm	1,6	110,78	
98/624	Garde boue en aluminium dans la couleur du cadre avec insert en carbone et de 50 mm de garde boue  Jusqu'à hauteur d'assise arrière 430 mm	1,6	110,78	
81	Garde boue accoudoir court, réglable en hauteur d'une seule main  à partir de HAA 450 mm	2,3,4,5	104,45	
84	Élément latéral, accoudoir long, réglable en hauteur d'une seule main  A partir de la hauteur d'assise arrière 440mm	2,3,4,5	125,55	
748	Garde boue en aluminium dans la couleur du cadre avec insert carbone, avec accoudoir réglable en hauteur  pas en combinaison avec Frein à pression Light CODE 595 d' HAAR 440 mm	1,5,6	461,04	
783	Garde boue en Carbone (paire)	1,6	422,00	
302	Garde boue Light en aluminium dans la couleur du cadre  A partir de la hauteur d'assise arrière 430 mm	1	104,45	

14 Options d'accoudoir

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR	€
24	Accoudoirs tubes escamotables  seulement avec CODE 100, 783 ou sans garde boue incompatible avec dossier inclinable code 29	222,61	

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

15 Repose-jambes et reposer-pieds

LSJ (mm) 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480

A
 B

CODE	LSJ (mm)	DÉSIGNATION	PROFONDEUR	HT EUR	€
97/311	<input checked="" type="radio"/> B	Palette monobloc "léger" en aluminium couleur du châssis, autopliable, réglable en hauteur et en angle ⚠ Sans encadrement de châssis CODE 4959 à partir de la largeur 340-500 mm avec encadrement de châssis CODE 4950 à partir de la largeur 360-520 mm	100 mm	181,46	
312	<input checked="" type="radio"/> B	Repose-pieds monobloc en profilé aluminium robuste dans la couleur du châssis, relevable, avec hauteur et angle réglables	100 mm	62,25	
315	<input checked="" type="radio"/> B	Palette monobloc en aluminium dans la couleur du châssis, relevable, avec hauteur et angle réglables	150 mm	133,99	
808	<input checked="" type="radio"/> B	Palette en aluminium dans la couleur du cadre, rabattable vers le haut, réglable en profondeur et à angle réglable. ⚠ Sans rétrécissement du cadre CODE 4959	150 mm	0,00	
54/123	<input checked="" type="radio"/> A	Palette monobloc en aluminium dans la couleur du châssis, relevable, avec hauteur et angle réglables ⚠ Sans rétrécissement du cadre CODE 4959	150 mm	0,00	
4312	<input checked="" type="radio"/> B	Palette LED, avec feu avant et arrière, en profilé aluminium robuste dans la couleur du châssis, avec hauteur, profondeur et angle réglables en continu, y compris module Bluetooth ⚠ sans CODE 4959 à partir de LA 360 mm avec CODE 4950 à partir de LA 400 mm	100mm	442,05	
4313	<input checked="" type="radio"/> B	Palette LED en aluminium robuste de la même couleur que le cadre, réglable en hauteur/profondeur et en angle, feu arrière inclus ⚠ sans CODE 4959 à partir de LA 360 mm avec CODE 4950 à partir de LA 400 mm	100mm	386,13	

Options de reposer-pieds

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR	€
359	Sangle pour mollet	0,00	
663	Repose-pieds pivotant vers l'extérieur ⚠ Combinable uniquement avec le CODE 312	133,99	

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**16 Couleurs de cadre**

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR	€
130	Gris titan	0,00	
227	Rouge métallique	0,00	
183	Argent métallique	0,00	
188	Blackstar	0,00	
216	Noir foncé	0,00	
4023	Blanc signal	0,00	
186	Magic Blue	0,00	
224	Bleu métallique	0,00	
206	Noir mat	0,00	
4040	Downtowngrey	110,78	
4041	Magicblue mat	110,78	
4042	Bleu métallique mat	110,78	
4043	Marron métallique mat	110,78	
4044	Rouge métallique mat	110,78	
4045	Blanc signal mat	110,78	
4046	Vert métallique mat	110,78	
4047	Violet métallique mat	110,78	

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes




Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.






17 Protection des mains et des rayons

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR	€
489	Flasques de protection transparentes	167,75	

Anti-bascule

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR	€
691	Anti-basculés escamotables, 1 paire, (recommandé)  incompatible avec le Tube basculeur, CODE 309	133,99	
712	Anti-basculé escamotable monté à gauche  incompatible avec le Tube basculeur, CODE 309/4930, incompatible avec les roues transit CODE 746	67,52	
713	Anti-basculé escamotable monté à droite  incompatible avec le Tube basculeur, CODE 309/4930, incompatible avec les roues transit CODE 746	67,52	

Autres Options



CODE	DÉSIGNATION	HT EUR	€
746	Roue transit (paire), par ex. pour les espaces étroits ou dans les avions  incompatible avec anti-basculé CODE 309 ou tube basculeur CODE 691, à partir de HAAr 420 mm	263,75	
833	Ceinture de sécurité	55,92	
970	Porte-canne  seulement en combinaison avec le tube basculeur CODE 309/4930/4931 ou CODE 691/712/713	31,65	
819	Éclairage passif  pas en combinaison avec. CODE 752, 2473, 2461 et 2468	17,94	
951	Filet à provision	13,72	
309	Tube basculeur (1 paire)	59,08	
4930	Tube basculeur, montée à gauche  pas en combinaison avec Anti-basculés CODE 691/712 et paire de roues de transport CODE 746	29,54	
4931	Tube basculeur, montée à droite  pas en combinaison avec Anti-basculés CODE 691/713 et paire de roues de transport CODE 746	29,54	
679	Fixation de pliage	22,16	

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Tables thérapeutiques

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR	€
929	Tablette thérapeutique en plastique, transparent  Combinable uniquement avec l'élément latéral CODE 84 combinable uniquement avec la largeur d'assise 380-480	178,30	LPPR: 9310452 LPPR €: 76.84
930	Tablette thérapeutique pour utilisateur autonome, en plastique transparent, à enfiler pour la largeur d'assise définie  Seulement combinable avec la partie latérale CODE 84	209,95	LPPR: 9310452 LPPR €: 76.84

 l'utilisation de la tablette thérapeutique CODE 929/CODE 930 avec des roues de 24" et une hauteur d'assise arrière inférieure à 470 mm entraîne une restriction au niveau de la hauteur des accoudoirs

Options Xtrends


ARTICLE	DÉSIGNATION	HMV	HT EUR	€
261519300	Sac-à-dos X-TREME		46,42	
261519600	Sac de roue « BLACK WHEEL CASE », compatible avec des roues de max. 2 x 24" ou resp. roue 1 x 25" ou 26"	18.99.99.0999	96,01	
1074231	Sac de roue « MEYRA ACTIVE », compatible avec des roues de max. 3 x 28"		138,21	
206964600	Réflecteurs de rayons 3M	18.99.99.0999	27,43	
1080617	Système de contrôle de pression de pneus pour les véhicules à 4 roues		116,05	
1080618	Système de contrôle de pression de pneu pour les véhicules à 2 roues		89,68	

DONNÉES UTILISATEURS

Prénom
 Nom
 Rue
 CODE POSTAL
 Ville
 Pays
 Anniversaire
 Diagnostic 1
 Diagnostic 2
 Téléphone
 Téléphone portable
 E-mail
 Numéro de commande

DONNÉES ANATOMIQUES (EN MM)

1) Profondeur d'assise
 2) Largeur du siège
 3) Largeur de la poitrine
 4) Profondeur de poitrine
 5) Hauteur du coude
 6) Hauteur sous les aisselles
 7) Hauteur du dos
 8) Hauteur de la tête
 9) Longueur de l'avant-bras
 10) Longueur du bas de la jambe
 Taille du corps
 Poids (kg)



Remarques

J'accepte les conditions générales de vente de MEYRA GmbH (version janvier 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Date

Ville

Signature