

Life R



**NOUVEAU TARIF
3 FOIS LE LPPR !**

JAY
WHEELDRIVE
ATTITUDE
Empulse



OF-QuickieLife R_072024

Bon de commande destiné aux Professionnels

PRODUIT

Fauteuil manuel à cadre rigide
Dispositif médical de classe 1
Largeurs d'assise 34 à 48 cm - Profondeurs d'assise 36 à 50 cm
Dossier fixe ou réglable en angle - rabattable ou non sur l'assise
Poids max. Utilisateur : 125 kg
Poids fauteuil complet : à partir de 11 kg

CACHET REVENDEUR

Date de la commande :

- Standard
- Sans supplément de prix
- Avec supplément de prix

Nous nous réservons une tolérance de +/- 1cm à la livraison sur la largeur, profondeur, hauteurs d'assise et de dossier.




MODELE		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
84400101	<input type="checkbox"/> LIFE R	1 589,55	1 676,97	9166630	558,99

DIMENSIONS D'ASSISE		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
---------------------	--	-----------	------------	------	--------

		Largeur d'assise en cm								Longueur de châssis
		34	36	38	40	42	44	46	48	
Profondeur d'assise en cm	36	○	○	○	○	○	○	○	○	court
	38	○	○	○	○	○	○	○	○	
	40	○	○	○	○	○	○	○	○	moyen
	42	○	○	○	○	○	○	○	○	
	44	○	○	○	○	○	○	○	○	long
	46	○	○	○	○	○	○	○	○	
	48	○	○	○	○	○	○	○	○	
	50	○	○	○	○	○	○	○	○	

Mesure largeur d'assise extérieure tubes d'assise



Largeur entre protège-vêtements = Largeur + 2 cm

		Hauteur sol / siège avant en cm (H S/S)												
		Type fourche	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Roue avant	4"	Aluminium 143mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Aluminium 168mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	5"	Aluminium 143mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Aluminium 168mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	6"	Aluminium 143mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Aluminium 168mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7"	Aluminium 168mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

- a) Roues 7" : ND avec PS 36 à 40 cm
- b) Roues 5" et 6" bandage souple : uniquement avec fourches larges
- c) Roues pneumatiques : uniquement en 7"

		Hauteur sol/siège arrière en cm (réglable +/- 1cm)												
		Roues	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Roues arrière	22"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	24"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	25"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Note : Différence maximale revendiquée entre la hauteur d'assise avant et arrière : 11 cm


SUNRISE MEDICAL
www.SunriseMedical.fr

Life R

- Standard
 Sans supplément de prix
 Avec supplément de prix

SIEGE					Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
LRF020001	<input checked="" type="radio"/>	Toile d'assise réglable			std	std		
LRF020002	<input type="radio"/>	Toile d'assise réglable avec une pochette			std	std		
Coussin avec housse noire								
LRF020101/02	<input type="checkbox"/>	Mousse	Epaisseur	<input type="radio"/> 3cm <input type="radio"/> 5cm densité moyenne	115,64	122,00	9367995	34,90

DOSSIER					Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
Hauteur de dossier (réglable par paliers de 2,5 cm) sélectionner un pré-réglage (cm) parmi les plages ci-dessous :								
		25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45			
		<input type="radio"/> 25 cm	<input type="radio"/> 30 cm	<input type="radio"/> 35 cm	<input type="radio"/> 40 cm			
		<input type="radio"/> 27,5 cm	<input type="radio"/> 32,5 cm	<input type="radio"/> 37,5 cm	<input type="radio"/> 42,5 cm			
		<input type="radio"/> 30 cm	<input type="radio"/> 35 cm	<input type="radio"/> 40 cm	<input type="radio"/> 45 cm			
Type de dossier								
LRF030001	<input type="radio"/>	Standard fixe 90°			std	std		
LRF030015	<input type="checkbox"/>	Réglable en angle et rabattable sur l'assise SANS verrouillage			135,55	143,00		
	LRF030512	<input type="radio"/> -12°	LRF030518	<input type="radio"/> -8°	LRF030518	<input type="radio"/> -4°		
	LRF030500	<input type="radio"/> 0°	LRF030504	<input type="radio"/> 4°	LRF030508	<input type="radio"/> 8°		
LRF030102	<input type="checkbox"/>	Verrouillage sur l'assise en position rabattue (ND dossier fixe)			90,05	95,00		
Toiles de dossier EXO Evo - (ND dossiers Jay)								
LRF030316	<input checked="" type="radio"/>	Toile EXO Evo noire, réglable en tension, pochette			std	std	9367995	34,90
		Coloris galon	<input checked="" type="radio"/> Noir	<input type="radio"/> Orange	<input type="radio"/> Argent	<input type="radio"/> Bleu	<input type="radio"/> Rouge	
LRF030317	<input type="checkbox"/>	Toile EXO Evo Pro noire, rembourrée, réglable, aérée, pochette			157,35	166,00	9367995	34,90
		Coloris galon	<input checked="" type="radio"/> Noir	<input type="radio"/> Orange	<input type="radio"/> Argent	<input type="radio"/> Bleu	<input type="radio"/> Rouge	
		<input type="checkbox"/> Appui-tête (uniquement avec poignées de poussée réglables en hauteur)						
LRF030410	<input type="checkbox"/>	Coussinet moyen 23x11 cm			320,38	338,00	9367854	63,41
LRF030411	<input type="checkbox"/>	Petit coussinet 20x11 cm			320,38	338,00	9367854	63,41



JAY

PRODUITS D'AIDE A LA POSTURE JAY

Ces dossiers peuvent être pris en charge dans le cas d'une prescription pour un **siège de série modulable et évolutif** incluant un **coussin** d'assise et un **dossier** de positionnement. **Code LPPR: 6266839 = 838,47 € TTC**

COUSSINS DE POSITIONNEMENT					Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
JAY20001	<input type="checkbox"/>	Jay Easy Visco, base incurvée			300,83	317,38		
JAY20007	<input type="checkbox"/>	Jay Easy Fluid, base incurvée			300,83	317,38		
JAY20004	<input type="checkbox"/>	Jay Lite			352,01	371,37		
DOSSIERS DE POSITIONNEMENT					Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
		<input type="checkbox"/> Dossier Jay J3			493,93	521,10		
<u>Jay J3 - GALBE PEU PROFOND (SC) - Enveloppement 5 cm</u>					H= hauteur du dossier			
Thoracique moyen (MT):		<input type="checkbox"/> JAY030010 (M) H: 34 cm		<input type="checkbox"/> JAY030033 (T) H: 38 cm				
Thoracique supérieur (UT):		<input type="checkbox"/> JAY030012 (S) H: 42 cm	<input type="checkbox"/> JAY030019 (M) H: 46 cm	<input type="checkbox"/> JAY030025 (T) H: 50 cm				
Maintien haut (SH):		<input type="checkbox"/> JAY030015 (S) H: 53 cm	<input type="checkbox"/> JAY030022 (M) H: 57 cm	<input type="checkbox"/> JAY030028 (T) H: 61 cm				
<u>Jay J3 - GALBE MOYEN (MC) - Enveloppement 8 cm</u>								
Thoracique moyen (MT):		<input type="checkbox"/> JAY030011 (M) H: 34 cm		<input type="checkbox"/> JAY030018 (T) H: 38 cm				
Thoracique supérieur (UT):		<input type="checkbox"/> JAY030013 (S) H: 42 cm	<input type="checkbox"/> JAY030020 (M) H: 46 cm	<input type="checkbox"/> JAY030026 (T) H: 50 cm				
Maintien haut (SH):		<input type="checkbox"/> JAY030016 (S) H: 53 cm	<input type="checkbox"/> JAY030023 (M) H: 57 cm	<input type="checkbox"/> JAY030029 (T) H: 61 cm				

Life R

● Standard ○ Sans supplément de prix □ Avec supplément de prix


JAY		DOSSIERS DE POSITIONNEMENT		Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
<input type="checkbox"/> Dossier Jay J3		493,93	521,10				
Jay J3 - GALBE PROFOND SUPPORT MOYEN (MDC) - Enveloppement 15 cm							
Thoracique moyen (MT):	<input type="checkbox"/> JAY030040 (S) H: 30 cm	<input type="checkbox"/> JAY030044 (M) H: 34 cm	<input type="checkbox"/> JAY030041 (T) H: 38 cm				
Thoracique supérieur (UT):	<input type="checkbox"/> JAY030045 (S) H: 42 cm	<input type="checkbox"/> JAY030042 (M) H: 46 cm					
Maintien haut (SH):	<input type="checkbox"/> JAY030043 (S) H: 53 cm	<input type="checkbox"/> JAY030047 (M) H: 57 cm	<input type="checkbox"/> JAY030048 (T) H: 61 cm				
Jay J3 - GALBE EXTRA PROFOND SUPPORT MOYEN (MDC) - Enveloppement 18 cm							
Thoracique moyen (MT):		<input type="checkbox"/> JAY030049 (T) H: 38 cm					
Thoracique supérieur (UT):	<input type="checkbox"/> JAY030050 (M) H: 46 cm						
Jay J3 - GALBE PROFOND SUPPORT HAUT (DC) - Enveloppement 15 cm							
Thoracique supérieur (UT):	<input type="checkbox"/> JAY030014 (S) H: 42 cm	<input type="checkbox"/> JAY030021 (M) H: 46 cm	<input type="checkbox"/> JAY030027 (T) H: 50 cm				
Maintien haut (SH):	<input type="checkbox"/> JAY030017 (S) H: 53 cm	<input type="checkbox"/> JAY030024 (M) H: 57 cm	<input type="checkbox"/> JAY030030 (T) H: 61 cm				
Appui-tête Whitmyer pour dossier JAY J3 uniquement							
WHT030415	<input type="checkbox"/> Appui-tête avec support COBRA XTRA, escamotable vers l'arrière	447,91	472,55	9367854	63,41		
WHT030416	<input type="checkbox"/> Appui-tête avec support AXYS, standard	261,65	276,04	9367854	63,41		
PROTEGE-VETEMENTS - ACCOUDOIRS		Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €		
LRF040107	<input type="radio"/> Protège-vêtements composite amovibles	std	std				
LRF040102	<input type="radio"/> Protège-vêtements alu harmonisé à la couleur du châssis (1)	std	std				
LRF040103	<input type="radio"/> Garde boue alu (à partir de H S/S arrière : 41 cm) (1)	std	std				
LRF040104	<input type="checkbox"/> Garde boue carbone (à partir de H S/S arrière : 41 cm) (1)	231,28	244,00				
Accoudoirs - uniquement avec carrossage 0° et 1°							
LRF040052	<input type="radio"/> Accoudoirs réglables en hauteur avec outils et amovibles (manchettes réglables en longueur)	std	std				
	<input type="checkbox"/> Accoudoirs réglables en hauteur et amovibles (un point de fixation)	208,53	220,00				
LRF040050	<input type="checkbox"/> manchettes 25 cm	LRF040051	<input type="checkbox"/> manchettes 35 cm				
ENSEMBLE REPOSE-PIEDS		Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €		
LRF010010	<input type="radio"/> Châssis 75°	std	std				
LRF010011	<input type="radio"/> Châssis 85°	std	std				
LRF010016	<input type="radio"/> Châssis Actif 85° - ajustement 4 cm (2 cm par côté)	std	std				
<input type="radio"/> Palette monobloc légère réglable en angle et en profondeur, non relevable							
LRF050025	<input type="radio"/> Composite	std	std				
LRF050024	<input type="checkbox"/> Aluminium	134,60	142,00				
<input type="checkbox"/> Palette monobloc légère, réglable en angle et profondeur, relevable, sangle mollet							
LRF050131	<input type="radio"/> palette composite	std	std				
LRF050132	<input type="checkbox"/> palette carbone	171,56	181,00				
LRF050127	<input type="checkbox"/> Cales latérales - uniquement avec LRF050025/050024/050032	83,41	88,00				
LRF050102	<input type="radio"/> Monobloc alu noire, relevable, avec sangle mollets (ND rep.jambes)	std	std				
LRF050126	<input type="checkbox"/> Escamotage latérale pour palette relevable	131,75	139,00				
LRF050062	<input type="checkbox"/> Verrou de palette monobloc	63,51	67,00				
Palettes SEPARÉES							
LRF050020	<input type="radio"/> Composite, réglables en angle (1)	std	std				
LRF050050	<input type="radio"/> Aluminium noires réglables en angle et en profondeur	std	std				
Longueur de jambes (sur fauteuil= distance de toile d'assise à palette)							
<input type="radio"/> 34 cm <input type="radio"/> 35 cm <input type="radio"/> 36 cm <input type="radio"/> 37 cm <input type="radio"/> 38 cm <input type="radio"/> 39 cm <input type="radio"/> 40 cm <input type="radio"/> 41 cm <input type="radio"/> 42 cm <input type="radio"/> 43 cm <input type="radio"/> 44 cm <input type="radio"/> 45 cm <input type="radio"/> 46 cm <input type="radio"/> 47 cm							
CENTRE DE GRAVITE		Position centre de gravité PASSIVE		Position centre de gravité ACTIVE			
COG23	<input type="radio"/> 2,30 cm	COG43	<input checked="" type="radio"/> 4,30 cm	COG63	<input type="radio"/> 6,30 cm	COG83	<input type="radio"/> 8,30 cm



LIR040052



LIR040051



Châssis 75°



Châssis 85°



LRF050025



LRF050131










LRF050102

(1) Uniquement disponible à partir de largeur d'assise 360 mm, si ajustement à partir de largeur d'assise 400 mm

Life R

● Standard ○ Sans supplément de prix □ Avec supplément de prix

ROUES MOTRICES				Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
LRF070001	<input type="radio"/> Standards, rayonnage croisé	(ND 25")		std	std		
LRF070002	<input type="radio"/> Moyeu design rayonnage droit (3)	(ND 22"/25")		std	std		
LRF070003	<input type="checkbox"/> Légères	(poids max util.: 125 kg)		303,32	320,00		
LRF070004	<input type="checkbox"/> Proton	(poids max util.: 100 kg)		336,49	355,00		
LRF070005	<input type="checkbox"/> Spinergy 18 rayons noirs (autre coloris = B4Me)	(ND 22")		647,39	683,00		
LRF070009	<input type="checkbox"/> VTT 24" (seulement avec pneu VTT et MC noire)	(ND 22"/25")		381,99	403,00		
LRF070010	<input type="checkbox"/> VTT 24" (paire supplémentaire)	(ND 22"/25")		574,41	606,00		
Pneu							
LRF070101	<input type="radio"/> Profil fin, Right run	(ND 25")		std	std		
LRF070102	<input type="radio"/> Bandage noir, 24", 25" (24" uniquement roues Spinergy / ND roues VTT)			std	std		
	<input type="checkbox"/> Bandage gris, 22"			47,39	50,00		
LRF070107	<input type="radio"/> Schwalbe One	(ND 22")		std	std		
LRF070104	<input type="checkbox"/> Marathon Plus Evolution	(ND 22")		75,83	80,00		
Carrossage (réglable de 1° à 4°) (fauteuil équipé d'accoudoirs carrossage 0° et 1° uniquement)							
LRF070600	<input checked="" type="radio"/> 0°			std	std		
LRF070601	<input type="radio"/> 1°	LRF070603	<input type="radio"/> 3°		std	std	
LRF070602	<input type="radio"/> 2°	LRF070604	<input type="radio"/> 4°		std	std	
Flasques - ND avec roues Spinergy							
LRF070831	<input type="checkbox"/> Transparent			190,52	201,00		
LRF070820	<input type="checkbox"/> Oriental	11	<input type="checkbox"/> Feather	12	<input type="checkbox"/> Flying water		
LRF070817	<input type="checkbox"/> Hot wheels	14	<input type="checkbox"/> Graffiti	06	<input type="checkbox"/> Chrome wheel		
LRF070822	<input type="checkbox"/> Pool	02	<input type="checkbox"/> Basketball	03	<input type="checkbox"/> Basketball 2		
LRF070827	<input type="checkbox"/> Silk	28	<input type="checkbox"/> Space				
				238,86	252,00		
				238,86	252,00		
				238,86	252,00	20	14
				238,86	252,00		11
SYSTEME DE CONDUITE				Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
Main-courante							
LRF070202	<input type="radio"/> Alu, argent anodisé	LRF070201	<input type="radio"/> Alu, argent vernis		std	std	
LRF070204	<input type="radio"/> Inox poli				std	std	
LRF070207	<input type="checkbox"/> Anti-dérapante	(22" uniquement roues standards)		309,00	326,00		
LRF070208	<input type="checkbox"/> Maxgrip	(ND 25",uniquement montage standard)		443,60	468,00		
LRF070212	<input type="checkbox"/> Ellipse 3R, noire (main-courantes ergonomiques, bande de caoutchouc, grip maximal)	(uniquement 24" et 25")		302,37	319,00		
Montage main-courantes							
LRF070317	<input type="radio"/> Standard (12-17 mm)			std	std		
LRF070327	<input type="checkbox"/> Ecarté (27 mm) (uniquement avec MC inox) (1)			58,77	62,00		
LRF070307	<input type="checkbox"/> Très rapproché (7 mm) (uniquement avec MC inox) (2)			138,39	146,00		
Accessoires de main-courantes							
LRF070250	<input type="checkbox"/> Protection de main-courantes (silicone) - (4)			138,39	146,00		
Système de poussée pour l'accompagnant							
LRF030200	<input type="radio"/> Sans poignées	LRF030201	<input type="radio"/> Poignées longues		std	std	
LRF030203	<input type="checkbox"/> Escamotables (à partir de HD 30 cm)			120,38	127,00		
LRF030204	<input type="checkbox"/> Réglables en hauteur (à partir HD 30 cm)			270,14	285,00		
LRF030205	<input type="checkbox"/> Réglables en hauteur pour dossier Jay (à partir de de HD 30 cm)			289,10	305,00		

- (1) ND avec roues Spinergy et roues 22"
 (2) ND avec roues légères, Spinergy et roues 22"
 (3) ND avec harmonisation de couleur moyeu et jante
 (4) ND 25", MC antidérapantes

Life R

● Standard ○ Sans supplément de prix □ Avec supplément de prix

ROUES DIRECTRICES				Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
LRF080301	<input type="radio"/> Bandage dur			std	std		
LRF080302	<input type="radio"/> Bandage souple	<input type="radio"/> 5" <input type="radio"/> 6" (uniquement fourches larges)		std	std		
LRF080305	<input type="radio"/> Pneumatique	<input type="radio"/> 6" <input type="radio"/> 7"		std	std		
LRF080303	<input type="checkbox"/> Lumière	<input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5"		87,20	92,00		
LRF080304	<input type="checkbox"/> Bandage dur, jante alu argent	<input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5"		100,47	106,00		
LRF080306	<input type="checkbox"/> Bandage souple, jante alu argent	<input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5" (large)		100,47	106,00		
	Option couleur jante	<input type="checkbox"/> noir <input type="checkbox"/> orange <input type="checkbox"/> rouge <input type="checkbox"/> bleu		49,29	52,00		
LRF080029	● Fourches aluminium, noires			std	std		
	Options de couleur	LRF080042 <input type="checkbox"/> argent LRF080043 <input type="checkbox"/> orange		139,34	147,00		
SYSTEME D'IMMOBILISATION ET DE FREINAGE				Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
LRF060001	<input type="radio"/> Frein à pousser			std	std		
LRF060002	<input type="checkbox"/> Frein à débattement court			63,51	67,00		
LRF060010	<input type="checkbox"/> Rallonge de freins, escamotables			34,12	36,00		
LRF060023	<input type="checkbox"/> Freins compacts EVO			75,83	80,00		
LRF070008	<input type="checkbox"/> Freins tambour avec freins à pousser (22", 24")			312,80	330,00		
ACCESSOIRES RAPPORTES AU CHASSIS				Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
LRF0900021	<input type="checkbox"/> Levier arrière de basculement	<input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche		44,55	47,00		
LRF090009	<input type="checkbox"/> Porte canne avec Velcro (incluant levier arrière de basculement)			95,73	101,00		
LRF090005/4	<input type="checkbox"/> Roulette anti-basculer escamotable (1)	<input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche		115,64	122,00		
LRF090036	<input type="checkbox"/> Roulettes anti-basculer légère alu - paire (1)			228,44	241,00		
LRF090010	<input type="checkbox"/> Roulettes de transit (paire)			230,33	243,00		
LRF090100	<input type="checkbox"/> Points de fixation pour transport en véhicule (autocollants)			std	std		
PREPARATION POUR HANDBIKE ATTITUDE				Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
LRF090211	<input type="checkbox"/> Montage axes ancrage sur châssis - SANS commande Attitude			100,47	106,00		
LRF090212	<input type="radio"/> Montage axes ancrage sur châssis - AVEC commande Attitude			std	std		
3EME ROUE EMPULSE F55 (joindre fiche de mesure F55) - TVA 20%				Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
EMO000101	<input type="radio"/> Avec commande F55, SANS installation et réglage par Sunrise			std	std		
EMO000102	<input type="checkbox"/> Avec commande F55, AVEC installation et réglage par Sunrise			390,00	468,00		
ACCESSOIRES				Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
LRF090018	<input type="checkbox"/> Ceinture à boucle			82,46	87,00		
LRF090025	<input type="checkbox"/> Pompe			26,54	28,00		
LRF090024	<input type="checkbox"/> Pompe à main avec manomètre sur support (0-11 bars)			101,42	107,00		
LRF090030	<input type="checkbox"/> Sac à dos - spécial fauteuil			96,68	102,00		
LRF090026	<input type="checkbox"/> Housse téléphone portable			38,86	41,00		
COLORIS				Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
6	<input type="radio"/> Jaune soleil	29	<input type="radio"/> Noir	std	std		
14	<input type="radio"/> Bleu	31	<input type="radio"/> Noir mat	std	std		
21	<input type="radio"/> Rouge rubis	32	<input type="radio"/> Blanc pur	std	std		
24	<input type="radio"/> Tutti frutti orange	33	<input type="radio"/> Rose	std	std		
27	<input type="radio"/> Graphite métallique	42	<input type="radio"/> Anthracite mat	std	std		
2	<input type="checkbox"/> Argent brillant	34	<input type="checkbox"/> Chocolat métallisé	91,00	96,00		
3	<input type="checkbox"/> Argent mat	35	<input type="checkbox"/> Bleu ciel	91,00	96,00		
15	<input type="checkbox"/> Bleu océan brillant	36	<input type="checkbox"/> Cyan métallique	91,00	96,00		
16	<input type="checkbox"/> Bleu mat	37	<input type="checkbox"/> Marsred (orange)	91,00	96,00		
19	<input type="checkbox"/> Violet brillant	40	<input type="checkbox"/> Kiwi	91,00	96,00		
22	<input type="checkbox"/> Rouge brillant	41	<input type="checkbox"/> Rose pailleté	91,00	96,00		
23	<input type="checkbox"/> Rouge mat	46	<input type="checkbox"/> Vert Mamba	91,00	96,00		



(1) ND avec levier arrière de basculement

Life R

Standard
 Sans supplément de prix
 Avec supplément de prix

HARMONISATION DE COULEUR		Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
<input type="checkbox"/> Moyeux et jantes	Code couleur Uniquement disponible avec coloris codes 14 - 22 - 23 - 29 et 31 Uniquement avec roues standards 24" (ND roues moyeu design)	127,01	134,00		
<input type="checkbox"/> Main-courantes (1)	Code couleur (voir page 5)	67,30	71,00		
<input type="checkbox"/> Fourches standards	Code couleur (voir page 5)	127,01	134,00		
<input type="checkbox"/> Anodisation moyeux et jantes pour <u>roues légères 24"</u> : (2)		163,98	173,00		
LRF100336 <input type="checkbox"/> orange LRF100337 <input type="checkbox"/> bleu LRF100338 <input type="checkbox"/> rouge					
PLAQUES D'AXE ANODISEES		Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
LRF100580	<input checked="" type="radio"/> Noir	std	std		
LRF100581	<input type="checkbox"/> Argent LRF100582 <input type="checkbox"/> Orange	203,79	215,00		
COLORIS STICKERS		Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
LRF100550	<input checked="" type="radio"/> Noir LRF100551 <input type="radio"/> Argent	std	std		

Matrice Incompatibilité F55 avec roues arrière 24"

COG	Profondeur d'Assise						
	380	400	420	440	460	480	500
40	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
60	X	X	X	✓	✓	✓	✓
70	X	X	X	X	✓	✓	✓
80	X	X	X	X	✓	✓	✓
90	X	X	X	X	✓	✓	✓
100	X	X	X	X	✓	✓	✓
110	X	X	X	X	✓	✓	✓
120	X	X	X	X	✓	✓	✓
130	X	X	X	X	X	✓	✓

PRIX TOTAL

- (1) Uniquement avec main-courante alu et roues standards
 (2) Avec harmonisation pour roues légères les rayons sont toujours noirs