

Q700® M HD AA1




BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

Révision 01_052024
Sous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions

Adresse facturation ou Code client				Adresse livraison		Identique facturation	
Code Clt:				Code Clt:			
Magasin:				Magasin:			
Rue:				Rue:			
Ville/CP:				Ville/CP:			
E-Mail:				E-Mail:			
Tél:				Tél:			
Information				Poids Utilisateur			
Commande	Devis	Built-4-Me®		Poids max. Utilisateur: 250 kg			
N° commande:				Poids Uti.:		kg	
Art. no.: 2250070M-300 Code LPPR : 9167078				Prix Public TTC			
Date:	Jour	Mois	Année	Q700 M HD		11 645.00 €	

Mesures anthropométriques

a) Du haut de la tête à l'assise	mm
b) Du haut de l'épaule à l'assise	mm
c) Aisselle - assise	mm
d) Coude - assise	mm
e) Haut du bassin - assise	mm
f) Largeur épaule	mm
g) Largeur poitrine	mm
i) Largeur hanche	mm
j) Profondeur d'assise	mm
m) Longueur pied	mm
n) Longueur de jambe	mm
o) Largeur d'assise	mm



Données Techniques - Système d'assise



Crash testé selon ISO 7176-19:2008

Système d'assise	SEDEO PRO		
Poids sans batteries	140 kg	Dimensions d'assise	Larg. 500 - 660 mm, Profond. 460 - 560 mm
Poids avec batteries 80 Ah	190 kg	Hauteurs d'assise	440 mm - 490 mm

Données Techniques - Base Motrice Roues Motrices Centrales (Q700 M SEDEO PRO)

Poids max. Utilisateur	250 kg	Roues motrices	14" (noir)
Largeur base	Min. 622 mm - Max. 660 mm	Roues avant/arrière	6" avant / 6" arrière (noir)
Electronique	R-Net	Chargeur	220 V / 8 A
Autonomie (selon ISO7176-4)	Jusqu'à 25 km	Batteries	80 Ah
Motorisation	6 km/h, 8 km/h - 4 poles	Coloris	inserts: 7 coloris au choix
Garde au sol	90 mm	Base	noir

BASE MOTRICE

Fauteuil Roulant Electrique Série - Q700		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €		
SHP000080	Q700 M HD - AA1	11 037,91	11 645,00	9167078	3 487,95		
		+ 7.00 € HT d'éco-participation					
Motorisation		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €		
SHP180009	6 km/h - Moteurs 4-Poles (2x500W)	std	std	-	-		
SHP180010	8 km/h - Moteurs 4-Poles (2x500W)	std	std	-	-		
Contrôle de Trajectoire		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €		
SHP110009	Module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)	935,55	987,00	-	-		
SHP110014	Sans module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)	std	std	-	-		
Roues Motrices 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €		
SHP070032	14", Pneumatique, V-Type (lisse), Noir	std	std	-	-		
SHP070031	14", Bandage, V-Type (lisse), Noir	145,02	153,00	-	-		
SHP070034	14", Pneumatique, Knobby (crampon), Noir	std	std	-	-		
SHP070033	14", Bandage, Knobby (crampon), Noir	145,02	153,00	-	-		
Roues Directrices 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €		
SHP080310	6", Bandage, Noir	std	std	-	-		
BASE MOTRICE							
Coloris Inserts (enjolveurs, dossier, supports latéraux, pivots accoudoirs, tête de fourche)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €		
SHP140005	Vert Pomme (RAL 110 70 77)	SHP140002	Rouge (RAL 040 40 67)	std	std	-	-
SHP140004	Noir (RAL 9005)	SHP140007	Argent (RAL 9006)	std	std	-	-
SHP140003	Bleu (RAL 260 40 45)	SHP140001	Blanc (RAL 9010)	std	std	-	-
SHP140006	Orange (RAL 060 60 80)	std	std	-	-	-	-
Coloris carénage		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €		
SHP100577	Noir (RAL 9005) Noir finition naturelle non peinte	std	std	-	-		
Kit Eclairage LED		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €		
SHP110201	Kit éclairage LED (homologué StVZO)	598,10	631,00	-	-		
SHP110202	Kit éclairage feu de position LED monté sur garde-boue (sans clignotant)	309,95	327,00	-	-		
SHP110209	Sans kit éclairage	std	std	-	-		
Hauteurs d'Assise		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €		
SH44	440 mm - uniquement avec option accoudoirs relevables (SHP040065 - prix page 7)	std	std	-	-		
SH465	465 mm	std	std	-	-		
SH49	490 mm	std	std	-	-		
Batteries et Chargeur		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €		
SHP160005	Batteries, 80 Ah, Gel, sans maintenance avec chargeur 10 A	std	std	-	-		
SHP160104	Chargeur 220 V / 10 A	std	std	-	-		

ASSISE

Modules d'Inclinaison d'Assise		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
SHP130011	Bascule manuelle par platine (réglable 0°, 3°, 6°, 9°, pré-réglage d'usine 6°)	std	std	-	-
SHP130004	Bascule électrique, 0° - 30°	1 600,00	1 688,00	-	-
SHP130012	Bascule électrique, -5° - 25° Non disponible avec hauteurs d'assise 440 mm	1 600,00	1 688,00	-	-

Modules d'Inclinaison de Dossier		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
SHP030083	Inclinaison manuelle par platine, 90° - 120°	std	std	-	-
SHP030215	Inclinaison électrique HD, 90° - 130°	1 217,06	1 284,00	-	-

Option de Dossier		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
SHP030098	Dossier rabattable sur l'assise, à déverrouillage rapide	std	std	-	-

DOSSIER

Types de Coussin de Dossier		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
SEDEO PRO (Voir Section A)					
SHP030104	Coussin de dossier SEDEO PRO	std	std	-	-
JAY J3 (Voir Section B)					
SHP030054	Dossier JAY J3	Voir Section B		-	-

A – Dossier SEDEO PRO, Dimensions		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Largeur coussin de dossier					
BW50	500 mm, pour largeur utile 460 - 500 mm	std	std	-	-
BW54	540 mm, pour largeur utile 500 - 540 mm	std	std	-	-
BW56	560 mm, pour largeur utile 520 - 560 mm	std	std	-	-
BW61	610 mm, pour largeur utile 560 - 610 mm	std	std	-	-
BW66	660 mm, pour largeur utile 560 - 610 mm	std	std	-	-

Hauteur coussin de dossier					
BH50	500 mm, pour hauteur utile 500 - 560 mm	std	std	-	-
BH56	560 mm, pour hauteur utile 560 - 620 mm	std	std	-	-

A – Dossier SEDEO PRO, Galbes		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
SHP030109	Coussin de dossier, Profilé	std	std	-	-
SHP030117	Coussin de dossier, Flexible, Extra Deep Contour, Actif, Sangles Réglables	116,59	123,00	-	-

A – Dossier SEDEO PRO, Housses		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
SHP030108	Housse, Confort	std	std	-	-

B – Dossier JAY J3, Dimensions		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €		
Largeur de dossier J3							
JAY030112	460 mm	JAY030113	510 mm	std	std	-	-

B – Dossier JAY J3, Galbe Profond Support Moyen (MDC)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
JAY030045	UT - Hauteur short 420 mm	844,55	891,00	-	-
JAY030042	UT - Hauteur medium 460 mm	844,55	891,00	-	-
JAY030046	UT - Hauteur tall 500 mm	844,55	891,00	-	-

B – Dossier JAY J3, Galbe Profond Support Haut (DC)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
JAY030014	UT - Hauteur short 420 mm	844,55	891,00	-	-
JAY030021	UT - Hauteur medium 460 mm	844,55	891,00	-	-
JAY030027	UT - Hauteur tall 500 mm	844,55	891,00	-	-

DOSSIER

Appui-Tête - Têtière SEDEO & Whitmyer 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
SHP030430	SEDEO, tèteière PU - (LxH) 240 x 150 mm Uniquement avec supports d'appui-tête SEDEO	278,67	294,00	-	-
SHP030431	SEDEO, tèteière PU avec housse stretch confort (LxH) 240 x 150 mm Uniquement avec supports d'appui-tête SEDEO	343,13	362,00	-	-
SHP030432	SEDEO, tèteière flexible avec housse stretch confort (LxH) 400 x 110 mm Uniquement avec supports d'appui-tête SEDEO	378,20	399,00	-	-
WHT030401	Whitmyer, coussinet Plush, (LxH) 203 x 127 mm Uniquement avec supports d'appui-tête WHITMYER	235,07	248,00	-	-
WHT030402	Whitmyer, coussinet Plush, (LxH) 254 x 127 mm Uniquement avec supports d'appui-tête WHITMYER	261,61	276,00	-	-
WHT030403	Whitmyer, coussinet Plush, (LxH) 356 x 127 mm Uniquement avec supports d'appui-tête WHITMYER	276,78	292,00	-	-
WHT030404	Whitmyer, coussinet ajustable Spécial Plush-A, étroit, (LxH) 355 x 76 mm Uniquement avec supports d'appui-tête WHITMYER	374,41	395,00	-	-
WHT030406	Whitmyer, coussinet ajustable Spécial Plush-A, large, (LxH) 460 mm x 127 mm Uniquement avec supports d'appui-tête WHITMYER	505,21	533,00	-	-

Appui-tête - Supports		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Choisir support appui-tête Whitmyer + montage pour commande occipitale					
SHP030433	SEDEO, support multi-positions - pour tèteière SEDEO	48,34	51,00	-	-
SHP030434	SEDEO, support multi-positions à démontage rapide - pour tèteière SEDEO	94,79	100,00	-	-
WHT030407	Whitmyer, support LINX, à démontage rapide - pour tèteière Whitmyer	121,33	128,00	-	-
WHT030408	Whitmyer, support LINX ² - pour tèteière Whitmyer	140,28	148,00	-	-
WHT030409	Whitmyer, support AXYS, barre horizontale orientable à 180° - pour tèteière Whitmyer	94,79	100,00	-	-
WHT030411	Whitmyer, support COBRA XTRA, escamotable vers l'arrière - pour tèteière Whitmyer	188,63	199,00	-	-

Appui-Tête - Montage		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
SHP030119	Fixation montée sur coussin de dossier Uniquement avec coussin de dossier profilé SEDEO PRO (SHP030109)	std	std	-	-
SHP030120	Fixation montée sur armature du dossier	61,61	65,00	-	-

Poignées de Poussée		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
SHP030204	Poignées de poussée, réglables en hauteur Non disponible avec commande double (SHP110021) ou commande tierce personne (SHP110020)	179,15	189,00	-	-

ASSISE

Interface d'Assise		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
SHP020131	Rails de fixation, long HD, pour profondeurs d'assise 460 - 560 mm	std	std	-	-
Coussin d'Assise - Types		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
SEDEO PRO (Voir Section C)					
SHP020027	Coussin d'assise SEDEO PRO	std	std	-	-
JAY (Voir Section D)					
SHP020515	Coussin d'assise JAY	voir sect. D	voir sect. D	-	-
C – SEDEO PRO - Dimensions d'Assise		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Largeur coussin d'assise					
SW50	500 mm, pour largeur utile 460 - 500 mm	std	std	-	-
SW54	540 mm, pour largeur utile 500 - 540 mm	std	std	-	-
SW56	560 mm, pour largeur utile 520 - 560 mm	std	std	-	-
SW61	610 mm, pour largeur utile 560 - 610 mm	std	std	-	-
SW66	660 mm, pour largeur utile 610 - 660 mm	std	std	-	-
Profondeur coussin d'assise					
SD46	460 mm avec coussin 500 mm	std	std	-	-
SD48	480 mm avec coussin 500 mm	std	std	-	-
SD50	500 mm avec coussin 500 mm	std	std	-	-
SD52	520 mm avec coussin 560 mm	std	std	-	-
SD54	540 mm avec coussin 560 mm	std	std	-	-
SD56	560 mm avec coussin 560 mm	std	std	-	-
C – SEDEO PRO - Coussins		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
SHP020073	SEDEO, Profilé (Profiled) - hauteur 70 mm	std	std	-	-
SHP020077	SEDEO, Pré-formé (Form) - hauteur 100 mm	332,70	351,00	-	-
C – SEDEO PRO - Housses		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
SHP020518	Housse Dartex	std	std	-	-
C – SEDEO PRO - Plaques d'Assise		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
SHP020082	SEDEO, Plaque d'assise avec butée arrière de coussin réglable en profondeur	109,00	115,00	-	-

ASSISE

D – JAY - Dimensions		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Largeur coussin					
SW50	500 mm, avec coussin 500 mm	std	std	-	-
SW52	520 mm, avec coussin 500 mm	std	std	-	-
SW54	540 mm, avec coussin 560 mm	std	std	-	-
SW56	560 mm, avec coussin 560 mm	std	std	-	-
SW61	600 mm, avec coussin 600 mm	std	std	-	-
Profondeur coussin					
SD46	460 mm	std	std	-	-
SD48	480 mm	std	std	-	-
SD50	500 mm	std	std	-	-
SD52	520 mm	std	std	-	-
SD54	540 mm - Uniquement avec largeur d'assise 560 mm	std	std	-	-
SD56	560 mm - Uniquement avec largeur d'assise 560 mm	std	std	-	-

D – JAY - Coussins de Positionnement		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
JAY020011	JAY Balance, insert Fluide, housse aérée, jusqu'à largeur d'assise 500 mm	636,02	671,00	-	-
JAY020013	JAY Balance, insert Fluide, housse aérée, à partir de largeur d'assise 560 mm	636,02	671,00	-	-

Accessoires d'Assise		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
SHP020342	Cale genou escamotable, 120 x 120 mm, côté droit ND avec potences 70° (SHP050173-175), ND avec poignée de transfert SHP090122	236,02	249,00	-	-
SHP020341	Cale genou escamotable, 120 x 120 mm, côté gauche ND avec potences 70° (SHP050173-175), ND avec poignée de transfert SHP090122	236,02	249,00	-	-
SHP020113	Cale cuisse amovible, 120 x 120 mm, côté droit ND avec protège-vêtements cunéiforme confort (SHP040035)	236,02	249,00	-	-
SHP020114	Cale cuisse amovible, 120 x 120 mm, côté gauche ND avec protège-vêtements cunéiforme confort (SHP040035)	236,02	249,00	-	-
SHP020121	Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté droit ND avec protège-vêtements cunéiforme confort (SHP040035)	236,02	249,00	-	-
SHP020122	Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté gauche ND avec protège-vêtements cunéiforme confort (SHP040035)	236,02	249,00	-	-

ACCOUDOIRS

Accoudoirs - Types (accoudoirs livrés sans Protège-vêtements)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
SHP040019	Accoudoirs escamotables, vers l'arrière ND avec hauteur d'assise 440 mm ET bascule d'assise électrique 0°-30° (SHP130004)	std	std	-	-
SHP040021	Accoudoirs amovibles ND avec hauteur d'assise 440 mm ET bascule d'assise électrique 0°-30° (SHP130004)	250,24	264,00	-	-
SHP040065	Accoudoirs, relevables à compensation, multiréglables avec support additionnel	995,26	1 050,00	-	-

Manchettes d'Accoudoirs		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
SHP040023	Standard, 300 mm - droite	31,28	33,00	-	-
SHP040024	Standard, 300 mm - gauche	31,28	33,00	-	-
SHP040025	Standard, 400 mm - droite	std	std	-	-
SHP040026	Standard, 400 mm - gauche	std	std	-	-
SHP040027	Standard, 450 mm - droite Avec accoudoirs escamotables (SHP040019), largeur d'assise +20 mm	31,28	33,00	-	-
SHP040028	Standard, 450 mm - gauche Avec accoudoirs escamotables (SHP040019), largeur d'assise +20 mm	31,28	33,00	-	-

Manchettes confort

SHP040204	Confort Dartex, 400 mm, droite	82,46	87,00	-	-
SHP040203	Confort Dartex, 400 mm, gauche	82,46	87,00	-	-

ACCOUDOIRS

Gouttières Hémiplégiques		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
SHP040031	Gouttière, PU, 435 x 120 mm, droite ND avec manipulateur monté à droite (SHP110052), avec rétroviseur monté à droite (SHP090110)	235,07	248,00	-	-
SHP040032	Gouttière, PU, 435 x 120 mm, gauche ND avec manipulateur monté à gauche (SHP110053), avec rétroviseur monté à gauche (SHP090118)	235,07	248,00	-	-

Protège-vêtements		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Pour accoudoirs: escamotables (SHP040019) et accoudoirs amovibles (SHP040021)					
SHP040033	Protège-vêtements, standard ND avec accoudoirs relevables à compensation multiréglables (SHP040065)	91,00	96,00	-	-
SHP040034	Protège-vêtements, confort Largeur d'assise -20 mm ND avec accoudoirs relevables à compensation multiréglables (SHP040065)	150,71	159,00	-	-
SHP040035	Protège-vêtements, cunéiforme confort Largeur d'assise -80 mm, seulement avec accoudoirs amovibles (SHP040021)	233,18	246,00	-	-

REPOSE-PIEDS

Potence Centrale		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
SHP050140	Potence centrale, fixe Appui-mollets SHP050092 obligatoires en combinaison avec bascule d'assise	351,66	371,00	-	-
SHP050087	Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (longueur 260 mm x largeur 150 mm)	93,84	99,00	-	-
SHP050092	Appui-mollets séparés, paire	93,84	99,00	-	-

Repose-Jambes Central, Électrique		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
SHP050076	Repose-jambes central électrique, compensation sur 190 mm, inclinaison de 90° - 180°, LJ réglable de 350 à 460 mm	1 588,63	1 676,00	-	-
SHP050071	Repose-jambes central électrique, compensation sur 190 mm, inclinaison de 90° - 180°, descente des palettes au sol, LJ réglable 350 à 460 mm	1 783,89	1 882,00	-	-

Palettes

SHP050072	Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (longueur 260 mm x largeur 150 mm)	std	std	-	-
SHP050073	Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (longueur 310 mm x largeur 170 mm)	std	std	-	-

Appui-mollets

SHP050092	Appui-mollets séparés, paire	std	std	-	-
-----------	------------------------------	-----	-----	---	---

Potences et Repose-jambes latéraux escamotables SEDEO PRO		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
SHP050173	Potences 70°, Heavy Duty, escamotables	std	std	-	-
SHP050174	Repose-jambes manuels, Heavy Duty, escamotables	563,98	595,00	-	-
SHP050175	Repose-jambes électriques, Heavy Duty, escamotables	1 127,96	1 190,00	-	-

Supports repose-jambes latéraux

SHP050170	Support haut (préconisé avec coussin, épaisseur < ou = à 700 mm)	std	std	-	-
SHP050171	Support bas (préconisé avec coussin, épaisseur < ou = à 500 mm)	std	std	-	-

Palettes

SHP050090	Palettes séparées, pour largeur d'assise 480 - 520 mm	std	std	-	-
SHP050091	Palettes séparées, pour largeur d'assise 540 - 560 mm	std	std	-	-
SHP050081	Palettes solidaires, choisir une palette Uniquement pour potences 70°, escamotables (SHP050173)	88,15	93,00	-	-

Options de repose-pieds

SHP050082	Appui-mollets, standard, réglables en profondeur, paire	std	std	-	-
SHP050083	Appui-mollets, confort, réglables en profondeur, paire	88,15	93,00	-	-
SHP050084	Talonnères	std	std	-	-
SHP050085	Sangle mollets Uniquement pour potences 70°, escamotables (SHP050173)	std	std	-	-
SHP050200	Protection de genou, confort	113,74	120,00	-	-

REPOSE-PIEDS

Supports Amputé		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
SHP050142	Support amputé, mousse, droit	219,91	232,00	-	-
SHP050143	Support amputé, mousse, gauche	219,91	232,00	-	-
SHP050013	Support amputé, confort, droit	219,91	232,00	-	-
SHP050014	Support amputé, confort, gauche	219,91	232,00	-	-

Options de Positionnement & Accessoires		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
SHP090128	Ceinture, boucle type automobile, 50 mm x 1700 mm	std	std	-	-
SHP090129	Ceinture, boucle type automobile, 50 mm x 2700 mm	88,15	93,00	-	-
SHP090110	Rétroviseur, monté à droite (montage côté manipulateur si tablette)	59,72	63,00	-	-
SHP090118	Rétroviseur, monté à gauche (montage côté manipulateur si tablette)	59,72	63,00	-	-
SHP090009	Porte canne ND avec dossier électrique	70,14	74,00	-	-
SHP090119	Fixations pour sac à dos sur cadre de dossier ND avec dossier électrique	39,81	42,00	-	-
SHP090120	Pochette sous accoudoir ND avec accoudoirs à compensation multiréglables (SHP040065)	48,34	51,00	-	-
SHP090122	Poignée de transfert ND avec cale genou droit/gauche (SHP020342/SHP020341) ND avec repose-jambes latéraux manuels et électriques (SHP050173/SHP050174/SHP050175)	113,74	120,00	-	-
SHP030605	Plot d'abduction Non disponible avec repose-jambes central électrique	132,70	140,00	-	-

ÉLECTRONIQUE ÉVOLUTIVE

Manipulateur – R-Net		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
SHP110015	LED, Vérins	std	std	-	-
SHP110016	LED, Vérins et kit éclairage	std	std	-	-
SHP110017	Ecran couleur LCD	std	std	-	-
SHP110018	Ecran couleur LCD, joystick renforcé	1 129,86	1 192,00	-	-
SHP110013	Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge (32 à 40 kHz)	984,83	1 039,00	-	-
SHP110023	Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge (32 à 40 kHz) et Bluetooth (2 appareils PC, Android et 2 appareils IOS, iPhone, iPad)	1 341,23	1 415,00	-	-

Support Commande Principale		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
SHP110050	Support fixe	std	std	-	-
SHP110056	Support escamotable, intérieur/extérieur	std	std	-	-

Montage Commande Principale		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
SHP110052	Accoudoir, côté droit	std	std	-	-
SHP110053	Accoudoir, côté gauche	std	std	-	-

Langue		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
SHP119002	Français				

Embouts de Joystick (optionnel)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
SHP090505	Balle de golf, Ø 42 mm	54,98	58,00	-	-
SHP090506	T-Bar, largeur 82 mm	54,98	58,00	-	-
SHP090507	Balle souple, Ø 70 mm	54,98	58,00	-	-
SHP090508	Balle, Ø 35 mm	54,98	58,00	-	-
SHP090045	Balle Allround, Ø 48 mm	54,98	58,00	-	-
SHP090509	Coupelle commande menton, Ø 37 mm	54,98	58,00	-	-
SHP090512	Tige, 80 x 15 mm	54,98	58,00	-	-
SHP090511	Champignon, Ø 45 mm	238,86	252,00	-	-

ÉLECTRONIQUE ÉVOLUTIVE

Module de Puissance et Contrôle des Vérins		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
SHP110003	Module de puissance, R-Net, 90 A	std	std	-	-
SHP110003	Module ISM-6L, contrôle vérins & kit éclairage	std	std	-	-

Commandes Accompagnateurs		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
SHP110021	Commande double (manipulateur ou commande spéciale + boîtier tierce personne) Non disponible avec poignées de poussée (SHP030204)	677,02	714,26	9368167	714.26
SHP110020	Commande tierce personne uniquement (déplacement du manipulateur principal) Non disponible avec poignées de poussée (SHP030204) Choisir également un manipulateur	183,89	194,00	9368150	35.71

Montage commande accompagnateur

SHP110025	Arrière du dossier, côté droit	std	std	-	-
SHP110026	Arrière du dossier, côté gauche	std	std	-	-

Boîtier Ctrl+5 Contacts - 10 fonctions assignables		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
SHP110043	Boîtier Ctrl+5 avec 10 fonctions assignables En combinaison avec commande accompagnateur montage du boîtier à l'accouder	1 092,89	1 153,00	-	-

Montage

SHP110180	A l'arrière du manipulateur Non disponible avec pantographe escamotable intérieur/extérieur (SHP110056)	std	std	-	-
SHP110181	Côté opposé du manipulateur	std	std	-	-

Type de boutons

SHP110175	A pousser	std	std	-	-
SHP110176	A bascule	std	std	-	-

COMMANDES SPECIALES

R-Net OMNI2 Interface Commandes Spéciales, infra rouge 32-40 kHz		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Choisir le montage du boîtier R-Net OMNI2 et contacteurs ci-dessous, Section E. (requis pour commandes spéciales)					
SHP110116	R-Net OMNI2	2 192,42	2 313,00	-	-
SHP110117	R-Net OMNI2, mode scanner	2 192,42	2 313,00	-	-

Montage R-Net OMNI2		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Montage OMNI2: côté opposé au manipulateur R-Net					
SHP110119	Support fixe, à droite	std	std	-	-
SHP110120	Support fixe, à gauche	std	std	-	-
SHP110123	Support escamotable, à droite ND en combinaison avec rétroviseur arrière, à droite (SHP090110)	194,31	205,00	-	-
SHP110124	Support escamotable, à gauche ND en combinaison avec rétroviseur arrière, à gauche (SHP090118)	194,31	205,00	-	-

Commandes Spéciales Manuelles (Sélection des contacteurs voir section E)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
--	--	-----------	------------	------	--------

Commandes proportionnelles Switch-It (OMNI2 requis)

SHP110301	MicroGuide (mini-joystick force de poussée 40 gr, débattement 13°)	Indisponible jusqu'à Septembre 2024			
SHP110302	MicroPilot (O-WAY) (joystick isométrique, force de poussée 10 à 50 gr, débattement 0°)	4 022,75	4 244,00	9368167	714.26
SHP110304	VersaGuide (joystick compact - force de poussée 240 gr et débattement 22°)	1 751,66	1 848,00	9368167	714.26
SHP110305	VersaGuide EZ (joystick compact light - force de poussée 120 gr et débattement 12°) Non disponible avec embout joystick tige (SHP090512) Non disponible avec embout joystick champignon Ø 45 mm (SHP090511) Non disponible avec embout joystick T-Bar (SHP090506)	1 751,66	1 848,00	9368167	714.26

Commandes proportionnelles Mo-Vis

SHP110306	Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) (OMNI2 requis)	2 907,11	3 067,00	9368167	714.26
SHP110307	Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) (OMNI2 requis)	3 094,79	3 265,00	9368167	714.26
SHP110308	Allround heavy duty (joystick compact renforcé, force de poussée 650 gr) (OMNI2 requis)	4 022,75	4 244,00	9368167	714.26
SHP110309	Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) R-Net bus (OMNI2 non requis)	2 907,11	3 067,00	9368167	714.26
SHP110310	Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) – R-Net bus (OMNI2 non requis)	3 094,79	3 265,00	9368167	714.26
SHP110311	Allround heavy duty (joystick compact renforcé, force de poussée 650 gr) – R-Net bus (OMNI2 non requis)	4 022,75	4 244,00	9368167	714.26

ÉLECTRONIQUE ÉVOLUTIVE

Boitier Ctrl+5 Contacts - 10 fonctions assignables		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
SHP110043	Boitier Ctrl+5 avec 10 fonctions assignables En combinaison avec commande accompagnateur montage du boitier à l'accodoir	1 092,89	1 153,00	-	-
Montage					
SHP110180	A l'arrière du manipulateur Non disponible avec pantographe escamotable intérieur/extérieur (SHP110056)	std	std	-	-
SHP110181	Côté opposé du manipulateur	std	std	-	-
Type de boutons					
SHP110175	A pousser	std	std	-	-
SHP110176	A bascule	std	std	-	-

COMMANDES SPECIALES

R-Net OMNI2 Interface Commandes Spéciales, infra rouge 32-40 kHz		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Choisir le montage du boitier R-Net OMNI2 et contacteurs ci-dessous, Section E. (requis pour commandes spéciales)					
SHP110116	R-Net OMNI2	2 192,42	2 313,00	-	-
SHP110117	R-Net OMNI2, mode scanner	2 192,42	2 313,00	-	-

Montage R-Net OMNI2		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Montage OMNI2: côté opposé au manipulateur R-Net					
SHP110119	Support fixe, à droite	std	std	-	-
SHP110120	Support fixe, à gauche	std	std	-	-
SHP110123	Support escamotable, à droite ND en combinaison avec rétroviseur arrière, à droite (SHP090110)	194,31	205,00	-	-
SHP110124	Support escamotable, à gauche ND en combinaison avec rétroviseur arrière, à gauche (SHP090118)	194,31	205,00	-	-

COMMANDES SPECIALES

Commandes Spéciales Manuelles (Sélection des contacteurs voir section E)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Commandes proportionnelles Switch-It (OMNI2 requis)					
SHP110301	MicroGuide (mini-joystick force de poussée 40 gr, débattement 13°)	Indisponible jusqu'à Septembre 2024			
SHP110302	MicroPilot (O-WAY) (joystick isométrique, force de poussée 10 à 50 gr, débattement 0°)	4 022,75	4 244,00	9368167	714.26
SHP110304	VersaGuide (joystick compact - force de poussée 240 gr et débattement 22°)	1 751,66	1 848,00	9368167	714.26
SHP110305	VersaGuide EZ (joystick compact light - force de poussée 120 gr et débattement 12°) Non disponible avec embout joystick tige (SHP090512) Non disponible avec embout joystick champignon Ø 45 mm (SHP090511) Non disponible avec embout joystick T-Bar (SHP090506)	1 751,66	1 848,00	9368167	714.26
Commandes proportionnelles Mo-Vis					
SHP110306	Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) (OMNI2 requis)	2 907,11	3 067,00	9368167	714.26
SHP110307	Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) (OMNI2 requis)	3 094,79	3 265,00	9368167	714.26
SHP110308	Allround heavy duty (joystick compact renforcé, force de poussée 650 gr) (OMNI2 requis)	4 022,75	4 244,00	9368167	714.26
SHP110309	Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) R-Net bus (OMNI2 non requis)	2 907,11	3 067,00	9368167	714.26
SHP110310	Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) – R-Net bus (OMNI2 non requis)	3 094,79	3 265,00	9368167	714.26
SHP110311	Allround heavy duty (joystick compact renforcé, force de poussée 650 gr) – R-Net bus (OMNI2 non requis)	4 022,75	4 244,00	9368167	714.26

COMMANDES SPECIALES

Support de Fixation Link-It pour Commandes Spéciales Manuelles		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
SHP110342	Appui palmaire pour joystick MicroGuide et MicroPilot Uniquement avec mini-joysticks micro series	297,63	314,00	-	-
Emplacement de la fixation					
SHP110350	Sur l'accoudoir	std	std	-	-
SHP110353	Sur le pantographe	std	std	-	-
Côté de la fixation					
SHP110362	Droit	std	std	-	-
SHP110361	Gauche	std	std	-	-

Commandes Occipitales (Sélection de contacteurs voir section E)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Commande proportionnelle 4 axes Switch-It (OMNI2 requis - Recommandé avec GYRO)					
	VIGO, commande gyroscopique montée sur casque Joindre la fiche de mesures de la commande VIGO (livrée séparément)				Pour le tarif, veuillez consulter la fiche de mesures VIGO
Commandes proportionnelles 3 axes Switch-It (OMNI requis - Module GYRO recommandé)					
SHP110370	Dual Pro (contacteurs sensitifs et à pression - coussinets latéraux ovales)	4 923,22	5 194,00	9368167	714.26
SHP110371	Dual Pro (contacteurs sensitifs et à pression - coussinets latéraux ronds)	4 923,22	5 194,00	9368167	714.26
Supports Commandes Occipitales					
WHT030407	WHITMYER, support LINX	121,33	128,00	-	-
WHT030408	WHITMYER, support LINX ²	140,28	148,00	-	-
WHT030409	WHITMYER, support AXYS, barre horizontale orientable à 180°	94,79	100,00	-	-

Commandes au Menton		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Commandes au menton proportionnelles Switch-It (OMNI2 requis)					
SHP110470	MicroGuide (mini-joystick force de poussée 40 gr, débattement 13°)	Indisponible jusqu'à Septembre 2024			
SHP110471	MicroPilot (O-WAY) (joystick isométrique, force de poussée 10 à 50 gr, débattement 0°)	4 022,75	4 244,00	9368167	714.26
SHP110472	VersaGuide joystick compact	1 751,66	1 848,00	9368167	714.26
SHP110473	VersaGuide EZ joystick compact	1 751,66	1 848,00	9368167	714.26
Commandes au menton proportionnelles Mo-Vis					
SHP110474	Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) (OMNI2 requis)	2 907,11	3 067,00	9368167	714.26
SHP110475	Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) (OMNI2 requis)	3 094,79	3 265,00	9368167	714.26
SHP110476	Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) R-Net bus (OMNI2 non requis)	2 907,11	3 067,00	9368167	714.26
SHP110477	Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) – R-Net bus (OMNI2 non requis)	3 094,79	3 265,00	9368167	714.26
Supports de Fixation Link-It pour commandes au menton					
SHP110480	Plastron - small (largeur plastron = 15.24 cm) Si contacteurs requis: uniquement joystick Allround avec contacteurs Satellite	680,57	718,00	-	-
SHP110483	Bras manuel escamotable sur dossier – côté droit	717,54	757,00	-	-
SHP110484	Bras manuel escamotable sur dossier – côté gauche	717,54	757,00	-	-
SHP110485	Bras électrique escamotable contacteur sur l'appui-tête – côté droit	2 222,75	2 345,00	-	-
SHP110486	Bras électrique escamotable contacteur sur l'appui-tête – côté gauche	2 222,75	2 345,00	-	-
SHP110487	Bras manuel escamotable sur l'appui-tête – côté gauche	717,54	757,00	-	-
SHP110488	Bras manuel escamotable sur l'appui-tête – côté droit	717,54	757,00	-	-
Kit d'Extension Link-It					
SHP110590	Module de base + tube de 100 mm, incluant 5 clips câble	88,15	93,00	-	-
SHP110591	Module de base + tube de 150 mm, incluant 5 clips câble	88,15	93,00	-	-

Commande au Souffle (sélection contacteur voir Section E)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
SHP110510	Commande au souffle avec fixation escamotable Link-It, sur l'appui-tête (module GYRO recommandé) Appui-tête à sélectionner	988,63	1 043,00	9368167	714.26

COMMANDES SPÉCIALES

E – Contacteur #1

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR €

Sélection d'un contacteur #1 et de son montage (si second contacteur requis, sélection page suivante)

SHP110611	#1 Contacteur Ø 64 mm – noir	172,51	182,00	-	-
SHP110612	#1 Contacteur Ø 64 mm – rouge	172,51	182,00	-	-
SHP110613	#1 Contacteur Ø 64 mm – vert	172,51	182,00	-	-
SHP110523	#1 Egg Switch – noir	172,51	182,00	-	-
SHP110524	#1 MicroLite Switch – noir	246,45	260,00	-	-
SHP110651	#1 Contacteur Ø 30 mm – noir	172,51	182,00	-	-
SHP110654	#1 Contacteur Ø 30 mm – bleu	172,51	182,00	-	-
SHP110653	#1 Contacteur Ø 30 mm – vert	172,51	182,00	-	-
SHP110652	#1 Contacteur Ø 30 mm – rouge	172,51	182,00	-	-
SHP110655	#1 Contacteur Ø 30 mm – jaune	172,51	182,00	-	-
SHP110534	#1 Twister Switch – noir	155,45	164,00	-	-
SHP110535	#1 Twister Switch – vert	155,45	164,00	-	-
SHP110536	#1 Twister Switch – rouge	155,45	164,00	-	-

Montage Link-It pour Contacteur #1

SHP110560	#1 Sur manipulateur Non disponible avec Joystick Allround Heavy Duty ou appui palmaire	250,24	264,00	-	-
SHP110566	#1 Opposé au manipulateur Montage sur rail d'accouder	250,24	264,00	-	-
SHP110561	#1 Sur l'appui-tête	250,24	264,00	-	-
SHP110563	#1 Sur le rail de fixation de l'assise (genou) Si 2 contacteurs sélectionnés uniquement montage droit et gauche	250,24	264,00	-	-
SHP110565	#1 Au menton Pas de contacteur gauche / droit requis	250,24	264,00	-	-
SHP110569	#1 Sans montage Contacteurs non fixés	std	std	-	-

Côté du Montage pour Contacteur #1

SHP110572	#1 A droite (Non disponible contacteur Satellite)	std	std	-	-
SHP110571	#1 A gauche (Non disponible contacteur Satellite)	std	std	-	-

Contacteurs Satellite #1 (uniquement pour Joystick Allround, maximum 2 au choix)

SHP110537	#1 Contacteur Satellite – noir	172,51	182,00	-	-
SHP110538	#1 Contacteur Satellite – vert	172,51	182,00	-	-
SHP110539	#1 Contacteur Satellite – rouge	172,51	182,00	-	-

COMMANDES SPÉCIALES

E – Contacteur #2		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Sélection d'un contacteur #2 et de son montage					
SHP110631	#2 Contacteur Ø 64 mm – noir	172,51	182,00	-	-
SHP110632	#2 Contacteur Ø 64 mm – rouge	172,51	182,00	-	-
SHP110633	#2 Contacteur Ø 64 mm – vert	172,51	182,00	-	-
SHP110088	#2 Egg Switch – noir	172,51	182,00	-	-
SHP110089	#2 MicroLite Switch – noir	246,45	260,00	-	-
SHP110671	#2 Contacteur Ø 30 mm – noir	172,51	182,00	-	-
SHP110674	#2 Contacteur Ø 30 mm – bleu	172,51	182,00	-	-
SHP110673	#2 Contacteur Ø 30 mm – vert	172,51	182,00	-	-
SHP110672	#2 Contacteur Ø 30 mm – rouge	172,51	182,00	-	-
SHP110675	#2 Contacteur Ø 30 mm – jaune	172,51	182,00	-	-
SHP110095	#2 Twister Switch – noir	155,45	164,00	-	-
SHP110096	#2 Twister Switch – vert	155,45	164,00	-	-
SHP110097	#2 Twister Switch – rouge	155,45	164,00	-	-
Montage Link-It pour Contacteur #2					
SHP110098	#2 Sur manipulateur Non disponible avec Joystick Allround Heavy Duty ou appui palmaire	250,24	264,00	-	-
SHP110099	#2 Opposé au manipulateur Montage sur rail d'accoudeur	250,24	264,00	-	-
SHP110100	#2 Sur l'appui-tête	250,24	264,00	-	-
SHP110104	#2 Sur le rail de fixation de l'assise (genou) Si 2 contacteurs sélectionnés uniquement montage droit et gauche	250,24	264,00	-	-
SHP110105	#2 Au menton Pas de contacteur gauche / droit requis	250,24	264,00	-	-
SHP110106	#2 Sans montage Contacteurs non fixés	std	std	-	-
Côté du Montage pour Contacteur #2					
SHP110108	#2 A droite (Non disponible contacteur Satellite)	std	std	-	-
SHP110107	#2 A gauche (Non disponible contacteur Satellite)	std	std	-	-
Contacteurs Satellite #1 (uniquement pour Joystick Allround, maximum 2 au choix)					
SHP110111	#2 Contacteur Satellite – noir	172,51	182,00	-	-
SHP110112	#2 Contacteur Satellite – vert	172,51	182,00	-	-
SHP110113	#2 Contacteur Satellite – rouge	172,51	182,00	-	-
Contacteurs Multi-Fonctions (utilisés en combinaison avec la programmation du paramètre "assignation de boutons")					
SHP110550	Mini 2 stéréo - 2 contacteurs branchés en stéréo sur la prise jack "mode" du manipulateur écran (4 fonctions assignables) Non fixé à la livraison. Fixation Link-It impossible	231,28	244,00	-	-
SHP110551	Mini 2 mono - 2 contacteurs branchés en mono sur la prise jack "mode" et "marche/arrêt" Non fixé à la livraison. Fixation Link-It impossible	231,28	244,00	-	-
SHP110552	Mini 4 – 4 contacteurs branchés en DB9 sur l'OMNI Non fixé à la livraison. Fixation Link-It impossible	231,28	244,00	-	-
SHP110554	Joystick 4 contacts - branchés en DB9 sur l'OMNI	330,81	349,00	-	-
Accessoires					
SHP110580	Rallonge jack mono (2 m) (prise Jack 3.5 mm)	33,18	35,00	-	-
SHP110581	Rallonge jack stéréo (2 m) (prise Jack 3.5 mm)	33,18	35,00	-	-
SHP110582	Rallonge DB9 (1 m)	42,65	45,00	-	-
SHP110583	Cable jack Y, stéréo - mono/mono	81,52	86,00	-	-
Dispositif de Sécurité		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
SHP090147	Contacteur d'arrêt d'urgence (portée activation 30 m, branché sur port OBC du module de puissance)	988,63	1 043,00		-

Carénage Q700 M



// SHP100577

Kit Éclairage & Chargeurs



// SHP110201



// SHP110202



// SHP160104

Coussins de Dossier SEDEO PRO



// SHP030109



// SHP030117

Tétière d'Appui-Tête & Montage Appui-Tête




// SHP030430 & SHP030431



// WHT030401-WH030403



// WHT030404-WHT030406



// SHP030433



// WHT030408



// WHT030409

Coussins d'Assise SEDEO & Coussins JAY




// SHP020073




// JAY020011

Accoudoirs & Manchettes



// SHP040019



// SHP040021



// SHP040203 & SHP040204



// SHP040023



// SHP040027

Repose-Jambes Central Electric et Potence Centrale



// SHP050140 & SHP050076
// SHP050071

Manipulateurs R-Net & Support



// SHP110017



// SHP110013



// SHP110018



// SHP110056

Joystick



// SHP090505



// SHP090045



// SHP090507



// SHP090508



// SHP090509



// SHP090512



// SHP090511



// SHP090506

Commande Accompagnateur



// SHP110021

Boitier Ctrl+5 & R-Net OMNI



// SHP110175



// SHP110176



// SHP110116

Commande Occipitale



// SHP110370 // SHP110371

Commandes au Menton & Manuelles



// SHP110471 // SHP110302



// SHP110472 // SHP110473
// SHP110304 // SHP110305



// SHP110306 - SHP110309
// SHP110474 - SHP110477



// SHP110475 // SHP110477
// SHP110307 // SHP110310

Contacteurs



// SHP110651 - SHP110655
// SHP110671 - SHP110675



// SHP110523



// SHP110524



// SHP110611 - SHP110613
// SHP110631 - SHP110633



// SHP110537 - SHP110539



// SHP110534 - SHP110536



// SHP110551



// SHP110552

Montage Link-It contacteurs Swith-It



// SHP110526 // SHP110566



// SHP110566 // SHP110526
// SHP110529



// SHP110560 // SHP110572
// SHP110013 // SHP110056
// SHP110529 // SHP110526



// SHP110563

Montage et Position pour Commandes Manuelles



// SHP110353 // SHP110302
// SHP110362



// SHP110353 // SHP110302
// SHP110362 // SHP110342



// SHP110302



// SHP110353 // SHP110361
// SHP110524 // SHP110526
// SHP110560



// SHP110353 // SHP110306
// SHP110362 // SHP110538
// SHP110539

Montage et Position pour Commande au Menton



// SHP110480
// SHP110470 // SHP110471



// SHP110483 // SHP110484



// SHP110483 // SHP110484



// SHP110485 // SHP110486



// SHP110485 // SHP110474



// SHP110487 // SHP110471
// SHP110526 // SHP110529
// SHP110561 // SHP110572
// SHP110571



// SHP110487 // SHP110474

Commentaires pour Fabrications Spéciales



Q700 M HD - AA1

€

Prix de base TTC - Q700 M HD	11 645.00
Total Options TTC	
Prix Total TTC	

Date

Signature

Jour

Mois

Année

**Sunrise Medical SAS**

ZAC de la Vrillonnerie

17 Rue Michaël Faraday

37170 Chambray-Lès-Tours

Tél: 02 47 55 44 31

E-Mail: commandes@sunrisemedical.frwww.SunriseMedical.fr