

Rollfiets - Vélo-pousseur

Informations générales :

Prix **Février 2025** en € hors TVA (5,5% ou 20% avec assistance électrique)

Transport et frais de conditionnement sur devis

Ces prix peuvent être modifiés sans préavis et n'ont aucune valeur contractuelle.

Garantie appareil et batteries 2 ans



Référence client: _____

Date d'essai: _____

Fauteuil roulant doté d'un siège coquille démontable, ceinture de sécurité ventrale dossier pliable et inclinable en 3 positions, coussins lavables, freins à disques sur les roues avant du fauteuil, repose-pied inclinable, réglable en hauteur et démontable. Partie motrice "type vélo", 8 vitesses, système éclairage sur batteries, support vélo, pompe, cadenas, selle avec suspension, pneu anti-crevaisons.

Couleurs

Couleur châssis : Bleu métallisé (450010) Rouge métallisé (450011) Gris métallisé (450012)

N° d'article		Désignation		Prix
Rollfiets				
S 450002	<input type="checkbox"/>	Rollfiets équipé moyeu Shimano Nexus 8 vitesses avec freins à disques à l'avant, freins de stationnement à l'arrière, patins et rétropédalage (montage à droite) inclus 490080	pièce	5 712
Assistance électrique optionnelle				
469803	<input type="checkbox"/>	Assistance électrique Moteur électrique dépendant du pédalage (senseur), 1x batterie Li-ION (43V / 750 Wh), 7 vitesses, chargeur batterie, display au guidon avec indicateur de batteries, 5 niveaux d'assistance, ordinateur vélo, aide au démarrage, freins hydrauliques à disques à l'avant. Inclus 400163 frein manuel amovible avec patins en V sur roue arrière (obligatoire)	pièce	3 550
S 469800	<input type="checkbox"/>	Sans assistance électrique	pièce	-
Options d'entraînement (incompatible avec l'assistance électrique)				
490082	<input type="checkbox"/>	Moyeu 8 vitesses Shimano Nexus avec rétropédalage automatique	pièce	583
190083	<input type="checkbox"/>	Moyeu Rohloff 14 vitesses avec roue-libre	pièce	2129
408175	<input type="checkbox"/>	Système d'entraînement Mountain en bas de pédalier	pièce	855
Options de selle				
S 401637	<input type="checkbox"/>	Selle type Velo Plush	pièce	inclus
402860	<input type="checkbox"/>	Selle confort en gel, unisexe	pièce	72
Option tige de selle				
S 432059	<input type="checkbox"/>	Tige de selle suspendue 350 mm	pièce	inclus
Système d'assise fauteuil roulant				
S 491000	<input type="checkbox"/>	Avec coque , ceinture, repose-pieds, couleur jaune	pièce	inclus
491063	<input type="checkbox"/>	Sans coque , ceinture, repose-pieds et cadre de repose-pieds	pièce	-299
Accessoires partie fauteuil roulant				
491001	<input type="checkbox"/>	Repose-tête ajustable avec coussins, couleur jaune	pièce	248
491011	<input type="checkbox"/>	Ceinture de sécurité 4 points	pièce	90
491012	<input type="checkbox"/>	Ceinture pelvienne	pièce	120
491013	<input type="checkbox"/>	Sangle de pieds, la paire	paire	49
491014	<input type="checkbox"/>	Sangle de mollets	pièce	49
491009	<input type="checkbox"/>	Élévateur de repose-pieds (enfants ou jambes très longues)	pièce	195
491041	<input type="checkbox"/>	Coussin dorsal réduction de la profondeur d'assise de 5 cm	pièce	377
491040	<input type="checkbox"/>	Coussin dorsal réduction de la profondeur d'assise de 10 cm	pièce	434
491042	<input type="checkbox"/>	Supports latéraux réduction de la largeur d'assise de 8 cm	pièce	200
491043	<input type="checkbox"/>	Supports latéraux réduction de la largeur d'assise de 12 cm	pièce	200
491044	<input type="checkbox"/>	Supports latéraux réduction de la largeur d'assise de 20 cm	pièce	200
491060	<input type="checkbox"/>	Dossier de coque renforcé et à angle fixe	pièce	97
491006	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs surélevés, capitonnés et amovibles	pièce	193

Autres accessoires				
491003	<input type="checkbox"/>	Flasques de roues pour fauteuil roulant, transparentes et résistantes, la paire	paire	283
491005	<input type="checkbox"/>	Protection pour les mains	pièce	211
491023	<input type="checkbox"/>	Repose-pieds à attache-rapide	pièce	181
491024	<input type="checkbox"/>	Guidon à attache-rapide	pièce	90
490025	<input type="checkbox"/>	Appui-tête à attache-rapide	pièce	45
426960	<input type="checkbox"/>	Rétroviseur ajustable gauche	pièce	40
426965	<input type="checkbox"/>	Rétroviseur ajustable droit	pièce	40
491046	<input type="checkbox"/>	Antibasculer, détachable	pièce	283
400055	<input type="checkbox"/>	Ordinateur de bord en couleur, vitesse, compteurs de jours et kilomètres	pièce	98
430001	<input type="checkbox"/>	Poncho de fauteuil roulant	pièce	158

Les références précédées d'un « S » (standard) désignent les équipements inclus dans le tarif de base.



491011 Ceinture de sécurité 4 points.



491046 Roue anti-basculer détachable



491006 Accoudoirs surélevés, capitonnés et amovibles



491012 Ceinture pelvienne



491014

Bande molletière



491023 Repose-pieds à attache rapide



491013 Sangle de pieds



491007 Protection pour les mains



490025 Appui-tête à attache rapide



Standard : désaccouplement vélo-fauteuil



Vue arrière de la coque



Vue du guidon avec sonnette et poignée de freins



491003 Flasques de roues pour fauteuil roulant, transparentes et résistantes