

Solo - Motorisation électrique pour fauteuil roulant manuel

Prix publics **Février 2025** en € hors TVA (5,5%), franco de port (France métropolitaine).

Ces prix peuvent être modifiés sans préavis. Garantie appareil 2 ans, batteries 6 mois (gel) / 1 an (lithium)

Remboursement sécurité sociale LPPR (4300348) : **VHP 9384568 - 2 187,03€**

(commande tierce personne **VHP 4339681 - 714,26€**)

Déplacement du boîtier de commande **VHP 4308597 - 35,71€** (y.c. tierce personne *exclu.* changement de côté)



Equipement de base :

Roues motorisées 24" pneus pleins (insert airless), **batterie, chargeur**

Manipulateur avec liaison par câble,

Vitesse marche avant 6 km/h, marche arrière 3 km/h,

pente maximale 20% avec une personne de 75 kg

Coordonnées :

Firme : _____

Adresse : _____

CP : _____ Ville : _____

Date d'essai :

Vos références : _____

Tel : _____

Mail : _____

| N° d'article | | Désignation | | Prix |
|--------------------------------|--------------------------|--|-------|---|
| Solo | | | | |
| 335450 335053 | <input type="checkbox"/> | Solo B batterie Gel-plomb (garantie 6 mois) autonomie jusqu'à 25 km—poids maximal de la personne : 160 kg (total 210 kg) | set | 6 630 |
| 335400 335053 | <input type="checkbox"/> | Solo L batterie Lithium-ion (garantie 1 an) autonomie jusqu'à 35km—poids maximal de la personne : 160 kg (total 210 kg) | set | 6 950 |
| 335350 335053 | <input type="checkbox"/> | Solo + batterie Lithium-ion (garantie 1 an) autonomie jusqu'à 15km—poids maximal de la personne : 200 kg (total 250 kg) | set | 9 880 |
| Accessoires | | | | |
| | | Des anti-basculés sont obligatoires | | |
| 335422 | <input type="checkbox"/> | Anti-basculés (pour Solo B / Solo L) | paire | 390 |
| 335421 | <input type="checkbox"/> | Anti-basculés réglables (pour Solo B/ Solo L) | paire | 421 |
| 335138 | <input type="checkbox"/> | Anti-basculés (pour Solo +) | paire | 563 |
| 335013 | <input type="checkbox"/> | Adaptation standard (pour la fixation au fauteuil roulant) Marque : _____ Modèle : _____ Largeur d'assise : _____ Année : _____ Freins tambours : oui / non Main courante : oui / non Commande: <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche Montage : <input type="checkbox"/> court <input type="checkbox"/> long <i>Si fauteuil spécifique (hémiplégique, sport, confort, etc.)</i> | set | incl. <i>sur devis</i> |
| montage | <input type="checkbox"/> | Main d'œuvre pour montage standard (hors transport aller FRM) <i>Si fauteuil spécifique (hémiplégique, sport, confort, etc.)</i> | | 135 <i>sur devis</i> |
| 335412 | <input type="checkbox"/> | Console pivotante pour faire pivoter le manipulateur | set | 338 |
| 330274 | <input type="checkbox"/> | Support tierce personne pour fixation du manipulateur à l'arrière Support arrière tierce personne pour mettre le manipulateur à l'arrière du fauteuil Déplacement du boîtier de commande VHP 4308597 - 35,71€ (y compris tierce personne à l'exclusion du changement de côté) | set | 243 |
| 335414 + 335415 | <input type="checkbox"/> | Commande tierce personne (indépendante du manipulateur - idem Vmax) + support | set | 849 243 |
| 335017 | <input type="checkbox"/> | Roues gonflables à la place des roues pleines (insert airless) | paire | 0 |
| 335070 | <input type="checkbox"/> | Pack Batteries Gel-plomb supplémentaire (de rechange) (Solo B) | pièce | 708 |
| 335353 | <input type="checkbox"/> | Pack Batteries Lithium-ion supplémentaire (de rechange) (Solo L / Solo +) | pièce | 1 148 |
| 335106 | <input type="checkbox"/> | Flasque roues | paire | 142 |
| 335313 | <input type="checkbox"/> | Poignée Tétra pour le joystick | pièce | 98 |
| 330100 | <input type="checkbox"/> | Boule souple pour le joystick | pièce | 34 |
| 330101 ou 2 | <input type="checkbox"/> | Boule 40 ou 50 mm pour le joystick | pièce | 34 |