

V-max² - Assistance électrique à la propulsion

Prix publics **Octobre 2023** en € hors TVA (5.5%) , franco de port (France métropolitaine)

Ces prix peuvent être modifiés sans préavis. Garantie appareil 2 ans , batteries gel 6 mois, Lithium 1 an



Equipement de base :

Unité moteur démontable, deux roues crantées 24''ou 20'', pack batteries, chargeur

Pneus pleins (insert airless)

Vitesse marche avant 5,5 km/h, marche arrière 3 km/h

Autonomie jusqu'à 15 km , pente maximale 20% avec une personne de 75 kg

Adresse de facturation :

Firme : _____

Adresse : _____

CP : _____ Ville : _____

Date d'essai:

Vos références : _____

Tel : _____ Fax : _____

Mail : _____

N° d'article		Désignation		Prix
V-Max				
314100	<input type="checkbox"/>	V-max² charge maximale autorisée 200 kg (personne + fauteuil + V-max) Batterie gel plomb	set	5.150
314000	<input type="checkbox"/>	V-max² charge maximale autorisée 200 kg (personne + fauteuil + V-max) Batterie Lithium	set	5.600
310560	<input type="checkbox"/>	V-max + charge maximale autorisée 300 kg (personne + fauteuil + V-max) Batterie gel plomb	set	8.160
Accessoires				
Des anti-bascales sont obligatoires				
314009	<input type="checkbox"/>	Anti-bascales (pour V-max ²)	paire	421
310631	<input type="checkbox"/>	Anti-bascales (pour V-max +)	paire	563
310004	<input type="checkbox"/>	Adaptation standard (pour la fixation au fauteuil roulant) Marque : Modèle : Largeur d'assise : Année : Freins tambours : oui / non Cerceaux collés : oui / non Roues : <input type="checkbox"/> 20" <input type="checkbox"/> 24" Montage : <input type="checkbox"/> court <input type="checkbox"/> long <i>Si fauteuil spécifique (hémiplégique, sport, confort, etc.)</i>	set	incl. <i>sur devis</i>
montage	<input type="checkbox"/>	Main d'œuvre pour montage standard (hors transport aller FRM) <i>Si fauteuil spécifique (hémiplégique, sport, confort, etc.)</i>		135 <i>sur devis</i>
310001	<input type="checkbox"/>	Pack Batteries gel plomb supplémentaire (de rechange)	pièce	433
335353	<input type="checkbox"/>	Pack Batteries Lithium supplémentaire (de rechange)	pièce	1.148
300152	<input type="checkbox"/>	Aide à la bascule	pièce	130
310024	<input type="checkbox"/>	Flasque roues	paire	166
314004	<input type="checkbox"/>	Supplément pour roues avec frein tambour	suppl	232
310652	<input type="checkbox"/>	Roues renforcées 300 kg 24'' sans freins tambour (comprises avec V-max +)	suppl	457
300031	<input type="checkbox"/>	Convertisseur 12V/230V	pièce	231

Euromove France * 5-7, avenue Léo Lagrange * FR87350 Panazol

www.euromove.fr * Tel: 09 72 66 31 24 * contact@euromove.fr